



Sigma 1-14K

à partir du numéro de série 135550



Centrifugeuse
réfrigérée

Mode d'emploi

Conservez ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure !

© Copyright by
Sigma Laborzentrifugen GmbH
An der Unteren Söse 50
37520 Osterode am Harz
Allemagne

Tél : +49 (0) 5522 / 5007-0
Fax : +49 (0) 5522 / 5007-12
Internet : www.sigma-zentrifugen.de
E-mail : info@sigma-zentrifugen.de

1	Informations générales	9
1.1	Importance du mode d'emploi	9
1.2	Utilisation conforme	9
1.3	Garantie et responsabilité	9
1.4	Droit de propriété intellectuelle	10
1.5	Normes et réglementations	10
1.6	Matériel livré	10
2	Construction et mode de fonctionnement	11
2.1	Construction de la centrifugeuse	11
2.1.1	Éléments fonctionnels et de commande	11
2.1.2	Plaque signalétique	12
2.2	Mode de fonctionnement	13
2.2.1	Principe de la centrifugation	13
2.2.2	Domaine d'utilisation	13
2.2.2.1	Vitesse de rotation, rayon, force centrifuge relative	14
2.2.2.2	Densité	14
3	Sécurité	15
3.1	Symboles utilisés sur l'appareil	15
3.2	Symboles utilisés dans le mode d'emploi	16
3.3	Responsabilité de l'exploitant	17
3.4	Exigences relatives au personnel	18
3.5	Consignes de sécurité informelles	19
3.6	Consignes de sécurité	20
3.6.1	Sécurité électrique	20
3.6.2	Sécurité mécanique	20
3.6.3	Protection contre l'incendie	21
3.6.4	Sécurité chimique et biologique	21
3.6.5	Consignes de sécurité pour la centrifugation	22
3.6.6	Stabilité des matières plastiques	22
3.6.7	Sécurité des rotors et accessoires	23
3.6.7.1	Durée de vie des rotors et accessoires	23
3.7	Dispositifs de sécurité	24
3.7.1	Verrouillage du couvercle	24
3.7.2	Contrôle système	24
3.8	Comportement en cas de danger ou d'accident	24
3.9	Risques résiduels	24
4	Stockage et transport	25
4.1	Dimensions et poids	25
4.2	Conditions de stockage	25
4.3	Conseils pour le transport	25
4.4	Déballage	26
4.5	Dispositif de transport	26

Table de matières

5	Mise en place et raccordement	27
5.1	Emplacement.....	27
5.2	Alimentation électrique.....	27
5.2.1	Type de raccordement.....	27
5.2.2	Fusible du secteur	28
6	Fonctionnement	29
6.1	Première mise en marche	29
6.2	Mise sous tension	29
6.2.1	Ouverture et fermeture du couvercle	29
6.2.2	Installation des rotors et des accessoires	29
6.2.2.1	Installation d'un rotor.....	29
6.2.2.2	Installation du rotor 11128.....	31
6.2.2.3	Installation d'une plaque pour microhématocrite	32
6.2.2.4	Installation des accessoires	34
6.2.2.5	Récipients	34
6.3	Logiciel de commande « Spincontrol Basic »	35
6.3.1	Panneau de commande.....	35
6.3.2	Écran.....	35
6.3.3	Démarrage d'une centrifugation.....	36
6.3.4	Interruption d'une centrifugation.....	36
6.3.5	Interrompre une décélération.....	36
6.3.6	Vitesse / Force centrifuge relative (FCR)	36
6.3.6.1	Modification de la valeur de vitesse/FCR en cours de fonctionnement.....	36
6.3.7	Durée de centrifugation	37
6.3.7.1	Modification de la durée de centrifugation en cours de fonctionnement	37
6.3.7.2	Fonctionnement de courte durée (« Short run »).....	37
6.3.7.3	Fonctionnement continu.....	38
6.3.8	Température	38
6.3.8.1	Programme de réfrigération préalable « Precool »	38
6.3.9	Fonctions « softstart » et « softstop »	39
6.3.10	Sélection du rotor	40
6.3.11	Programmes.....	41
6.3.11.1	Enregistrement des réglages actuels	41
6.3.11.2	Rappel des programmes enregistrés	41
6.4	Mise hors tension.....	41
7	Dysfonctionnements et recherche des erreurs	42
7.1	Dysfonctionnements généraux.....	42
7.1.1	Déverrouillage d'urgence	43
7.2	Tableau des codes d'erreur	44
7.3	Contacts	45

Table de matières

8	Entretien et maintenance	46
8.1	Opérations d'entretien.....	46
8.1.1	Centrifugeuse	46
8.1.1.1	Condenseur (centrifugeuses à système de réfrigération refroidi par air uniquement).....	47
8.1.2	Accessoires	47
8.1.2.1	Accessoires en plastique	48
8.1.3	Rotors.....	48
8.1.4	Plaque pour microhématocrite	48
8.1.5	Bris de verre	49
8.2	Stérilisation et désinfection de la chambre du rotor et des accessoires.....	49
8.2.1	Autoclavage.....	50
8.3	Opérations de maintenance	51
8.4	Retour d'éléments défectueux	52
9	Mise au rebut	54
9.1	Mise au rebut de la centrifugeuse	54
9.2	Mise au rebut de l'emballage	54
10	Caractéristiques techniques	55
10.1	Conditions ambiantes	56
10.2	Documentation technique	56
11	Annexe	57
11.1	Gamme d'accessoires	57
11.1.1	Rayons des rotors.....	57
11.2	Diagramme Vitesse – Champ de gravitation	58
11.3	Tableau de la durée de vie des rotors et accessoires	59
11.4	Tableau des stabilités	60
11.5	Déclaration CE de conformité	65
12	Index	67

Table de matières

1 Informations générales

1.1 Importance du mode d'emploi

Pour pouvoir utiliser en toute sécurité la centrifugeuse et préserver son bon fonctionnement, il est indispensable d'avoir pris connaissance des consignes de sécurité et des mises en garde principales.

Le présent mode d'emploi contient des conseils essentiels pour pouvoir utiliser la centrifugeuse en toute sécurité.

Ce mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité et les mises en garde, doivent être observés par toutes les personnes travaillant avec la centrifugeuse.

Il est en outre indispensable de respecter les réglementations et directives applicables au lieu d'installation de la centrifugeuse afin de prévenir tout risque d'accident.

1.2 Utilisation conforme

Les centrifugeuses sont des machines de travail motorisées permettant, par application d'une force centrifuge, de séparer des liquides contenus dans des matières solides, des mélanges liquides ou des mélanges solides. Elles ont été conçues exclusivement à cet effet. Toute utilisation différente de la centrifugeuse, ou excédant son emploi prévu, sera considérée comme non conforme. Dans un tel cas, la société Sigma Laborzentrifugen GmbH ne pourra être tenue responsable des dégâts occasionnés.

L'utilisation conforme comprend également

- le respect de toutes les recommandations contenues dans le présent mode d'emploi et
- l'observation des consignes de maintenance, de nettoyage et d'entretien.

1.3 Garantie et responsabilité

Nos « Conditions générales de vente », mises à la disposition de l'utilisateur dès la signature du contrat, s'appliquent.

Tout exercice de garantie et de responsabilité est exclu s'il est fondé sur une ou plusieurs des causes suivantes :

- utilisation non conforme ;
- non-respect des consignes de sécurité et des mises en garde indiquées dans ce mode d'emploi ;
- mise en service, utilisation et entretien non conformes de la centrifugeuse.

1 Informations générales

1.4 Droit de propriété intellectuelle

L'entreprise Sigma Laborzentrifugen GmbH conserve le droit de propriété intellectuelle relatif au présent mode d'emploi.

Le présent mode d'emploi n'est destiné qu'au propriétaire et à son personnel. Il contient des indications et des conseils qui ne doivent être, ni en totalité ni en partie,

- copiés,
- diffusés ou
- communiqués à un tiers.

Toute infraction pourrait faire l'objet de poursuites pénales.

1.5 Normes et réglementations

Ce mode d'emploi a été établi en conformité avec les normes et directives européennes (cf. chap. 11.5 - « Déclaration CE de conformité »).

1.6 Matériel livré

Les articles suivants accompagnent la centrifugeuse :

- 1 cordon d'alimentation avec un connecteur C13/C14
- 1 clé à tube (déverrouillage d'urgence) réf. 930 014
- 1 écrou de fixation du rotor réf. 80 301

Documentation

Mode d'emploi avec déclaration CE de conformité
(cf. chap. 11.5 - « Déclaration CE de conformité »)

Accessoires

Conformes à votre commande, notre confirmation de commande et notre bordereau de livraison.

2 Construction et mode de fonctionnement

2.1 Construction de la centrifugeuse

2.1.1 Éléments fonctionnels et de commande

- 1 Couvercle
- 2 Écran
- 3 Panneau de commande
(cf. chap. 6.3.1 -
« Panneau de
commande »)



Fig. 1 : Vue d'ensemble de la centrifugeuse

- 4 Commutateur
d'alimentation
- 5 Connexion au
secteur
- 6 Plaque signalétique
(cf. chap. 2.1.2 -
« Plaque
signalétique »)



Fig. 2 : Vue arrière de la centrifugeuse

2 Construction et mode de fonctionnement

2.1.2 Plaque signalétique

- 1 Constructeur
- 2 Puissance
- 3 Vitesse max.
- 4 Énergie cinétique max.
- 5 Numéro de série
- 6 Référence produit
- 7 Tension nominale
- 8 Modèle
- 9 Fusible
- 10 Marquage CE- conf. directive 2006/42/CE
- 11 Symbole tri des déchets (cf. chap. 9 - « Mise au rebut »)
- 12 Respect du mode d'emploi
- 13 Date de fabrication
- 14 Densité max. autorisée
- 15 Caractéristiques du réfrigérant




Fig. 3 : Exemple d'une plaque signalétique

2.2 Mode de fonctionnement

2.2.1 Principe de la centrifugation

La centrifugation est un procédé visant à séparer les divers composants de mélanges hétérogènes (suspensions, émulsions ou mélanges gazeux). Le mélange, mis en rotation autour d'un axe, est soumis à une accélération centripète, nettement supérieure à l'accélération de la pesanteur.

Les centrifugeuses utilisent l'inertie des masses en présence dans la chambre du rotor pour séparer les composants. Les particules ou milieux présentant la densité la plus élevée vont vers l'extérieur, du fait de leur inertie supérieure et refoulent les composants de densité inférieure qui se déposent au centre.

L'accélération centripète d'un corps dans la centrifugeuse soumis à une force centripète varie en fonction de la distance entre le corps et l'axe de rotation et de la vitesse angulaire ; elle augmente de façon linéaire en fonction de la distance à l'axe de rotation et de manière quadratique par rapport à la vitesse angulaire. Plus le rayon de la chambre de rotation est grand, plus la vitesse augmente, et plus l'accélération centripète est importante. Les forces en action sur le rotor augmentent également.

2.2.2 Domaine d'utilisation

Différents types de constructions sont nécessaires en fonction du domaine d'utilisation, de la taille des particules, de la teneur en solides et du débit volumique du mélange à centrifuger.

Les domaines d'utilisation du principe de centrifugation s'étendent de l'essoreuse à salade de ménage ou de l'extracteur à miel aux utilisations techniques spécifiques dans les applications cliniques, biologiques ou biochimiques :

- Pour de nombreuses analyses chimiques cliniques, il s'agit de séparer un matériel cellulaire du liquide analysé. L'utilisation d'une centrifugeuse de laboratoire permet de raccourcir considérablement le processus de sédimentation.
- Dans l'industrie métallurgique, les centrifugeuses sont utilisées pour le dégraissage de la limaille. Les laiteries utilisent notamment des centrifugeuses pour séparer le lait de vache et obtenir de la crème et du lait écrémé.
- Des centrifugeuses de très grande taille sont utilisées dans l'industrie du sucre pour séparer le sirop du sucre cristallisé.
- Les centrifugeuses les plus puissantes sont essentiellement utilisées en biologie et biochimie afin d'isoler des particules de type virus. Il s'agit d'un matériel conçu pour de très grandes vitesses, pouvant atteindre 500 000 tr/min. Le rotor tourne sous vide afin d'éliminer le frottement de l'air.

2 Construction et mode de fonctionnement

2.2.2.1 Vitesse de rotation, rayon, force centrifuge relative

L'accélération g, appliquée aux échantillons, peut être augmentée en augmentant le rayon de la chambre du rotor et la vitesse de rotation. Ces trois paramètres sont interdépendants et liés par la formule suivante :

$$\text{Force centrifuge relative FCR} = 11,18 \times 10^{-6} \times r \times n^2$$

r = rayon en cm

n = vitesse de rotation en tr/min

FCR sans unité

Si deux valeurs sont données, la troisième valeur est déterminée par cette équation. Si la vitesse de rotation ou le rayon sont modifiés, la force centrifuge relative résultante est automatiquement recalculée par le système de commande de la centrifugeuse. Si la FCR est modifiée, la vitesse est adaptée en conséquence en tenant compte du rayon.

Le diagramme (cf. chap. 11.2 - « Diagramme Vitesse – Champ de gravitation ») fournit un aperçu de la relation entre la vitesse, le rayon et la FCR.

2.2.2.2 Densité

La centrifugeuse de laboratoire est destinée à la séparation de particules de densités différentes dans un mélange présentant une densité maximale de 1,2 g/cm³. Toutes les données relatives à la vitesse des rotors et des accessoires reposent sur des liquides dont la densité correspond à cette prescription. Si la densité du liquide traité est supérieure à cette valeur, la vitesse maximale autorisée de la centrifugeuse doit être limitée selon la formule suivante :















$$n = n_{max} \times \sqrt{(1,2/\rho)}$$

ρ = densité en g/cm³

3 Sécurité

3.1 Symboles utilisés sur l'appareil

Les étiquettes et pictogrammes décrits ci-après sont utilisés sur la centrifugeuse :

 <p>Marche (mise sous tension)</p>	 <p>Flèche de sens de rotation</p>
 <p>Arrêt (mise hors tension)</p>	 <p>Déverrouillage d'urgence</p>
 <p>Garantie « 4°C »</p>	 <p>Plaque signalétique (cf. chap. 2.1.2 - « Plaque signalétique »)</p>
 <p>Symbole CE conforme à la directive 2006/42/CE</p>	 <p>Ne pas jeter avec les déchets ménagers</p>
 <p>Respect du mode d'emploi</p>	 <p>Marque NRTL (uniquement pour les États-Unis et le Canada)</p>
 <p>Marque RCM (uniquement pour l'Australie)</p>	 <p>Marque RoHS 2 Chine (uniquement pour la Chine)</p>
 <p>Marque California Proposition 65 (uniquement pour les États-Unis)</p>	 <p>Symbole UKCA (pour le R-U uniquement)</p>

i
CONSEIL

Toutes les consignes de sécurité présentes sur la centrifugeuse doivent rester toujours lisibles. Elles doivent, si nécessaire, être remises à neuf.

i
CONSEIL

L'étiquetage de la centrifugeuse varie en fonction de son équipement et de son pays de destination.

3 Sécurité

3.2 Symboles utilisés dans le mode d'emploi

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent mode d'emploi pour signaler divers dangers potentiels :



DANGER

Ce symbole indique un danger **imminent** pour la vie et la santé des personnes.

Le non-respect des recommandations associées **aura** des répercussions négatives sur la santé des personnes, pouvant entraîner des blessures mortelles.



DANGER

Ce symbole indique un danger **imminent** pour la vie et la santé des personnes lié à la tension électrique.

Le non-respect des recommandations associées **aura** des répercussions négatives sur la santé des personnes, pouvant entraîner des blessures mortelles.



ATTENTION

Ce symbole indique un danger **possible** pour la vie et la santé des personnes.

Le non-respect des recommandations associées **peut** avoir de lourdes répercussions sur la santé des personnes, pouvant entraîner des blessures mortelles.



PRUDENCE

Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse.

Le non-respect des recommandations associées peut provoquer des blessures légères ou des dommages matériels.



CONSEIL

Ce symbole signale des recommandations importantes.

3.3 Responsabilité de l'exploitant

Le propriétaire s'engage à ne faire travailler sur la centrifugeuse que du personnel qualifié (cf. chap. 3.4 - « Exigences relatives au personnel »), paragraphe « Opérateurs ».

Les compétences de chaque personnel en ce qui concerne l'utilisation, l'entretien et la maintenance de la centrifugeuse doivent être clairement définies.

La connaissance des règles de sécurité par le personnel et le respect du mode d'emploi, des prescriptions des directives européennes relatives à la sécurité du travail et des réglementations nationales relatives à la sécurité du travail et à la prévention des accidents doivent être vérifiés régulièrement (par ex. tous les mois).

Conformément aux réglementations internationales relatives à la sécurité et la sûreté sur le lieu de travail, l'entrepreneur (utilisateur) doit :

- prendre des mesures en vue de protéger la vie et la santé sur le lieu de travail ;
- veiller à ce que la centrifugeuse soit utilisée de manière conforme (cf. chap. 1.2 - « Utilisation conforme »).
- prendre des mesures contre le risque d'incendie et d'explosion en cas de travail avec des substances dangereuses ;
- prendre des mesures permettant une ouverture sans danger de la centrifugeuse.

L'exploitant doit procéder à une évaluation des risques d'accident dans l'environnement de la centrifugeuse et, le cas échéant, prendre des mesures constructives.

La centrifugeuse doit faire l'objet d'un entretien régulier (cf. chap. 8 - « Entretien et maintenance »).

Les pièces qui ne sont pas en parfait état doivent être changées immédiatement.

3 Sécurité

3.4 Exigences relatives au personnel



DANGER

Risque de blessure induit par une qualification insuffisante du personnel

Lorsqu'un personnel non qualifié travaille sur la centrifugeuse ou se trouve dans le périmètre de sécurité de la centrifugeuse, s'ensuit un risque de blessures graves ou de dommages matériels considérables.

- Toutes les opérations doivent donc être exclusivement confiées à un personnel qualifié.
- Le personnel non qualifié doit être maintenu à distance du périmètre de sécurité.



DANGER

Danger de mort induit par la présence de personnes non-autorisées dans la zone de travail ou le périmètre de sécurité

Les personnes non-autorisées, qui ne remplissent pas les exigences décrites dans le présent document, n'ont pas connaissance des dangers existants dans la zone de travail. En conséquence, il existe pour ces personnes non-autorisées un risque de blessures graves pouvant aller jusqu'à la mort.

- Les personnes non-autorisées doivent être maintenues à distance de la zone de travail et du périmètre de sécurité.
- En cas de doute, il est indispensable de s'adresser aux personnes présentes et de leur demander de quitter la zone de travail ou le périmètre de sécurité.
- Toutes les opérations doivent être interrompues tant que des personnes non-autorisées sont présentes dans la zone de travail ou le périmètre de sécurité.

Ce mode d'emploi précise ci-après les qualifications du personnel travaillant dans les différents domaines d'activité :

Électricien qualifié

Du fait de sa formation, de ses connaissances et de son expérience professionnelles, ainsi que de sa connaissance des normes et dispositions légales applicables, l'électricien qualifié est en mesure de réaliser des travaux sur les installations électriques et de reconnaître et d'éviter de lui-même les dangers potentiels.

L'électricien qualifié a été formé spécifiquement pour le domaine de travail dans lequel il intervient et connaît les normes et dispositions légales applicables.

L'électricien qualifié doit respecter les dispositions prévues par les directives légales relatives à la prévention des accidents.

Personnel qualifié

Du fait de sa formation, de ses connaissances et de son expérience professionnelles, ainsi que de sa connaissance des dispositions pertinentes, le personnel qualifié est en mesure de réaliser des travaux qui lui ont été confiés et de reconnaître et d'éviter de lui-même les dangers potentiels.

Opérateurs

L'appareil doit être utilisé par un personnel qualifié formé et

- familiarisé avec les règlements fondamentaux relatifs à la sécurité et à la prévention des accidents au travail,
- qui a lu et compris le présent mode d'emploi, et en particulier le chapitre relatif à la sécurité, ainsi que les mises en garde contre les dangers, et l'a certifié par signature,
- a bénéficié d'une formation concernant l'utilisation, la réparation et/ou l'entretien de cette centrifugeuse.

3.5 Consignes de sécurité informelles

- Le présent mode d'emploi fait partie intégrante du produit.
- Le mode d'emploi doit toujours être tenu à disposition sur le lieu d'utilisation de la centrifugeuse et être consultable à tout moment.
- Le mode d'emploi doit être transmis à toute personne achetant ou utilisant la centrifugeuse après vous.
- Tout document de modification, complément ou actualisation en votre possession doit être joint au mode d'emploi.
- Les consignes générales et spécifiques à votre lieu de travail relatives à la prévention des accidents et la protection de l'environnement doivent également être tenues à disposition.
- Toutes les consignes de sécurité et mises en garde apposées sur la centrifugeuse doivent toujours être dans un bon état de lisibilité et être remises en état au besoin.

3 Sécurité

3.6 Consignes de sécurité

3.6.1 Sécurité électrique

En guise de protection contre les décharges électriques, la centrifugeuse est équipée d'un cordon d'alimentation et d'une prise d'alimentation avec mise à la terre. Afin de préserver l'efficacité de ce dispositif de sécurité, veuillez respecter les points suivants :



DANGER

- Vérifiez que la prise murale correspondante est correctement câblée.
- La tension de fonctionnement sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension d'alimentation délivrée par le secteur local.
- La centrifugeuse ne doit être utilisée qu'avec un raccordement au réseau électrique intact. Les raccords d'alimentation électrique endommagés ou défectueux doivent être immédiatement remplacés.
- Aucun récipient contenant un liquide ne doit se trouver sur le couvercle de la centrifugeuse ou dans le périmètre de sécurité de 30 cm autour de la centrifugeuse. Les liquides renversés risquent de s'infiltrer dans l'appareil et d'endommager des composants électriques ou mécaniques.
- Les réparations et opérations de maintenance du système électrique nécessitant le démontage du bâti doivent être exclusivement réservées à un personnel qualifié.
- Vérifiez régulièrement l'équipement électrique de la centrifugeuse. Les défauts, tels que les raccordements présentant du jeu ou les câbles endommagés, doivent être immédiatement corrigés.
- Toute réparation ou opération de maintenance doit être suivie d'un bilan de contrôle normalisé effectué par un personnel qualifié.

3.6.2 Sécurité mécanique

Afin de garantir un fonctionnement sans danger de la centrifugeuse, veuillez respecter les consignes suivantes :



ATTENTION

- N'ouvrez jamais le couvercle pendant que le rotor tourne !
- Ne mettez jamais la main dans la chambre du rotor tant que celui-ci tourne !
- Une centrifugeuse installée de manière inappropriée ne doit pas être utilisée.
- N'utilisez jamais la centrifugeuse si son revêtement est démonté.
- N'utilisez pas la centrifugeuse avec un rotor ou des accessoires présentant déjà des traces de corrosion ou d'autre dommages.
- N'utilisez que les rotors et accessoires certifiés par le constructeur. En cas de doute, contactez le constructeur (cf. chap. 7.3 - « Contacts »).
- Ne pas mettre les doigts entre le couvercle et le bâti lors de la fermeture du couvercle. Danger d'écrasement !
- En cas de défaillance du système de retenue du couvercle, celui-ci risque de tomber (contactez votre représentant Service). Danger d'écrasement !
- Il est interdit de cogner ou déplacer la centrifugeuse en fonctionnement.
- Il est interdit de se pencher ou de s'appuyer sur la centrifugeuse pendant le fonctionnement.

**ATTENTION**

- Ne centrifugez jamais de substances pouvant de quelque façon que ce soit endommager les matériaux de construction de la centrifugeuse, des rotors ou des accessoires. Les substances hautement corrosives, par exemple, endommagent les matériaux et altèrent la résistance mécanique du rotor et des accessoires.
- En cas de dysfonctionnement, mettez immédiatement la centrifugeuse hors tension. Corrigez le défaut (cf. chap. 7 - « Dysfonctionnements et recherche des erreurs ») ou, si nécessaire, contactez le représentant Service de votre constructeur (cf. chap. 7.3 - « Contacts »).
- Ne confiez les réparations qu'à un personnel autorisé.
- Avant toute mise en service, vérifiez que la centrifugeuse, le rotor et les accessoires ne présentent pas de dommages visibles. Vérifiez notamment l'absence de modifications structurelles visibles au niveau des éléments en caoutchouc (par ex. capot du moteur, joint du couvercle, adaptateur). Toute pièce endommagée doit être immédiatement remplacée.
- Ouvrez la centrifugeuse lorsqu'elle n'est pas utilisée pour permettre à l'humidité éventuelle de s'évaporer.

3.6.3 Protection contre l'incendie

**DANGER**

- N'utilisez pas la centrifugeuse pour centrifuger des substances explosives ou inflammables.
- N'utilisez jamais la centrifugeuse dans un espace présentant un risque d'explosion.

3.6.4 Sécurité chimique et biologique

En cas de centrifugation de substances infectieuses, toxiques, pathogènes ou radioactives, il est de la responsabilité de l'utilisateur de respecter toutes les instructions de sécurité, directives et mesures de prudence et de sécurité correspondantes.

**DANGER**

- Les substances infectieuses, toxiques, pathogènes et radioactives ne doivent être placées que dans des équipements spécifiques certifiés à système de fermeture doté d'un joint à sécurité biologique, afin d'empêcher la libération du matériau.
- Pour votre sécurité, appliquez toujours les mesures de prudence, si un danger de contamination toxique, radioactive ou pathogène existe !
- N'utilisez pas la centrifugeuse pour centrifuger des matériaux interagissant chimiquement entre eux avec une grande force énergétique.

**ATTENTION**

- Vous devez absolument respecter les mesures locales de confinement des émissions nocives (correspondant aux substances centrifugées).
- L'utilisation de la centrifugeuse ne nécessite pas en soi le port de vêtements de protection. Cependant, il est possible que le matériau à centrifuger requiert des mesures de sécurité particulières (par ex. centrifugation de substances infectieuses, toxiques, radioactives ou pathogènes).

3 Sécurité

3.6.5 Consignes de sécurité pour la centrifugation

Les consignes suivantes doivent être appliquées avant chaque centrifugation :



ATTENTION

- Vérifiez que la centrifugeuse est correctement installée et raccordée (cf. chap. 5 - « Mise en place et raccordement »).
- Préservez par principe, un périmètre de sécurité autour de la centrifugeuse, en l'éloignant d'au moins 30 cm des murs et des autres appareils.
- N'entreposez aucune substance dangereuse, quelle qu'elle soit, dans le périmètre de sécurité de la centrifugeuse
- Ne restez dans le périmètre de sécurité de la centrifugeuse que le temps nécessaire à la manipulation de l'équipement.
- N'utilisez que les rotors et accessoires certifiés par le constructeur. N'utilisez jamais de matériel de moindre qualité ! Le bris de verre ou l'éclatement d'un récipient provoque, à une vitesse de rotation élevée, un balourd dangereux.
- Vérifiez que le rotor est bien positionné ainsi que les nacelles (cf. chap. 6.2.2.1 - « Installation d'un rotor »).
- Respectez les consignes d'utilisation des accessoires (cf. chap. 6.2.2.4 - « Installation des accessoires »).
- Le rotor doit être chargé symétriquement par rapport à son axe de rotation et avec des charges équilibrées.
- Réduisez la vitesse de rotation avec des liquides ayant une densité $> 1,2 \text{ g/cm}^3$ (cf. chap. 2.2.2.2 - « Densité »).
- N'utilisez pas la centrifugeuse avec un rotor chargé de manière asymétrique.
- N'utilisez pas la centrifugeuse avec des récipients trop longs.

3.6.6 Stabilité des matières plastiques

Les influences chimiques modifient fortement la chaîne polymère des matières plastiques ainsi que leurs propriétés physiques. La centrifugation de solvants, d'acides ou de substances alcalines peut endommager certains éléments en plastique.



CONSEIL

- Vérifiez le tableau des stabilités (cf. chap. 11.4 - « Tableau des stabilités ») !

3.6.7 Sécurité des rotors et accessoires

3.6.7.1 Durée de vie des rotors et accessoires

Les rotors et accessoires ont une durée de vie limitée.



ATTENTION

- Par mesure de sécurité, procédez régulièrement (au moins une fois par mois) à un contrôle !
- Recherchez attentivement toute altération visible, telle que la formation de corrosion, de fissures ou la dénudation de matériau, etc.

- Le matériel doit être contrôlé par le constructeur après 10 ans.
- Après 50 000 cycles, le rotor doit être changé par mesure de sécurité.
- Si une durée de vie différente est gravée sur un rotor ou sur un accessoire, elle doit être respectée : par exemple, une nacelle portant l'inscription gravée « max. cycles = 10 000 » a une durée de vie de 10 000 cycles et un rotor avec l'inscription « Exp.Date 01/27 » doit être mis au rebut en janvier 2027 au plus tard (cf. figure ci-dessous).
- Si un nombre maximal de cycles **et** une date limite sont indiqués sur un accessoire, vous devez le remplacer dès que l'une des deux indications se vérifie.




Fig.4 : Indication de la durée de vie spécifique sur une nacelle ou un rotor



CONSEIL

- Vérifiez le tableau répertoriant la durée de vie des rotors et accessoires (cf. chap. 11.3 - « Tableau de la durée de vie des rotors et accessoires ») !

3 Sécurité

3.7 Dispositifs de sécurité

3.7.1 Verrouillage du couvercle

La centrifugeuse ne peut être démarrée que si le couvercle est correctement fermé. Les verrous électriques doivent être enclenchés. Le couvercle ne peut être ouvert que lorsque le rotor est complètement immobile. Si le couvercle est ouvert à l'aide du dispositif de déverrouillage d'urgence pendant le fonctionnement (cf. chap. 7.1.1 - « Déverrouillage d'urgence »), la centrifugeuse se met automatiquement hors tension et décélère sans frein jusqu'à l'arrêt total du rotor. Lorsque le couvercle est ouvert, le système d'entraînement est déconnecté du secteur, ce qui signifie que le démarrage de la centrifugeuse est impossible.

3.7.2 Contrôle système

Un contrôle système interne surveille la transmission des données et les signaux des capteurs au niveau de leur plausibilité. Le système effectue en continu une vérification de son fonctionnement et détecte les dysfonctionnements. Les dysfonctionnements sont signalés par un message d'erreur sous forme d'un code affiché dans la zone d'affichage de la vitesse / de la valeur FCR (cf. chap. 7.2 - « Tableau des codes d'erreur »).

3.8 Comportement en cas de danger ou d'accident



DANGER

- En cas de danger, arrêtez immédiatement la centrifugeuse !
- En cas de doute, contactez toujours les services médicaux d'urgence !

3.9 Risques résiduels

La centrifugeuse a été construite conformément à l'état actuel de la technique et aux réglementations de technique de sécurité reconnues. Cependant, l'utilisation de la centrifugeuse peut présenter un danger pour la santé ou la vie de l'utilisateur ou d'un tiers, ou entraîner des dommages pour l'appareil ou d'autres matériels.

- Interdisez toute utilisation non conforme de la centrifugeuse (cf. chap. 1.2 - « Utilisation conforme »).
- N'utilisez l'appareil que s'il est en parfait état.
- Corrigez immédiatement tout dysfonctionnement, menaçant la sécurité.

4 Stockage et transport

4.1 Dimensions et poids

	1-14K
Hauteur :	236 mm
Hauteur avec couvercle ouvert :	404 mm
Largeur :	273 mm
Profondeur :	515 mm
Poids :	19 kg

4.2 Conditions de stockage

La centrifugeuse peut être stockée telle quelle pendant un an maximum dans son carton d'origine.

- Ne stockez la centrifugeuse que dans un espace sec.
- La température de stockage autorisée est comprise entre -20 °C et +60 °C.
- Pour tout stockage supérieur à un an, transport outre-mer, etc. demandez obligatoirement conseil au constructeur.

4.3 Conseils pour le transport

- La centrifugeuse n'est pas équipée d'un dispositif de sécurité pour le transport.
- Soulevez la centrifugeuse en l'attrapant par les deux côtés.



PRUDENCE

La centrifugeuse pèse environ 19 kg !

- Transportez la centrifugeuse dans un emballage adapté, de préférence dans son carton d'origine (cf. chap. 4.4 - « Déballage »).

4 Stockage et transport

4.4 Déballage

La centrifugeuse est emballée dans un carton.

- Ouvrez le carton.
- Sortez les accessoires du carton.
- Soulevez la centrifugeuse avec l'emballage en mousse pour la sortir du carton. La centrifugeuse doit être tenue par les côtés pour être soulevée.



PRUDENCE

La centrifugeuse pèse environ 19 kg !

- Conservez l'emballage pour un éventuel transport ultérieur de la centrifugeuse.

4.5 Dispositif de transport

La centrifugeuse n'est pas équipée d'un dispositif de transport.

5 Mise en place et raccordement

5.1 Emplacement

La centrifugeuse ne doit être utilisée que dans une pièce fermée et sèche. Toute l'énergie consommée par la centrifugeuse est convertie en chaleur et émise dans l'air ambiant.

- Prévoyez une ventilation suffisante.
- Un périmètre de sécurité autour de la centrifugeuse doit être respecté en l'éloignant d'au moins 30 cm des murs et des autres appareils, afin que les orifices d'aération de l'appareil puissent être fonctionnels sur la totalité de leur diamètre.
- Ne soumettez pas la centrifugeuse à des contraintes thermiques élevées (par ex. en l'installant à proximité d'une source de chaleur).
- Évitez les rayonnements UV directs (rayons du soleil).
- La table doit être solide et sa surface stable et plane.
- Attention : si l'appareil est déplacé d'un endroit froid à un endroit plus chaud, de la condensation se formera dans la centrifugeuse. La centrifugeuse doit avoir parfaitement séché (minimum 24 h) avant d'être remise en service.

5.2 Alimentation électrique

5.2.1 Type de raccordement



DANGER

La tension de fonctionnement indiquée sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension d'alimentation locale !



PRUDENCE

La prise d'alimentation raccordée au réseau électrique sert de dispositif de coupure et doit donc rester toujours librement accessible.

Les centrifugeuses Sigma sont des appareils appartenant à la classe de protection I. Les centrifugeuses de cette série sont équipées d'un cordon d'alimentation à trois fils avec un connecteur C13/C14.



CONSEIL

Le cordon d'alimentation électrique amovible ne doit pas mesurer plus de 3 m de long !

Le cordon d'alimentation ne doit pas être remplacé par un cordon d'alimentation de dimensionnement inadéquat !

5 Mise en place et raccordement

5.2.2 Fusible du secteur

Les centrifugeuses doivent normalement être protégées, au niveau du circuit électrique, au minimum par un fusible de 16 A (classe « B »).



CONSEIL

Pour garantir une interruption certaine en cas de défaut, l'installation du site doit comprendre un DDR (dispositif différentiel à courant résiduel) sensible à tous les courants.

6 Fonctionnement

6.1 Première mise en marche


DANGER

- Avant la première mise en marche, vérifiez que la centrifugeuse est correctement installée (cf. chap. 5 - « Mise en place et raccordement »).

6.2 Mise sous tension

- Appuyez sur le commutateur d'alimentation.

Tous les éléments du panneau de commande de la centrifugeuse s'allument. La centrifugeuse est prête à fonctionner.

6.2.1 Ouverture et fermeture du couvercle

Pour pouvoir ouvrir le couvercle, la centrifugeuse doit être à l'arrêt.

- Appuyez sur la touche « Couvercle » pour ouvrir le couvercle.

Il est impossible de démarrer la centrifugeuse tant que le couvercle est ouvert.

- Pour fermer, appuyez sur le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez s'enclencher le verrou motorisé.



ATTENTION

Ne jamais mettre les doigts entre le couvercle et le bâti lors de la fermeture du couvercle. Danger d'écrasement !

6.2.2 Installation des rotors et des accessoires

6.2.2.1 Installation d'un rotor

- 1 Fermeture de sécurité
- 2 Couvercle du rotor
- 3 Écrou de fixation du rotor
- 4 Arbre du rotor
- 5 Rotor angulaire



6 Fonctionnement

Fig. 5 : Installation et fixation d'un rotor

- Ouvrez le couvercle de la centrifugeuse en appuyant sur la touche « Couvercle ».
- Dévissez l'écrou de fixation du rotor de l'arbre du moteur (sens antihoraire).
- Insérez le rotor verticalement par le haut en plaçant l'arbre du moteur dans le trou central.
- Serrez l'écrou de fixation du rotor à une force de 3 Nm dans le sens horaire. L'écrou de fixation du rotor doit être positionné avec la rondelle ressort vers le rotor.

1 Rondelle ressort




Fig. 6 : Écrou de fixation du rotor vu de dessus (A) et de dessous (B)

- Pour installer le couvercle du rotor, tirez vers le haut la fermeture de sécurité située en son centre et insérez le couvercle. Le couvercle est verrouillé lorsque vous relâchez la fermeture de sécurité.
- Respectez les consignes de sécurité et les mises en garde (cf. chap. 3 - « Sécurité »)!



ATTENTION

Une fois par jour ou tous les 20 cycles, vous devez desserrer l'écrou de fixation du rotor de quelques tours, soulever le rotor, puis le fixer à nouveau. Cette procédure est l'unique moyen de garantir que l'assemblage du logement du rotor et de l'arbre du moteur est correct.



CONSEIL

Les rotors peuvent également être utilisés sans leur couvercle, ce qui a pour conséquence une augmentation légère du bruit de fonctionnement et de la température.

Retrait d'un rotor

- Dévissez l'écrou de fixation du rotor dans le sens anti-horaire et retirez le rotor.

6.2.2.2 Installation du rotor 11128

- 1 Écrou de fixation du rotor
- 2 Croix du rotor
- 3 Nacelle
- 4 Cuvette brise vent



Fig. 7 : Rotor libre 11128 avec 6 nacelles 13128


PRUDENCE

- La cuvette brise vent est assemblée avec la croix du rotor et ne doit pas être démontée.
- Ne pas utiliser de filtre dans les tubes.

- Chargez le rotor avant de l'installer dans la centrifugeuse. Pour les grands tubes (par ex. 15040), n'insérez que partiellement le tube dans la nacelle (voir Figure ci-dessous, A), orientez la nacelle sur le côté (voir Figure ci-dessous, B), puis enfoncez le tube complètement. Cette position permet d'éviter les problèmes de place au niveau de l'écrou de fixation du rotor.



Fig. 8 : Insertion des grands tubes

- Ouvrez le couvercle de la centrifugeuse et dévissez l'écrou de fixation du rotor de l'arbre du moteur. Étant donné que le rotor 11128 dispose d'une fixation intégrée, l'écrou de fixation du rotor de la centrifugeuse n'est pas nécessaire.
- Saisissez le rotor par son écrou de fixation et insérez-le par le dessus en plaçant l'arbre du moteur dans le trou central.

6 Fonctionnement



ATTENTION

Ne saisissez jamais le rotor par l'extérieur pour l'insérer ou le sortir de la centrifugeuse. Risque de pincement !

- Serrez l'écrou de fixation du rotor à une force de 3 Nm dans le sens horaire.
- Respectez les consignes de sécurité et les mises en garde (cf. chap. 3 - « Sécurité ») !

6.2.2.3 Installation d'une plaque pour microhématocrite



Fig. 9 : Plaque pour microhématocrite (Réf. 11026) avec carte de lecture (Réf. 17028)

- Dévissez l'écrou de fixation du rotor de l'arbre du moteur (dans le sens antihoraire).
- Montez la plaque pour microhématocrite en passant l'arbre du moteur dans son orifice central.
- Serrez l'écrou de fixation du rotor à une force de 3 Nm dans le sens horaire. L'écrou de fixation du rotor doit être positionné avec la rondelle ressort vers la plaque pour microhématocrite.

1 Rondelle ressort




Fig. 10 : Écrou de fixation du rotor vu de dessus (A) et de dessous (B)

- Respectez les consignes de sécurité et les mises en garde (cf. chap. 3 - « Sécurité ») !

Utilisation

- Remplissez les capillaires de sang puis bouchez-les d'un côté avec de la cire ou scellez-les par fusion.
- Installez les capillaires dans les orifices de la plaque, côté scellé contre l'anneau en caoutchouc. Les capillaires doivent être plaqués de manière étanche contre le caoutchouc. Remplissez au fur et à mesure les orifices opposés.
- Posez le couvercle du rotor et verrouillez-le au moyen de la fermeture de sécurité.
- Fermez le couvercle de la centrifugeuse.
- Entrez les paramètres suivants : vitesse 13 000 tr/min, champ de gravitationFCR max. 11 903 x g, durée 5 min environ.
- Démarrez la centrifugeuse.
- Après immobilisation du rotor, le couvercle de la centrifugeuse s'ouvre automatiquement.
- Déverrouillez le couvercle du rotor en actionnant la fermeture de sécurité et retirez-le.

Lecture

- Montez le disque de lecture sur la plaque pour microhématocrite.
- Tournez le disque de lecture et positionnez-le précisément en vous aidant de l'excentrique central, afin de déterminer précisément le point O et le point de fluidité maximale dans les capillaires. Vous pouvez ainsi lire le pourcentage.
- Retirez les capillaires. Les capillaires peuvent également être analysés individuellement à l'extérieur du rotor à l'aide de la carte de lecture (reportez-vous aux instructions imprimées sur l'envers de la carte de lecture).

6 Fonctionnement



6.2.2.4 Installation des accessoires

- Utilisez uniquement les récipients adaptés au rotor monté sur la centrifugeuse.
- Installez toujours des accessoires identiques sur les emplacements opposés à l'axe du rotor et remplissez-les avec des charges identiques, afin d'éviter les balourds.

Centrifugation à faible capacité

- Répartissez symétriquement les récipients contenant les échantillons de manière à ce que la nacelle et sa suspension soient chargées de façon uniforme.
- Le chargement des rotors angulaires sur un seul axe est interdit.

correct



incorrect




Fig. 11: Chargement autorisé et non autorisé du rotor angulaire (exemple)

6.2.2.5 Récipients

- Remplissez les récipients à l'extérieur de la centrifugeuse. Les liquides présents dans les nacelles ou les portoirs polyvalents provoquent de la corrosion.
- Remplir soigneusement les récipients aux mêmes poids. Tout balourd entraînera une usure plus rapide des paliers.
- Retirez avec soin les récipients après la centrifugation pour éviter que les échantillons ne soient à nouveau mélangés.
- Respectez les consignes de sécurité et les mises en garde (cf. chap. 3 - « Sécurité ») !

6.3 Logiciel de commande « Spincontrol Basic »

6.3.1 Panneau de commande

- 1 Écran
- 2 Touche « Set » (réglage)
- 3 Touche « Prog » (programme)
- 4 Touches flèches
- 5 Touche « Couverture »
- 6 Touche « Start/Stop » (marche/arrêt)
- 7 Touche « Precool » (réfrigération préalable)



Fig. 12 : Panneau de commande

La centrifugeuse peut être utilisée directement par l'intermédiaire du panneau de commande. Lors de la mise sous tension, toutes les zones de l'écran s'allument simultanément pendant quelques secondes. Cela indique que la centrifugeuse est prête à fonctionner.

6.3.2 Écran

L'écran de la centrifugeuse inclut les zones suivantes :

- 1 Zone pour la courbe de décélération, le mode de fonctionnement et le programme
- 2 Zone de vitesse / FCR
- 3 Zone de durée de fonctionnement
- 4 Zone pour le choix du rotor et la température




Fig. 13: L'écran de la centrifugeuse, toutes zones actives

6 Fonctionnement

6.3.3 Démarrage d'une centrifugation

La centrifugeuse est prête à fonctionner quand le commutateur d'alimentation est mis sur marche et le couvercle est fermé.

- Appuyez sur la touche « Start/Stop » pour commencer une centrifugation.

En cours de fonctionnement, l'indication « actual » (actuel) s'affiche dans l'angle gauche inférieur de l'écran.

6.3.4 Interruption d'une centrifugation

- Appuyez sur la touche « Start/Stop » pour interrompre une centrifugation.

La centrifugation sera interrompue prématurément.

6.3.5 Interrompre une décélération

- Appuyez sur la touche « Start/Stop » pour interrompre une décélération. La centrifugeuse redémarre.

6.3.6 Vitesse / Force centrifuge relative (FCR)

La valeur de la FCR varie en fonction de la géométrie du rotor et de la vitesse, c'est pourquoi les valeurs de la FCR et de la vitesse dépendent l'une de l'autre. La saisie de l'une des deux valeurs entraîne une adaptation immédiate de l'autre.

- Pour entrer une valeur, appuyez plusieurs fois sur la touche « Set » jusqu'à ce que l'unité correspondante et le mot « set » clignotent dans l'angle gauche inférieur de l'écran.
- Sélectionnez la valeur de vitesse ou de FCR désirée en appuyant sur les touches flèches.

Les données sont enregistrées :

- lorsque la centrifugation est démarrée ;
- automatiquement après 20 sec. si aucune touche n'est activée au cours de ce laps de temps.

Pendant le fonctionnement, les touches flèches permettent d'alterner entre l'affichage de la vitesse et de la FCR.

6.3.6.1 Modification de la valeur de vitesse/FCR en cours de fonctionnement

La valeur de la vitesse ou de la FCR présélectionnée peuvent être modifiées en cours de fonctionnement de la centrifuge.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche « Set » jusqu'à ce que l'unité correspondante clignote sur l'écran.
- Appuyez sur les touches flèches pour modifier la valeur de vitesse ou la valeur de FCR. Les paramètres sont immédiatement pris en compte.

6.3.7 Durée de centrifugation

La ligne en bas de l'écran indique la durée totale de centrifugation qui a été présélectionnée. Pendant la centrifugation, le système indique la durée restante. La durée de fonctionnement de la centrifugeuse peut être réglée par intervalles d'une seconde jusqu'à une durée de 99 minutes et 59 secondes.

- Pour entrer une valeur, appuyez plusieurs fois sur la touche « Set » jusqu'à ce que l'unité correspondante et le mot « set » clignotent dans l'angle gauche inférieur de l'écran.
- Réglez la durée de fonctionnement désirée à l'aide des touches flèches.

Les données sont enregistrées :

- lorsque la centrifugation est démarrée ;
- automatiquement après 20 sec. si aucune touche n'est activée au cours de ce laps de temps.

6.3.7.1 Modification de la durée de centrifugation en cours de fonctionnement

La durée de centrifugation peut être modifiée en cours de fonctionnement de la centrifugeuse.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche « Set » jusqu'à ce que l'unité correspondante clignote sur l'écran.
- Appuyez sur les touches flèches pour modifier la durée de centrifugation. Les paramètres sont immédiatement pris en compte.



Lorsque la durée de centrifugation est modifiée en cours de fonctionnement, la centrifugeuse fonctionne pendant la durée totale nouvellement indiquée sans prendre en considération le temps de centrifugation déjà écoulé.

6.3.7.2 Fonctionnement de courte durée (« Short run »)

En fonctionnement de courte durée, la centrifugeuse accélère le plus rapidement possible pour atteindre la vitesse de rotation maximale.

- Maintenez la touche « Start/Stop » enfoncée pendant la durée de centrifugation souhaitée.

« short run » est indiqué sur l'écran et la durée est comptée en secondes pendant le fonctionnement de courte durée. Lorsque la touche « Start/Stop » est relâchée, la centrifugeuse décélère le plus rapidement possible jusqu'à arrêt complet.

À la fin du fonctionnement de courte durée, le couvercle se déverrouille automatiquement et les paramètres précédemment réglés s'affichent à nouveau.

6 Fonctionnement

6.3.7.3 Fonctionnement continu

En mode de fonctionnement continu, la durée de centrifugation est illimitée et doit être arrêtée manuellement. En fonctionnement continu, la centrifugeuse accélère jusqu'à la vitesse réglée.

- Pour activer le fonctionnement continu, appuyez sur la touche « Set » jusqu'à ce que l'unité de temps clignote sur l'écran.
- Appuyez sur la touche flèche « bas » jusqu'à ce que l'affichage passe de « 00 :10 » à « "--:-- ».

Après 99 minutes et 59 secondes, la durée de fonctionnement n'est plus affichée sur l'écran, mais la centrifugation continue.

- Appuyez sur la touche « Start/Stop » pour arrêter le fonctionnement continu. La centrifugation prend fin.
- Entrez une durée de fonctionnement concrète. La centrifugation s'arrête lorsque ce temps est écoulé.

6.3.8 Température

La température de la cuve du rotor est affichée dans le tiers inférieur de l'écran. La température programmée et la température réelle s'affichent successivement. L'indication « actual » permet de distinguer la température réelle de la température nominale.

Une température entre -10 °C et $+40\text{ °C}$ peut être programmée.

- Pour entrer une température, appuyez plusieurs fois sur la touche « set » jusqu'à ce que l'unité correspondante clignote sur l'écran.
- Réglez la température désirée à l'aide des touches flèches.
- Appuyez sur la touche « start » (marche) pour sauvegarder les données.

Les données vont être sauvegardées automatiquement après 20 secondes si vous n'appuyez pas sur une touche pendant ce temps.

6.3.8.1 Programme de réfrigération préalable « Precool »

En fonction des substances à centrifuger, il peut être nécessaire de procéder à une réfrigération préalable de la centrifugeuse. Cela permet d'éviter que des échantillons réfrigérés se réchauffent à une température non admissible dans la centrifugeuse non réfrigérée.

La réfrigération préalable de la centrifugeuse à l'arrêt peut provoquer des erreurs de mesure et impose de fortes contraintes aux pièces mécaniques. C'est pourquoi la centrifugeuse est dotée d'un programme incluant une réfrigération préalable dans des conditions spécifiques :

- Appuyez sur la touche « Precool » pour charger le programme de réfrigération préalable. Sur l'écran sont affichées $\frac{1}{3}$ de la vitesse maximale du rotor ou la FCR correspondante (RCF en anglais), dans le champ de la durée est inscrit « ∞ » (illimitée). Si la température souhaitée indiquée est supérieure à la température réelle, elle est limitée à la température réelle.



Une fois le programme de réfrigération préalable chargé, la température souhaitée ne peut être réglée qu'à une valeur inférieure à la température réelle. Si, lors du paramétrage de la température, la limite de la plage de réglage est atteinte, l'affichage de la température clignote pendant environ 1 sec.

- Appuyez sur la touche « start » pour démarrer le programme de réfrigération préalable.

Lorsque la température programmée est atteinte et stable pendant une minute, le programme s'arrête et l'indication « Precool OK » s'affiche à l'écran.

- Si vous appuyez sur la touche de réfrigération préalable (Precool) au cours du programme de réfrigération préalable, celui-ci s'arrête prématurément. Dans ce cas, l'indication « Precool off » (réfrigération préalable arrêtée) clignote sur l'écran.

Si le programme de réfrigération préalable est sélectionné, puis désélectionné avant que la touche « Start » n'ait été utilisée, la température programmée revient à sa valeur précédemment paramétrée. En revanche, si le programme de réfrigération préalable est lancé, la température programmée limitée sera utilisée pour les fonctionnements suivants. Cependant, elle ne sera pas enregistrée dans le programme.

6.3.9 Fonctions « softstart » et « softstop »

La fonction « softstart » prolonge la durée d'accélération tandis que la fonction « softstop » prolonge la durée de décélération. La combinaison en cours est toujours affichée.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche « Set », jusqu'à ce que l'indication « Soft-stop/start » clignote en haut de la zone gauche de l'écran.
- Appuyez sur les touches flèches, jusqu'à ce que l'indication « Soft-stop/start on » s'affiche. Les fonctions « soft start/stop » sont activées.
- Appuyez sur les touches flèches jusqu'à ce que l'indication « Soft-stop on" s'affiche. Seule la fonction « Softstop » (décélération prolongée) est activée, l'accélération s'effectue à la vitesse normale.
- Appuyez sur les touches flèches jusqu'à ce que l'indication « Soft off » s'affiche. La centrifuge accélère et freine à nouveau à une vitesse normale.

Les données sont immédiatement prises en compte et automatiquement sauvegardées après environ 20 secondes.

Les réglages peuvent également être modifiés en cours de fonctionnement comme indiqué ci-avant.

6 Fonctionnement

6.3.10 Sélection du rotor

Dans les réglages d'usine, le rotor 12084 est présélectionné. Si vous utilisez un autre rotor, la configuration de la centrifugeuse doit être adaptée pour que la vitesse maximale spécifiée puisse être atteinte.

- Pour sélectionner le rotor, appuyez sur la touche « Set » et maintenez-la enfoncée environ 2 sec.
- Sélectionnez le code du rotor utilisé, selon la liste suivante, à l'aide des touches flèches « haut »/« bas » :

code	1	2	3	4	5
rotor	11026	11128	12082	12083	12084
code	6	7	8	9	10
rotor	12085	12092 12097	12093	12094	12096



CONSEIL

En cas d'utilisation du rotor 12097, le système affiche le rotor 12092 !

- Appuyez sur la touche « Set » pour confirmer votre sélection. La valeur de FCR sera adaptée au rotor sélectionné.



CONSEIL

La sélection du rotor sera enregistrée dans le programme actif.

6.3.11 Programmes

Les programmes permettent d'enregistrer les paramétrages de la centrifugeuse régulièrement utilisés, puis de les recharger rapidement. Vous pouvez enregistrer 10 programmes maximum, numérotés de 1 à 10. Le programme de réfrigération préalable « Precool » n'occupe pas l'un de ces espaces mémoire et ne peut être supprimé. Il permet de réfrigérer la centrifugeuse sans récipients (cf. chap. 6.3.8.1 - « Programme de réfrigération préalable « Precool » »).

6.3.11.1 Enregistrement des réglages actuels

- Appuyez sur la touche « Prog », puis sélectionnez le numéro de programme souhaité à l'aide des touches flèches. L'indication « Prog - - » clignote sur l'écran.
- Sélectionnez le rotor souhaité.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche « Set » jusqu'à ce que l'unité à régler clignote sur l'écran. Vous pouvez ainsi sélectionner tous les paramètres souhaités.
- Pour enregistrer les données, démarrez la centrifugeuse ou appuyez sur la touche « Set » plusieurs fois jusqu'à ce que l'affichage « Prog - - » ne clignote plus.



CONSEIL

Les programmes déjà occupés seront écrasés avec les données actuelles.

6.3.11.2 Rappel des programmes enregistrés

- Appuyez sur la touche « Prog », puis sélectionnez le numéro de programme souhaité à l'aide des touches flèches. L'indication « Prog - - » clignote.
- Assurez-vous que le rotor adéquat est installé.
- Démarrez la centrifugeuse ou appuyez plusieurs fois sur la touche « Set » jusqu'à ce que l'affichage « Prog - - » ne clignote plus.

6.4 Mise hors tension

- Lorsque la centrifugeuse n'est pas utilisée, ouvrez le couvercle pour que l'humidité résiduelle éventuelle puisse s'évaporer.
- Mettez la centrifugeuse hors tension au niveau du commutateur d'alimentation.

7 Dysfonctionnements et recherche des erreurs

7 Dysfonctionnements et recherche des erreurs

7.1 Dysfonctionnements généraux

Les dysfonctionnements sont indiqués par un message d'erreur sous forme de code affiché dans la zone d'affichage de la vitesse/valeur de FCR.

Dans le cas d'une erreur grave (par exemple une panne du système de verrouillage du couvercle), une temporisation de sécurité s'écoule et est comptée à rebours sur l'écran. Pendant ce temps, les messages « ERR » et « SAFE » clignotent en alternance. Après ce temps, le message « OFF » est affiché.



ATTENTION

Ne mettez la centrifugeuse hors tension que lorsque le message « OFF » est affiché sur l'écran ! Cette mesure est nécessaire pour assurer que le rotor est complètement arrêté.

- Corrigez l'erreur (voir le tableau ci-dessous).
- Accusez réception du message d'erreur avec la touche « Couvercle ».

Type d'erreur	Cause probable	Correction
Aucun affichage sur l'écran	Pas de tension dans le réseau	Vérifiez le fusible du secteur
	Câble d'alimentation non branché	Brancher le câble d'alimentation
	Commutateur d'alimentation éteint	Mettez le commutateur d'alimentation sur « marche »
	Le couvercle est mal fermé	Fermez le couvercle
Impossible de démarrer la centrifugeuse: La vitesse de consigne est affichée	Diverses	Mettre hors puis sous tension. Si l'erreur se répète, contacter le représentant Service.
	Le verrou du couvercle est mal enclenché	Ouvrir et fermer le couvercle. Si l'erreur se répète, contacter le représentant Service.
La centrifugeuse freine pendant la centrifugation et – après une nouvelle mise sous tension – affiche une erreur entre 1 et 18	Diverses	Mettre hors puis sous tension. Si l'erreur se répète, contacter le représentant Service.
La centrifugeuse freine pendant la centrifugation et indique l'erreur 19	Diverses	Accusez réception du message d'erreur avec la touche « Couvercle »
Le couvercle ne s'ouvre pas	Les verrous du couvercle ne se sont pas déclenchés correctement	Ouvrir le couvercle manuellement (cf. chap. 7.1.1 - « Déverrouillage d'urgence ») et contacter le représentant Service
	Le joint accroche	Nettoyer le joint du couvercle et l'enduire de talc
La température paramétrée n'est pas atteinte (uniquement pour la centrifugeuse réfrigérée)	Condenseur sali	Nettoyer le condenseur. Si l'erreur se répète, contacter le représentant Service.

7 Dysfonctionnements et recherche des erreurs

7.1.1 Déverrouillage d'urgence

Dans le cas d'une panne de courant, il est possible d'ouvrir le couvercle manuellement à l'aide de la clé tube (Réf. de commande 930 014, livrée avec la machine). L'orifice se situe sous la centrifugeuse dans le quart avant gauche de la plaque métallique.

- Mettez le commutateur d'alimentation hors tension et débranchez la centrifugeuse du secteur.
- Avancez un peu la centrifugeuse au-dessus du rebord de la paillasse et bloquez-la en position (par ex. avec deux blocs de bois) ; vérifiez bien que le centre de gravité de l'appareil reste bien au-dessus de la paillasse. Prévoyez éventuellement une seconde personne pour maintenir l'appareil.
- Insérez la clé de déverrouillage d'urgence dans l'orifice (voir Figure suivante, N°.1) et enclenchez-la sur l'axe du moteur du verrou du couvercle de la centrifugeuse.
- Tournez délicatement l'axe dans le sens horaire à l'aide de la clé jusqu'à ce que le couvercle s'ouvre.
- Retirez la clé de déverrouillage d'urgence et remplacez la centrifugeuse sur la paillasse.



Fig. 14 : Orifice pour le déverrouillage d'urgence, situé sous la centrifugeuse



ATTENTION

Le couvercle ne doit être déverrouillé et ouvert que lorsque le rotor est immobile et que tout danger pour les personnes présentes est écarté.

Si le couvercle est ouvert par le dispositif de déverrouillage d'urgence pendant le fonctionnement, la centrifugeuse se met automatiquement hors tension et décélère sans frein.

Vous pouvez faciliter le déverrouillage d'urgence du verrou du couvercle en exerçant une légère pression sur le couvercle pour éliminer toute sollicitation sur le verrou.

7 Dysfonctionnements et recherche des erreurs

7.2 Tableau des codes d'erreur

N° d'erreur	Type d'erreur	Mesures	Remarque
1-9	Erreur de système	<ul style="list-style-type: none"> Laissez décélérer sans frein Mettez hors/sous tension 	Pour toutes les erreurs, la centrifugeuse s'arrête ou décélère sans frein
10-19	Erreur de tachymètre	<ul style="list-style-type: none"> Laissez décélérer sans frein Mettez hors/sous tension 	
20-29	Erreur de moteur	<ul style="list-style-type: none"> Mettez hors tension Assurez une ventilation suffisante 	
30-39	Erreur dans l'EEPROM	<ul style="list-style-type: none"> Laissez décélérer sans frein Mettez hors/sous tension 	Pour les erreurs 34,35,36 la centrifugeuse s'arrête ; pour les erreurs 37,38 elle affiche uniquement un message d'erreur
40-45	Erreur de température (concerne seulement les centrifugeuses réfrigérées)	<ul style="list-style-type: none"> Laissez décélérer sans frein Mettez hors tension Laissez refroidir Assurez une ventilation suffisante (pour les centrifugeuses réfrigérées) Assurez un débit d'eau suffisant (pour les centrifugeuses à refroidissement à eau) 	
46-49	Erreur de balourd (concerne seulement les centrifugeuses avec un système anti balourd)	<ul style="list-style-type: none"> Laissez décélérer sans frein Mettez hors tension Corrigez le balourd 	
50-59	Erreur de couvercle	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche « Couvercle » Fermez le couvercle Dégagez les corps étrangers des charnières 	Pour les erreurs 50 et 51, la centrifugeuse s'arrête
60-69	Erreur de processus	<ul style="list-style-type: none"> Laissez décélérer sans frein Mettez hors/sous tension 	Erreur 60 « Coupure de l'alimentation en fonctionnement » ; erreur 61 « Arrêt après mise sous tension »
70-79	Erreur de communication	<ul style="list-style-type: none"> Laissez décélérer sans frein Mettez hors/sous tension 	
80-89	Erreur de paramétrage	<ul style="list-style-type: none"> Mettez hors tension Laissez refroidir Assurez une ventilation suffisante 	Pour l'erreur 83, seul un message d'erreur s'affiche
90-99	Autres erreurs	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le câblage Assurez un débit d'eau suffisant (pour les centrifugeuses à refroidissement à eau) 	



CONSEIL

S'il n'est pas possible de corriger l'erreur, contactez votre représentant Service local !

7.3 Contacts

Pour toute question, en cas de dysfonctionnement et pour commander des pièces de rechange :

Depuis l'Allemagne :

Contactez :

Sigma Laborzentrifugen GmbH

An der Unteren Söse 50

37520 Osterode (Allemagne)

Tél. +49 (0) 55 22 / 50 07-44 44

E-mail: support.lab@sigma-zentrifugen.de

En dehors de l'Allemagne :

Contactez le représentant responsable pour votre pays. Les coordonnées sont disponibles sur le site

www.sigma-zentrifugen.de → [Partenaires commerciaux]



CONSEIL

- Pour toute demande adressée à notre Service clientèle, veuillez préparer le modèle de votre centrifugeuse et son numéro de fabrication.

8 Entretien et maintenance

8 Entretien et maintenance

La centrifugeuse, le rotor et les accessoires sont soumis à des contraintes mécaniques très importantes. Un entretien soigneux augmente leur durée de vie et évite les défaillances prématurées.



PRUDENCE

La formation de corrosion ou les dommages résultant d'un entretien insuffisant invalident tout recours à la garantie et toute responsabilité du constructeur.

- Pour nettoyer la centrifugeuse et ses accessoires, utilisez de l'eau savonneuse ou toute autre solution détergente douce ayant un pH entre 6 et 8 (voir aussi chapitre 8.2 - « Stérilisation et désinfection de la chambre du rotor et des accessoires »).
- Évitez les substances corrosives et agressives.
- N'utilisez pas de solvant.
- N'utilisez pas d'agent contenant des particules abrasives.
- Ne soumettez pas la centrifugeuse et les rotors à des rayonnements UV intenses (par ex. rayons du soleil) ni à des contraintes thermiques élevées (par ex. à proximité d'une source de chaleur).

8.1 Opérations d'entretien

8.1.1 Centrifugeuse

- Avant le nettoyage, débranchez le câble d'alimentation électrique de la centrifugeuse du secteur.
- Éliminez toute trace de liquide, tels que l'eau, les solvants, les acides et les solutions alcalines de la chambre du rotor à l'aide d'un chiffon pour éviter d'endommager les paliers du moteur.
- Après une contamination par des substances toxiques, radioactives ou pathogènes, nettoyez immédiatement l'intérieur de la centrifugeuse avec un produit de décontamination correspondant à la substance utilisée.



ATTENTION

Pour votre propre sécurité, respectez toujours les mesures de sécurité dans le cas où un risque de contamination toxique, radioactive ou pathogène persiste.

- Après chaque nettoyage, graissez légèrement l'arbre du moteur avec un peu de graisse haute performance pour support de rotor (N° ref. 71401) et répartissez la graisse en couche fine à l'aide d'un chiffon.

8.1.1.1 Condenseur (centrifugeuses à système de réfrigération refroidi par air uniquement)

Dans les centrifugeuses à système de réfrigération refroidi par air, un condenseur à lamelles est utilisé pour refroidir le réfrigérant comprimé par la machine frigorifique.

La poussière et la saleté empêchent la circulation de l'air et donc le refroidissement. La présence de poussière sur les tuyaux et les lamelles du condenseur diminue l'échange thermique et donc les performances de la machine frigorifique.

L'emplacement choisi pour installer la machine doit donc être aussi propre que possible.

- Vérifiez l'état de propreté du condenseur au moins une fois par mois et nettoyez-le le cas échéant.
- Pour toutes questions, n'hésitez pas à prendre contact avec votre représentant Service (cf. chap. 7.3 - « Contacts »).

8.1.2 Accessoires



PRUDENCE

Respectez les prescriptions suivantes lorsque vous effectuez l'entretien des accessoires.

Elles participent également à la sécurité pendant le fonctionnement !

- Rincez immédiatement le rotor, les nacelles et les autres accessoires si ceux-ci ont été en contact avec des liquides qui risquent de provoquer de la corrosion. Utilisez un écouvillon pour tubes à essai pour nettoyer les trous des rotors angulaires. Ensuite, renversez le rotor et laissez-le sécher.
- Les accessoires doivent être nettoyés à l'extérieur de la centrifugeuse une fois par semaine ou de préférence après chaque utilisation. Retirez également les adaptateurs en caoutchouc.



PRUDENCE

Ne nettoyez jamais les accessoires au lave-vaisselle !

Le lave-vaisselle retirerait le revêtement Eloxal, ce qui provoquerait la formation de fissures sur les zones soumises à des contraintes.

- Après une contamination par des substances toxiques, radioactives ou pathogènes, nettoyez immédiatement le rotor et les accessoires avec un produit de décontamination correspondant à la substance utilisée. Pour votre propre sécurité, respectez toujours les mesures de sécurité tant que persiste un risque de contamination toxique, radioactive ou pathogène.
- Séchez les accessoires avec un chiffon doux ou dans un séchoir à environ 50 °C.

8 Entretien et maintenance

8.1.2.1 Accessoires en plastique

Les températures élevées (par exemple lors d'un séchage) réduisent la stabilité chimique des plastiques (cf. chap. 11.4 - « Tableau des stabilités »).

- Nettoyez soigneusement les accessoires en plastique s'ils ont été utilisés avec des solvants, des acides ou des solutions alcalines.



ATTENTION

Ne graissez pas les accessoires en plastique !

8.1.3 Rotors

Les rotors sont des pièces de haute précision conçues pour pouvoir supporter les fortes contraintes continues provoquées par des champs de gravitation élevés.

Les réactions chimiques ainsi que la corrosion sous contrainte (association d'une pression variable et d'une réaction chimique) peuvent affecter ou détruire la structure des métaux. Des craquelures difficilement décelables sur la surface s'agrandissent et affaiblissent les matériaux sans signe annonciateur visible.

- Vérifiez les matériaux régulièrement (au moins une fois par mois) pour détecter
 - les craquelures
 - les dommages structurels visibles sur la surface
 - les marques de pression
 - les signes de corrosion
 - ou toute autre altération.
- Vérifiez les orifices des rotors.
- Pour votre propre sécurité, changez sans tarder les éléments endommagés.

8.1.4 Plaque pour microhématocrite

- Retirez la plaque pour microhématocrite de la centrifugeuse pour la nettoyer.
- Essuyez la chambre du rotor.
- Changez l'anneau en caoutchouc en cas d'usure ou de bris de verre dans la centrifugeuse (Réf. de commande 16002 pour rotor 11026).

8.1.5 Bris de verre



PRUDENCE

En cas de bris de verre, toutes les particules de verre doivent être soigneusement retirées (par exemple avec un aspirateur). Remplacez également les adaptateurs en caoutchouc car il est impossible d'en éliminer tous les éclats de verre.

Les éclats de verre peuvent endommager le revêtement de surface (par ex. Eloxal) des nacelles, ce qui favorise par la suite la corrosion.

Des éclats de verre dans les adaptateurs en caoutchouc des nacelles peuvent provoquer d'autres bris de verre.

La présence d'éclats de verre dans les logements des pivots du rotor empêche l'oscillation uniforme des nacelles et des portoirs multiples, provoquant un balourd.

La présence d'éclats de verre dans la chambre du rotor entraîne une abrasion du métal du fait de l'importante circulation d'air. Cette poussière métallique pollue fortement la chambre du rotor, le rotor et les échantillons. Elle endommage également le revêtement des accessoires, des rotors et de la chambre du rotor.

Pour éliminer entièrement les éclats de verre et la poussière métallique de la chambre du rotor :

- Graissez le tiers supérieur de la chambre du rotor avec de la Vaseline ou une autre graisse similaire.
- Faites ensuite tourner le rotor pendant quelques minutes à une vitesse modérée (environ 2 000 tr/min). Les particules de verre et de métal vont se fixer sur la partie graissée.
- Enlevez ensuite la graisse emprisonnant la poussière métallique et les éclats de verre avec un chiffon.
- Répétez cette procédure si nécessaire.

8.2 Stérilisation et désinfection de la chambre du rotor et des accessoires

- Utilisez les désinfectants courants, tels que Sagrotan[®], Buraton[®] ou Terralin[®] (disponibles en pharmacie ou dans les drogueries).
- Les centrifugeuses et les accessoires sont constitués de différents matériaux. Vérifiez toujours que le détergent utilisé n'est pas incompatible avec l'un d'eux.
- Avant d'utiliser d'autres détergents ou d'autres désinfectants que ceux recommandés, demandez conseil au constructeur afin de vous assurer que ces détergents n'endommagent pas la centrifugeuse.
- Pour l'autoclavage, vérifiez la résistance individuelle de chaque matériau à la chaleur continue (cf. chap. 8.2.1 - « Autoclavage »).

N'hésitez pas à demander conseil au constructeur (cf. chap. 7.3 - « Contacts »).



DANGER

En cas d'utilisation avec des matières dangereuses (par ex. des substances infectieuses ou pathogènes) une obligation de désinfection de la centrifugeuse et des accessoires s'applique.

8 Entretien et maintenance

8.2.1 Autoclavage

La durée de vie des accessoires dépend en premier lieu de leur utilisation et du nombre d'autoclavages.

- Dès des premiers signes d'une altération de la couleur ou de la structure ou d'un défaut d'étanchéité, etc., remplacez immédiatement les accessoires.
- Pour l'autoclavage, vérifiez que les couvercles ne sont pas vissés sur les récipients afin d'éviter qu'ils se déforment.



CONSEIL

Il n'est pas exclu que certaines pièces en plastique, notamment les couvercles ou les portoirs, se déforment pendant l'autoclavage.

Catégorie	Type d'accessoire	Abréviation matériaux	121 °C 20 min	134 °C 20 min	Remarques
Rotors et couvercles	Rotors en aluminium	AL	oui	oui	
	Rotors en polypropylène	PP	non	non	
	Couvercles en polycarbonate pour rotors angulaires	PC	non	non	
	Couvercles en polyallomère pour rotors angulaires	PA	non	non	
	Couvercles en polysulfone pour rotors angulaires	PSU	oui	oui	100 cycles max.
Nacelles et capuchons	Nacelles en aluminium	AL	oui	oui	
	Nacelles en polyamide	PA	non	non	13035, 13296, 13299
	Capuchons en polyphénylsulfone	PPSU	oui	oui	100 cycles max.
	Capuchons en polysulfone	PSU	oui	oui	100 cycles max.
Adaptateurs	Portoirs en polyallomère	PA	non	non	
	Portoirs en polycarbonate	PC	non	non	
	Portoirs en polypropylène	PP	non	non	
Récipients	Récipients et bouteilles en acier inoxydable	--	oui	non	
	Récipients en verre	--	oui	oui	
	Récipients en polyéthylène	PE	non	non	
	Récipients en polyflor	PF	oui	oui	100 cycles max.
	Récipients en polycarbonate	PC	non	non	
	Récipients en polypropylène copolymère	PPCO	oui	non	20 cycles max.
	Récipients en polystyrène	PS	non	non	
Autres accessoires	Tares en acier inox pour systèmes pour poches sanguines	--	oui	non	

8.3 Opérations de maintenance



DANGER

Lors d'opérations de maintenance qui nécessitent le démontage du bâti, un risque de choc électrique ou de blessure mécanique existe.

- L'opérations de maintenance sont exclusivement réservées au personnel qualifié.
- Toute opération de maintenance doit être suivie d'un bilan de contrôle normalisé effectué par un personnel qualifié.

La centrifugeuse est soumise à d'importantes contraintes mécaniques. Afin de résister à de telles exigences, sa construction inclut des pièces hautement performantes. Cependant certaines peuvent présenter des signes de fatigue non visibles de l'extérieur. Il s'agit en particulier des éléments en caoutchouc, notamment les suspensions du moteur, qui vieillissent.

C'est pourquoi nous vous recommandons de renvoyer la centrifugeuse au constructeur une fois par an pour une inspection en état de fonctionnement, et une fois tous les trois ans pour une inspection avec démontage. Les éléments de suspension du moteur doivent être changés tous les trois ans.

Informations et prise de rendez-vous :

Depuis l'Allemagne :

Contactez :

Sigma Laborzentrifugen GmbH

An der Unteren Söse 50

37520 Osterode (Allemagne)

Tél. +49 (0) 55 22 / 50 07-44 44

E-mail: support.lab@sigma-zentrifugen.de

En dehors de l'Allemagne :

Contactez le représentant responsable pour votre pays. Les coordonnées sont disponibles sur le site

www.sigma-zentrifugen.de → [Partenaires commerciaux]



CONSEIL

- Pour toute demande adressée à notre Service clientèle, veuillez préparer le modèle de votre centrifugeuse et de son numéro de fabrication.

8 Entretien et maintenance

8.4 Retour d'éléments défectueux

Malgré tout le soin apporté lors de la construction de nos produits, il peut être nécessaire de retourner l'appareil ou un accessoire au constructeur. Pour que nous puissions traiter rapidement et rentablement le retour des centrifugeuses, des pièces détachées et des accessoires, nous devons disposer d'informations complètes et correctes. Veuillez donc joindre les formulaires listés ci-dessous dûment complétés et signés à votre retour et envoyez-les avec le produit à l'adresse suivante :

Sigma Laborzentrifugen GmbH
An der Unteren Söse 50
37520 Osterode (Allemagne)

1. Attestation d'innocuité de l'exploitant (Déclaration de décontamination)

En tant qu'entreprise certifiée et en vertu des réglementations en vigueur relatives à la protection de nos collaborateurs et de l'environnement, nous sommes obligés de documenter l'innocuité de toutes les marchandises entrant dans nos locaux. À cet effet, nous avons besoin d'une déclaration de décontamination.

- Le formulaire doit être entièrement complété et signé par un personnel qualifié autorisé.
- Apposez le formulaire original de manière bien visible sur l'extérieur de l'emballage.



CONSEIL

En cas de non présentation de la déclaration de décontamination, nous renvoyons l'élément / l'appareil pour notre décharge !

2. Formulaire de retour d'un élément défectueux

Dans ce formulaire doivent être renseignées les informations sur le produit. Elles servent à simplifier la classification et permettent de traiter le retour rapidement. Si plusieurs éléments sont renvoyés dans le même colis, vous devez établir un formulaire de retour séparé pour chaque élément.

- Une description détaillée du dysfonctionnement est nécessaire afin de pouvoir traiter la réparation rapidement et de manière économique.



CONSEIL

Si le formulaire ne contient aucune description du dysfonctionnement, aucun remboursement ni avoir ne pourra vous être accordé ! Dans ce cas, nous nous réservons la possibilité de vous renvoyer l'élément / l'appareil à vos frais pour notre décharge.

- Sur demande, nous établissons un devis avant l'exécution de la réparation. Nous vous prions d'accepter celui-ci dans un délai de 14 jours maximum. Si, après 4 semaines, nous n'avons pas reçu l'acceptation de notre devis, nous vous renvoyons l'élément / l'appareil défectueux pour notre décharge. Les coûts induits vous seront facturés.

8 Entretien et maintenance



L'élément / l'appareil defectueux doit être conditionné pour le transport, l'appareil de préférence dans son emballage d'origine.

Si le produit nous est expédié dans un emballage non adapté, le reconditionnement pour vous le renvoyer vous sera facturé.

Les formulaires sont à votre disposition sur le site
www.sigma-zentrifugen.de → [Service] → [Maintenance corrective et réparation].

9 Mise au rebut

9 Mise au rebut

9.1 Mise au rebut de la centrifugeuse



Les centrifugeuses Sigma portent le symbole ci-contre, conformément à la directive 2012/19/UE. Cela signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

- La société Sigma Laborzentrifugen GmbH reprend ses centrifugeuses sans frais.
- Veuillez auparavant à ce que la centrifugeuse soit décontaminée. Remplissez à cet effet une déclaration de décontamination (cf. chap. 8.4 - « Retour d'éléments défectueux »).
- Veuillez respecter également les éventuelles directives nationales en vigueur.

9.2 Mise au rebut de l'emballage

- Réutilisez l'emballage de livraison pour réexpédier la centrifugeuse devant être mise au rebut
- ou triez les différents matériaux composant l'emballage pour les jeter en conséquence.
- Respectez les directives nationales.

10 Caractéristiques techniques

Constructeur :	Sigma Laborzentrifugen GmbH An der Unteren Söse 50 37520 Osterode (Allemagne)
Modèle:	1-14K
<u>Données de raccordement</u>	
Raccordement électrique :	Voir la plaque signalétique
Classe de protection :	I
Code IP :	20
Puissance absorbée (kW) :	0,23
Fusible d'entrée (AT) :	4,0 (à 220-240 V / 50/60 Hz) 6,3 (à 100-120 V / 50/60 Hz)
<u>Performance</u>	
Vitesse max. (tr/min) :	15 000
Capacité max. (ml) :	48
Champ de gravitation max. (x g) :	16 602
Énergie cinétique max. (Nm) :	1 768
<u>Autres paramètres</u>	
Durée de fonctionnement :	10 sec – 99 min 59 sec, fonctionnement court, fonctionnement continu
Plage de températures :	-10 °C à +40 °C
<u>Données physiques</u>	
Hauteur (mm) :	236
Hauteur, couvercle ouvert (mm) :	404
Largeur (mm) :	273
Profondeur (mm) :	515
Poids (kg) :	19
Niveau sonore (dB(A)) :	59 (à vitesse maximale)
<u>Caractéristiques du réfrigérant</u>	
Réfrigérant :	R513A
Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) :	631
Volume de remplissage (kg) :	0,110
Pression max. autorisée (bar) :	23
Équivalent CO ₂ (t) :	0,069

10 Caractéristiques techniques

10.1 Conditions ambiantes

- Les données sont valables pour une température ambiante de +23 °C et pour une tension nominale $\pm 10\%$. La température minimale est $\leq +4$ °C et dépend du type du rotor, de la vitesse et de la température ambiante.



CONSEIL

Dans le cas d'une tension du secteur de 100 V et 200 V, des tolérances de +10 % / -5 % s'appliquent.

- Utilisation en intérieur uniquement.
- Température ambiante admissible +5 °C - +35 °C.
- Humidité relative maximale admissible de 80 % entre 5 °C et 31 °C, diminution linéaire jusqu'à 67 % d'humidité relative à 35 °C.
- Altitude maximale 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.

10.2 Documentation technique

Par souci de préservation de l'environnement, certains documents techniques relatifs à cette centrifugeuse (par ex. le schéma électrique), ainsi que les fiches techniques de sécurité du constructeur établies notamment pour les lubrifiants ou le liquide de refroidissement, ne sont pas joints au présent mode d'emploi.

Pour commander ces documents, contactez le représentant Service !

11 Annexe

11.1 Gamme d'accessoires

La gamme complète des accessoires peut être téléchargée depuis le site www.sigma-zentrifugen.de.

11.1.1 Rayons des rotors

Les données relatives au rayon dans le tableau des accessoires correspondent aux valeurs calculées pour chaque rotor. Le calcul du rayon est décrit dans le chapitre 2.2.2.1 - « Vitesse de rotation, rayon, force centrifuge relative ».




Fig. 15 : Rayons maximal et minimal d'un rotor angulaire




Fig. 16 : Rayons maximal et minimal d'un rotor libre




Fig. 17 : Plaque pour microhémocrite

11 Annexe

11.2 Diagramme Vitesse – Champ de gravitation




Fig. 18 : Diagramme Vitesse – Champ de gravitation

11.3 Tableau de la durée de vie des rotors et accessoires

- En cas d'absence d'indications contradictoires, le rotor et les nacelles doivent être contrôlés par le fabricant après 10 ans.
- Si un nombre maximal de cycles **et** une date limite sont indiqués sur un accessoire, vous devez le remplacer dès que l'une des deux indications se vérifie.
- Après 50 000 cycles, le rotor doit être changé par mesure de sécurité.

Rotors / nacelles	Cycles	Durée de vie ("Exp.Date")	Utilisable avec la centrifugeuse	Remarques
9100	35.000		4-16S, 4-16KS, 4-16KHS, 6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS	
9366	15.000		4-5KL, 4-16S, 4-16KS, 4-16KHS, 6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS	
11805		10 ans	8KS, 8KBS	
11806		10 ans	8KS, 8KBS	
12082		7 ans	1-14, 1-14K	
12083		7 ans	1-14, 1-14K	
12084		7 ans	1-14, 1-14K	
12085		7 ans	1-14, 1-14K	
12092		5 ans	1-14, 1-14K	
12093		5 ans	1-14, 1-14K	
12094		5 ans	1-14, 1-14K	
12096		5 ans	1-14, 1-14K	
12097		5 ans	1-14, 1-14K	
12134		5 ans	1-16, 1-16K	
12135		5 ans	1-16, 1-16K	
12137		5 ans	1-16, 1-16K	
12500		7 ans	6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS	
12600		7 ans	6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS	
13035			2-7	Ne pas graisser le support du rotor
13218	20.000		4-16S, 4-16KS, 4-16KHS, 6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS	
13221	10.000		4-16S, 4-16KS, 4-16KHS, 6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS	
13296	35.000	5 ans	2-7, 2-16P, 2-16KL, 2-16KHL	Ne pas graisser le support du rotor
13299		5 ans	2-7, 2-16P, 2-16KL, 2-16KHL, 3-30KS, 3-30KHS	Ne pas graisser le support du rotor
13635	25.000		6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS	
13650	20.000		6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS	
13845	20.000		8KS	
13850	10.000	10 ans	8KS	
13860	15.000	10 ans	8KBS	
91060	10.000		6-16S, 6-16HS	Disponible sans logiciel

11 Annexe

11.4 Tableau des stabilités

**CONSEIL**

Les données correspondent à une stabilité à 20 °C.

Matière	Formule	Concentration [%]												
			HDPE Polyéthylène haute densité	PA Polyamide	PC Polycarbonate	POM Polyoxyméthylène	PP Polypropylène	PSU Polysulfone	PVC Chlorure de polyvinyle, dur	PVC Chlorure de polyvinyle, mou	PTFE Polytétrafluoroéthylène	NBR Caoutchouc butadiène-acrylonitrile	AL Aluminium	
– pas de donnée														
1 très bonne stabilité														
2 bonne stabilité														
3 partiellement stable														
4 instable														
Acétaldéhyde	C ₂ H ₄ O	40	3	2	4	2	3	4	4	4	-	1	4	1
Acétamide	C ₂ H ₅ NO	saturé	1	1	4	1	1	4	4	-	1	-	1	1
Acétate d'éthyle	C ₄ H ₈ O ₂	100	1	1	4	1	1	4	4	4	1	4	1	1
Acétate de méthyle	C ₃ H ₆ O ₂	100	1	1	4	2	1	-	4	4	1	-	1	1
Acétone	C ₃ H ₆ O	100	1	1	4	1	1	4	4	-	1	4	1	1
Acide acétique	C ₂ H ₄ O ₂	10	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Acide acétique	C ₂ H ₄ O ₂	90	1	4	4	4	1	3	1	4	1	-	1	1
Acide borique	H ₃ BO ₃	aqueux	1	3	1	2	1	-	-	-	1	1	1	1
Acide chlorhydrique	HCl	5	1	4	1	4	1	1	1	1	-	1	2	4
Acide chlorhydrique	HCl	concentré	1	4	4	4	1	1	2	3	1	4	4	4
Acide chromique	CrO ₃	10	1	4	2	4	1	4	1	-	1	4	1	1
Acide citrique	C ₆ H ₈ O ₇	10	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Acide citrique	C ₆ H ₈ O ₇	50	1	3	1	2	1	-	-	-	1	1	1	1
Acide formique	CH ₂ O ₂	100	1	4	3	4	1	3	3	1	1	2	1	1
Acide lactique	C ₃ H ₆ O ₃	3	1	3	1	2	1	1	2	-	1	1	1	1
Acide nitrique	HNO ₃	10	1	4	1	4	1	1	1	-	1	4	3	3
Acide nitrique	HNO ₃	100	4	4	4	4	4	-	4	-	1	4	1	1
Acide oléique	C ₁₈ H ₃₄ O ₂	100	1	1	1	2	1	-	1	-	1	3	1	1
Acide oxalique	C ₂ H ₂ O ₄ x 2H ₂ O	100	1	3	1	4	1	1	1	1	1	2	1	1
Acide phosphorique	H ₃ PO ₄	20	1	4	2	4	1	-	-	-	1	2	4	4
Acide sulfhydrique	H ₂ S	10	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	1	1
Acide sulfurique	H ₂ SO ₄	6	1	4	1	4	1	1	1	-	1	2	3	3

11 Annexe

Matière	Formule	Concentration [%]	– pas de donnée 1 très bonne stabilité 2 bonne stabilité 3 partiellement stable 4 instable										
			HDPE	PA	PC	POM	PP	PSU	PVC	PVC	PTFE	NBR	AL
			Polyéthylène haute densité	Polyamide	Polycarbonate	Polyoxyméthylène	Polypropylène	Polysulfone	Chlorure de polyvinyle, dur	Chlorure de polyvinyle, mou	Polytétrafluoroéthylène	Caoutchouc butadiène-acrylonitrile	Aluminium
Acide sulfurique	H ₂ SO ₄	fumant	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	3
Acrylate de butyle	C ₇ H ₁₂ O ₂	100	1	2	4	2	3	4	4	4	1	-	1
Alcool allylique	C ₃ H ₆ O	96	1	3	3	2	2	2	2	4	1	1	1
Alcool benzylique	C ₇ H ₈ O	100	3	4	4	1	4	4	2	-	1	4	1
Alcool butylique	C ₄ H ₁₀ O	100	1	1	2	1	1	2	2	4	1	1	1
Alun de chrome	KCr(SO ₄) ₂ x 12H ₂ O	saturé	1	2	1	3	1	-	1	-	1	-	3
Aniline	C ₆ H ₇ N	100	1	3	4	1	2	4	4	4	1	4	1
Benzaldéhyde	C ₇ H ₆ O	100	1	3	4	1	1	3	4	4	1	4	1
Benzène	C ₆ H ₆	100	3	2	4	1	3	4	4	-	1	4	1
Bisulfite de sodium	NaHSO ₃	10	1	1	2	4	1	-	-	-	1	1	1
Carbonate de sodium	Na ₂ CO ₃	10	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	3
Chlore	Cl ₂	100	4	4	4	4	4	4	4	4	1	-	3
Chloroforme	CHCl ₃	100	3	3	4	4	3	4	4	4	1	4	3
Chlorure d'étain (II)	SnCl ₂	10	1	4	2	2	1	-	-	-	1	1	4
Chlorure d'aluminium	AlCl ₃	saturé	1	3	2	4	1	-	1	-	1	1	4
Chlorure d'ammonium	(NH ₄)Cl	aqueux	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3
Chlorure de benzène	C ₆ H ₅ Cl	100	3	4	4	1	3	4	4	4	1	4	1
Chlorure de calcium	CaCl ₂	alcoolique	1	4	2	3	1	-	-	4	1	1	3
Chlorure de magnésium	MgCl ₂	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chlorure de sodium	NaCl	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Chlorure de thionyle	Cl ₂ SO	100	4	4	4	2	4	4	4	4	1	-	3
Chlorure d'éthylène	C ₂ H ₄ Cl ₂	100	3	3	4	1	3	4	4	4	1	-	1
Chlorure ferreux	FeCl ₂	saturé	1	3	1	3	1	1	1	1	1	-	4
Chlorure mercurique	HgCl ₂	10	1	4	1	3	1	1	1	1	1	1	4
Cires	-	100	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Cyclohexanol	C ₆ H ₁₂ O	100	1	1	3	1	1	1	1	4	1	2	1
Décane	C ₁₀ H ₂₂	100	-	1	2	1	3	-	-	-	1	2	1
Diesel (carburant)	-	100	1	1	3	1	1	-	1	3	1	1	1

11 Annexe

Matière	Formule	Concentration [%]	<ul style="list-style-type: none"> – pas de donnée 1 très bonne stabilité 2 bonne stabilité 3 partiellement stable 4 instable 										
			HDPE	PA	PC	POM	PP	PSU	PVC	PVC	PTFE	NBR	AL
			Polyéthylène haute densité	Polyamide	Polycarbonate	Polyoxyméthylène	Polypropylène	Polysulfone	Chlorure de polyvinyle, dur	Chlorure de polyvinyle, mou	Polytétrafluoroéthylène	Caoutchouc butadiène-acrylonitrile	Aluminium
Diméthylformamide (DMF)	C ₃ H ₇ NO	100	1	1	4	1	1	4	3	-	1	3	1
Diméthylsulfoxyde (DMSO)	C ₂ H ₆ SO	100	1	2	4	1	1	4	4	-	1	-	1
Dioxane	C ₄ H ₈ O ₂	100	2	1	4	1	3	2	3	4	1	3	1
Eau chlorurée	Cl ₂ x H ₂ O		3	4	4	4	3	-	3	3	1	-	4
Éthanol	C ₂ H ₆ O	96	1	1	1	1	1	1	1	3	1	-	1
Éther éthylique	C ₄ H ₁₀ O	100	3	1	4	1	4	4	4	4	1	-	1
Ethylènediamine	C ₂ H ₈ N ₂	100	1	1	3	1	1	-	3	4	1	1	1
Formaldéhyde (solution)	CH ₂ O	30	1	3	1	1	1	-	-	-	1	2	1
Furfural	C ₅ H ₄ O ₂	100	1	3	3	2	4	-	-	-	1	4	1
Glycérine	C ₃ H ₈ O ₃	100	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1	1
Heptane, n-	C ₇ H ₁₆	100	2	1	1	1	2	1	2	4	1	1	1
Hexane, n-	C ₆ H ₁₄	100	2	1	2	1	2	1	2	4	1	1	1
Huile minérale	–	100	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1
Huile pour transformateurs	–	100	1	1	3	3	1	1	1	-	1	1	1
Hydrocarbures	C ₅ H ₁₂ - C ₁₂ H ₂₆	100	2	1	3	1	3	3	2	-	1	1	1
Hydrogénocarbonate de potassium	CHKO ₃	saturé	1	1	2	1	1	-	-	-	1	-	4
Hydroxyde d'ammonium	NH ₃ + H ₂ O	30	1	3	4	1	1	2	1	-	1	-	1
Hydroxyde de potassium	KOH	30	1	1	4	3	1	1	1	1	1	-	4
Hydroxyde de potassium	KOH	50	1	1	4	3	1	1	1	1	1	-	4
Hydroxyde de sodium	NaOH	30	1	1	4	1	1	1	1	1	1	2	4
Hydroxyde de sodium	NaOH	50	1	1	4	1	1	1	1	-	1	2	4
Isopropanol	C ₃ H ₈ O	100	1	1	1	1	1	1	1	4	1	-	2
Mercure	Hg	100	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3
Méthane dichlorique	CH ₂ Cl ₂	100	4	3	4	3	3	4	4	4	1	-	1
Méthanol	CH ₄ O	100	1	2	4	1	1	3	1	3	1	2	1
Méthyl éthyl cétone (MEC)	C ₄ H ₈ O	100	1	1	4	1	1	4	4	4	1	4	1

11 Annexe

Matière	Formule	Concentration [%]	– pas de donnée 1 très bonne stabilité 2 bonne stabilité 3 partiellement stable 4 instable										
			HDPE	PA	PC	POM	PP	PSU	PVC	PVC	PTFE	NBR	AL
			Polyéthylène haute densité	Polyamide	Polycarbonate	Polyoxyméthylène	Polypropylène	Polysulfone	Chlorure de polyvinyle, dur	Chlorure de polyvinyle, mou	Polytétrafluoroéthylène	Caoutchouc butadiène-acrylonitrile	Aluminium
Nitrate d'argent	AgNO ₃	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4
Nitrate de potassium	KNO ₃	10	1	1	1	1	1		-	-	1	1	1
Nitrile acrylique	C ₃ H ₃ N	100	1	1	4	3	3	4	4	4	1	4	1
Nitrobenzène	C ₆ H ₅ NO ₂	100	3	4	4	3	2	4	4	4	1	4	1
Ozone	O ₃	100	3	4	1	4	3	1	1	-	1	4	2
Pentachlorure de phosphore	PCl ₅	100	-	4	4	4	1	-	4	4	1	-	1
Permanganate de potassium	KMnO ₄	100	1	4	1	1	1	-	1	-	1	3	1
Peroxyde d'hydrogène	H ₂ O ₂	3	1	3	1	1	1	1	1	-	1	3	3
Peroxyde d'hydrogène	H ₂ O ₂	30	1	4	1	4	1	1	1	-	1	3	3
Pétrole	-	100	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1
Phénol	C ₆ H ₆ O	10	1	4	4	4	1	4	1	3	1	3	1
Phénol	C ₆ H ₆ O	100	2	4	4	4	1	3	4	3	1	3	1
Pyridine	C ₅ H ₅ N	100	1	1	4	1	3	4	4	4	1	4	1
Résorcine	C ₆ H ₆ O ₂	5	1	4	2	3	1	4	2	-	1	-	2
Styrène	C ₈ H ₈	100	4	1	4	1	3	-	4	4	1	4	1
Suif	-	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sulfate d'aluminium	Al ₂ (SO ₄) ₃	10	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
Sulfate de cuivre	CuSO ₄ x 5H ₂ O	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
Sulfate de sodium	Na ₂ SO ₄	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sulfure de carbone	CS ₂	100	4	3	4	2	4	4	4	4	1	3	1
Teinture d'iode	I ₂		1	4	3	1	1	-	4	4	1	1	1
Tétrachlorure de carbone (TETRA)	CCl ₄	100	4	4	4	2	4	4	4	4	1	3	1
Tétrahydrofurane (THF)	C ₄ H ₈ O	100	3	1	4	1	3	4	4	4	1	3	1
Tetrahydronaphtalène	C ₁₀ H ₁₂	100	3	1	4	1	4	4	4	4	1	-	1
Toluène	C ₇ H ₈	100	3	1	4	1	3	4	4	4	1	4	1
Trichloréthane	C ₂ H ₃ Cl ₃	100	3	3	4	2	4	4	4	4	1	4	4

11 Annexe

Matière	Formule	Concentration [%]	<ul style="list-style-type: none"> – pas de donnée 1 très bonne stabilité 2 bonne stabilité 3 partiellement stable 4 instable 										
			HDPE Polyéthylène haute densité	PA Polyamide	PC Polycarbonate	POM Polyoxyméthylène	PP Polypropylène	PSU Polysulfone	PVC Chlorure de polyvinyle, dur	PVC Chlorure de polyvinyle, mou	PTFE Polytétrafluoroéthylène	NBR Caoutchouc butadiène-acrylonitrile	AL Aluminium
Trichlorure d'antimoine	SbCl ₃	90	1	4	1	4	1	-	1	-	1	-	4
Urée (carbamide)	CH ₄ N ₂ O	10	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Urine	–	100	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	2
Vins	–	100	1	1	1	2	1	1	1	1	1	-	4
Xylène	C ₈ H ₁₀	100	3	1	4	1	4	4	4	4	1	4	1
Xylidine	C ₈ H ₁₁ N	100	-	3	4	2	4	-	-	-	1	-	1

11.5 Déclaration CE de conformité



DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Le produit ci-après désigné a été développé, construit et fabriqué en conformité avec les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables, prévues dans les directives et normes européennes mentionnées.

Cette déclaration perd sa validité dans le cas d'une modification n'ayant pas reçu notre accord ou d'une utilisation non conforme.

Désignation du produit:	Centrifugeuse de laboratoire
Type du produit :	Sigma 1-14K
Référence :	10020, 10021
Directives :	Directive 2006/42/CE relative aux machines Directive 2014/35/UE relative aux appareils électriques basse tension Directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique Directive (UE) 2015/863 RoHS
Normes :	EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-011:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2020 EN 61326-1:2013

Sigma Laborzentrifugen GmbH

An der Unteren Söse 50
37520 Osterode
Allemagne

Mandataire CE :
Eckhard Tödteberg

Osterode, 22/02/2022



Directeur Gérant

11 Annexe

12 Index

A

accessoires en plastique, entretien	48
accessoires, entretien	47
acide	22, 46, 48
adaptateurs en caoutchouc	47
alcalines (solutions)	46, 48
alcalines (substances)	22
alimentation électrique	27
altération de la couleur	50
altération de la structure	50
appareil de classe de protection I	27
arbre du moteur	30, 32, 46
attestation d'innocuité de l'exploitant	52
aucun affichage sur l'écran	42
autoclavage	50

B

balourd	34, 44
bris de verre	49

C

câble d'alimentation non branché	42
capacité	55
capillaires	33
caractéristiques du réfrigérant	12, 55
caractéristiques techniques	55
centrifugation à faible capacité	34
centrifugation de substances infectieuses, toxiques, radioactives ou pathogènes	21
centrifugeuse définition	9
centrifugeuse décélère pendant le fonctionnement	42
centrifugeuse non utilisée	41
centrifugeuse, entretien	46
champ de gravitation	33, 48, 55
classe de protection	27, 55
clé de déverrouillage d'urgence	43
code IP	55
codes d'erreur	44
commande de pièces de rechange	45
commutateur d'alimentation éteint	42

commutateur d'alimentation	29, 42
comportement en cas de danger ou d'accident	24
condensation	27
conditions ambiantes	56
conditions de stockage	25
conditions générales de vente	9
conseils pour le transport	25
consignes de sécurité	9, 30, 34
consignes de sécurité et mises en garde ...	32
consignes de sécurité informelles	19
consignes de sécurité pour la centrifugation	22
constructeur	12, 55
construction de la centrifugeuse	11
contacter le service après-vente	45
contamination	21, 46, 47
contraintes thermiques	27, 46
contrôle système	24
corrosion	20, 23, 34, 46, 47, 49
corrosion sous contrainte voir aussi corrosion	48
couvercle ne s'ouvre pas	42
craquelures	48
cycle	30

D

danger imminent	16
danger possible	16
date de fabrication	12
déballage	26
déclaration CE de conformité	10, 65
déclaration de décontamination	52
décontamination	47
défaut d'étanchéité	50
déformation des récipients	50
démarrage d'une centrifugation	36
densité	14
description du dysfonctionnement	52
désinfectant	49
désinfection de la chambre du rotor et des accessoires	49

Index

détergent	46, 49	exigences relatives au personnel	18
déverrouillage d'urgence du couvercle	43	explosives (substances)	21
devis	52	F	
diagramme	58	FCR	36
dimensions et poids	25	fermeture du couvercle	29
directive 2002/96/CE	54	fiche technique de sécurité	56
dispositif de transport	26	fissures	47
dispositifs de sécurité	24	fonctionnement continu	38
documentation	10	fonctionnement de courte durée	37
documentation technique	56	force centrifuge relative (FCR)	14, 36
domaine d'utilisation	13	formulaire de retour d'un élément défectueux	52
dommage structurel	48	fusible	12
droit de propriété intellectuelle	10	fusible d'entrée	55
durée d'accélération	39	fusible du secteur	28
durée de centrifugation	37	G	
durée de décélération	39	garantie et responsabilité	9
durée de fonctionnement	55	graisse pour axes	46
durée de vie des accessoires	50	I	
durée de vie des rotors et accessoires	23, 59	impossible de démarrer la centrifugeuse	42
dysfonctionnements	42	infectieuses (substances)	21, 49
dysfonctionnements généraux	42	inflammables (substances)	21
E		inspection par le constructeur	51
éclats de verre	49	installation d'un rotor	29
élimination	49	installation d'une plaque pour microhématocrite	32
écran	35	installation des accessoires	34
écrou de fixation du rotor	30, 31	installation des rotors et des accessoires	29
électricien qualifié	18	installation du rotor 11128	31
éléments fonctionnels et de commande	11	interrompre une décélération	36
Eloxal	47	interruption d'une centrifugation	36
emballage	26	J	
emplacement	27	joint accroche	42
énergie cinétique	12, 55	L	
enregistrement des réglages actuels	41	lieu d'installation	9
entretien de l'utilisateur	46	logement du rotor	30
équivalent CO ₂	55	logiciel de commande	35
erreur dans l'EEPROM	44	M	
erreur de balourd	44	marque de pression	48
erreur de communication	44	matériel livré	10
erreur de couvercle	44	matières dangereuses	49
erreur de moteur	44	message d'erreur	42
erreur de paramétrage	44	mise au rebut de la centrifugeuse	54
erreur de processus	44		
erreur de système	44		
erreur de tachymètre	44		
erreur de température	44		

mise au rebut de l'emballage	54
mise en place et raccordement	27
mise hors tension.....	41
mise sous tension	29
mises en garde	9, 30, 34
mode de fonctionnement.....	13
mode d'emploi (importance).....	9
modèle.....	12, 45, 51, 55
modification de la durée de centrifugation en cours de fonctionnement	37
modification de la valeur de vitesse/FCR en cours de fonctionnement	36
modifications structurelles.....	21

N

nettoyage de la centrifugeuse	46
niveau sonore	55
normes et réglementations.....	10
numéro de fabrication	45, 51
numéro de série.....	12

O

opérateur	19
opérations de maintenance.....	51
opérations d'entretien.....	46
orifice d'aération	27
ouverture du couvercle	29

P

panne de courant.....	43
panneau de commande	35
paramètre	33
pas de tension dans le réseau	42
pathogènes (substances).....	21, 46, 49
périmètre de sécurité	20, 22, 27
personnel qualifié.....	18
plage de températures	55
plaque pour microhématocrite, nettoyage et entretien	48
plaque signalétique.....	12
potentiel de réchauffement planétaire (PRP)	55
première mise en marche	29
pression (réfrigérant).....	55
principe de la centrifugation	13
produit de décontamination.....	46
programme	41

programme de réfrigération préalable « Precool »	38, 41
protection contre l'incendie	21
protection contre les décharges électriques.....	20
puissance	12
puissance absorbée.....	55

R

raccordement électrique.....	55
radioactives (substances)	21, 46
rappel des programmes enregistrés.....	41
rayon.....	14
rayonnement UV	27, 46
rayons des rotors	57
réactions chimiques	48
recherche des erreurs.....	42
réceptif	34
recommandations importantes.....	16
réfrigérant	12, 55
résistance à la chaleur continue.....	49
responsabilité de l'exploitant	17
retour d'éléments défectueux.....	52
retour des centrifugeuses, des pièces détachées et des accessoires	52
retrait d'un rotor	30
rotor, retrait	30
rotors et accessoires avec une durée de vie spécifique	59
rotors et accessoires certifiés.....	20, 22
rotors, nettoyage et entretien	48

S

sécurité chimique et biologique	21
sécurité des rotors et accessoires.....	23
sécurité électrique.....	20
sécurité mécanique.....	20
sécurité pendant le fonctionnement	47
sélection du rotor	40
Short run.....	37
signe de corrosion.....	48
signe de fatigue	51
situation potentiellement dangereuse.....	16
softstart.....	39
softstop	39
solvant	22, 46, 48
stabilité chimique des plastiques.....	48
stabilité des matières plastiques	22

Index

stérilisation de la chambre du rotor et des accessoires	49	traces de corrosion	20
stockage et transport	25	transport (conseils)	25
substance dangereuse.....	22	transport (dispositif de sécurité)	26
substances hautement corrosives	21	transport outre-mer	25
symbole CE conforme à la directive 2006/42/CE	15	type de raccordement	27
symboles utilisés dans le mode d'emploi....	16	U	
symboles utilisés sur l'appareil.....	15	utilisation conforme	9
T		V	
tableau de la durée de vie des rotors et accessoires	23, 59	ventilation	44
tableau des codes d'erreur.....	44	verrou du couvercle mal enclenché.....	42
tableau des stabilités	60	verrouillage du couvercle	24
température ambiante admissible	56	verrous du couvercle ne se déclenchent pas correctement	42
tension d'alimentation	20, 27	vêtements de protection.....	21
tension de fonctionnement	20, 27	vitesse	36, 55
tension nominale.....	12	vitesse de rotation.....	14
toxiques (substances)	21, 46	vitesse max.....	12
		volume de remplissage (réfrigérant).....	55