



Sigma 2-16KL

à partir du numéro de série 146109



Mode d'emploi

Conservez ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure !

© Copyright by
Sigma Laborzentrifugen GmbH
An der Unteren Söse 50
37520 Osterode am Harz
Allemagne

Tél : +49 (0) 5522 / 5007-0
Fax : +49 (0) 5522 / 5007-12
Internet : www.sigma-zentrifugen.de
E-mail : info@sigma-zentrifugen.de

1	Informations générales	9
1.1	Importance du mode d'emploi.....	9
1.2	Utilisation conforme.....	9
1.3	Garantie et responsabilité.....	9
1.4	Droit de propriété intellectuelle	10
1.5	Normes et réglementations.....	10
1.6	Matériel livré	10
2	Construction et mode de fonctionnement	11
2.1	Construction de la centrifugeuse	11
2.1.1	Éléments fonctionnels et de commande	11
2.1.2	Plaque signalétique	12
2.1.3	Étiquetage relatif aux gaz à effet de serre fluorés	12
2.2	Mode de fonctionnement	13
2.2.1	Principe de la centrifugation.....	13
2.2.2	Domaine d'utilisation.....	13
2.2.2.1	Vitesse de rotation, rayon, force centrifuge relative	14
2.2.2.2	Densité	14
3	Sécurité	15
3.1	Symboles utilisés sur l'appareil.....	15
3.2	Symboles utilisés dans le mode d'emploi.....	16
3.3	Responsabilité de l'exploitant	17
3.4	Exigences relatives au personnel	17
3.5	Consignes de sécurité informelles	19
3.6	Consignes de sécurité	20
3.6.1	Sécurité électrique.....	20
3.6.2	Sécurité mécanique.....	20
3.6.3	Protection contre l'incendie.....	21
3.6.4	Sécurité chimique et biologique	21
3.6.5	Consignes de sécurité pour la centrifugation	22
3.6.6	Stabilité des matières plastiques.....	22
3.6.7	Sécurité des rotors et accessoires	22
3.6.7.1	Marquage des rotors et accessoires	22
3.6.7.2	Durée de vie des rotors et accessoires	23
3.6.7.3	Durée de vie du revêtement de rotor Sigma Comfort	24
3.7	Dispositifs de sécurité.....	26
3.7.1	Verrouillage du couvercle	26
3.7.2	Contrôle de l'immobilité	26
3.7.3	Contrôle système.....	26
3.7.4	Vérification du raccord de terre.....	26
3.7.5	Système anti-balourd.....	26
3.7.6	Surveillance de la température	26
3.7.7	Contrôle du rotor.....	26

Table de matières

3.8	Comportement en cas de danger ou d'accident.....	27
3.9	Risques résiduels	27
4	Stockage et transport	28
4.1	Dimensions et poids	28
4.2	Conditions de stockage	28
4.3	Conseils pour le transport.....	28
4.4	Déballage	29
4.5	Dispositif de transport.....	29
5	Mise en place et raccordement.....	30
5.1	Emplacement	30
5.2	Alimentation électrique	30
5.2.1	Raccordement	30
5.2.2	Fusible du secteur	31
6	Fonctionnement.....	32
6.1	Première mise en marche.....	32
6.2	Mise sous tension.....	32
6.2.1	Ouverture et fermeture du couvercle	32
6.2.2	Installation des rotors et des accessoires	32
6.2.2.1	Installation d'un rotor.....	32
6.2.2.2	Installation d'un rotor angulaire équipé d'un couvercle hermétique	33
6.2.2.3	Installation de la plaque pour microhématocrite	34
6.2.2.4	Installation des accessoires	35
6.2.2.5	Adaptateurs	37
6.2.2.6	Récipients.....	37
6.3	Logiciel de commande « Spincontrol L »	38
6.3.1	Panneau de commande.....	38
6.3.2	Fonctionnement manuel	39
6.3.2.1	Démarrage d'une centrifugation	39
6.3.2.2	Interruption d'une centrifugation.....	39
6.3.2.3	Interrompre une décélération	39
6.3.2.4	Sélection, affichage et modification des données.....	39
6.3.2.5	Vitesse (« Speed ») / Force centrifuge relative FCR (« RCF »).....	40
6.3.2.6	Durée (« Time »).....	40
6.3.2.7	Température (« Temp »).....	42
6.3.2.8	Sélection du rotor (« Rotor »).....	44
6.3.2.9	Courbes d'accélération et de freinage (« Acceleration », « Brake »)	45
6.3.2.10	Ouverture automatique du couvercle (« Auto Open »)	45
6.3.2.11	Signal sonore (« Buzzer »).....	46
6.3.2.12	Verrouillage du programme (« ProgLock »).....	46
6.3.2.13	Affichage du nombre de cycles (« Cycles »)	47
6.3.2.14	Verrouillage du paramétrage.....	48
6.3.3	Fonctionnement programmé.....	48
6.3.3.1	Enregistrement d'un programme (« Save Prog »)	49
6.3.3.2	Chargement d'un programme (« Run Prog »)	49

Table de matières

6.4	Mise hors tension	50
7	Dysfonctionnements et recherche des erreurs	51
7.1	Dysfonctionnements généraux	51
7.1.1	Déverrouillage d'urgence du couvercle	52
7.2	Tableau des codes d'erreur	53
7.3	Contacts	54
8	Entretien et maintenance	55
8.1	Généralités	55
8.1.1	Nettoyage	56
8.1.1.1	Nettoyage de la centrifugeuse.....	56
8.1.1.2	Nettoyage des rotors et des nacelles	57
8.1.1.3	Nettoyage des adaptateurs	57
8.1.2	Désinfection.....	58
8.1.2.1	Désinfection de la centrifugeuse	58
8.1.2.2	Désinfection des rotors et des nacelles.....	58
8.1.2.3	Désinfection des adaptateurs.....	59
8.1.1	Autoclavage.....	60
8.2	Opérations de maintenance.....	61
8.2.1	Maintenance de la centrifugeuse	61
8.2.1.1	Condenseur (pour le système de réfrigération refroidi par air uniquement)	61
8.2.2	Maintenance des rotors, nacelles et adaptateurs.....	62
8.2.2.1	Accessoires en plastique	63
8.2.2.2	Supports du rotor	63
8.2.3	Bris de verre	65
8.3	Opérations de maintenance.....	66
8.4	Retour d'éléments défectueux	67
9	Mise au rebut.....	69
9.1	Mise au rebut de la centrifugeuse.....	69
9.2	Mise au rebut de l'emballage	69
10	Caractéristiques techniques	70
10.1	Conditions ambiantes	71
10.2	Documentation technique	71
11	Annexe.....	72
11.1	Gamme d'accessoires	72
11.1.1	Rayons des rotors.....	72
11.2	Courbes d'accélération et de freinage	73
11.3	Tableau de la durée de vie des rotors et accessoires	74
11.4	Tableau des stabilités.....	75
11.5	Déclaration CE de conformité.....	81
12	Index.....	83

Table de matières

1 Informations générales

1.1 Importance du mode d'emploi

Pour pouvoir utiliser en toute sécurité la centrifugeuse et préserver son bon fonctionnement, il est indispensable d'avoir pris connaissance des consignes de sécurité et des mises en garde principales.

Le présent mode d'emploi contient des conseils essentiels pour pouvoir utiliser la centrifugeuse en toute sécurité.

Ce mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité et les mises en garde, doivent être observés par toutes les personnes travaillant avec la centrifugeuse.

Il est en outre indispensable de respecter les réglementations et directives applicables au lieu d'installation de la centrifugeuse afin de prévenir tout risque d'accident.

1.2 Utilisation conforme

Les centrifugeuses sont des machines de travail motorisées permettant, par application d'une force centrifuge, de séparer des liquides contenus dans des matières solides, des mélanges liquides ou des mélanges solides. Elles ont été conçues exclusivement à cet effet. Toute utilisation différente de la centrifugeuse, ou excédant son emploi prévu, sera considérée comme non conforme. Dans un tel cas, la société Sigma Laborzentrifugen GmbH ne pourra être tenue responsable des dégâts occasionnés.

L'utilisation conforme comprend également

- le respect de toutes les recommandations contenues dans le présent mode d'emploi et
- l'observation des consignes de maintenance, de nettoyage et d'entretien.

1.3 Garantie et responsabilité

Nos « Conditions générales de vente », mises à la disposition de l'utilisateur dès la signature du contrat, s'appliquent.

Tout exercice de garantie et de responsabilité est exclu s'il est fondé sur une ou plusieurs des causes suivantes :

- utilisation non conforme ;
- non-respect des consignes de sécurité et des mises en garde indiquées dans ce mode d'emploi ;
- mise en service, utilisation et entretien non conformes de la centrifugeuse.

1 Informations générales

1.4 Droit de propriété intellectuelle

L'entreprise Sigma Laborzentrifugen GmbH conserve le droit de propriété intellectuelle relatif au présent mode d'emploi.

Le présent mode d'emploi n'est destiné qu'au propriétaire et à son personnel. Il contient des indications et des conseils qui ne doivent être, ni en totalité ni en partie,

- copiés,
- diffusés ou
- communiqués à un tiers.

Toute infraction pourrait faire l'objet de poursuites pénales.

1.5 Normes et réglementations

Ce mode d'emploi a été établi en conformité avec les normes et directives européennes (cf. chap. 11.5 - « Déclaration CE de conformité »).

1.6 Matériel livré

Les articles suivants accompagnent la centrifugeuse :

- 1 cordon d'alimentation avec un connecteur C13/C14
- 1 clé de serrage du rotor réf. 930 100
- 1 tube (30 g) de graisse haute performance pour support de rotor réf. 71 401

Documentation

Mode d'emploi avec déclaration CE de conformité
(cf. chap. 11.5 - « Déclaration CE de conformité »)

Accessoires

Conformes à votre commande, notre confirmation de commande et notre bordereau de livraison.

2 Construction et mode de fonctionnement

2.1 Construction de la centrifugeuse

2.1.1 Éléments fonctionnels et de commande

- 1 Couvercle
- 2 Panneau de commande (cf. chap. 6.3.1 - « Panneau de commande »)
- 3 Commutateur d'alimentation



Fig. 1 : Vue d'ensemble de la centrifugeuse

- 4 Plaque signalétique (cf. chap. 2.1.2 - « Plaque signalétique »)
- 5 Connexion au secteur



Fig. 2 : Vue arrière de la centrifugeuse

2 Construction et mode de fonctionnement

2.1.2 Plaque signalétique

- 1 Constructeur
- 2 Puissance
- 3 Vitesse max.
- 4 Énergie cinétique max.
- 5 Nom du produit
- 6 Référence produit
- 7 Numéro de série
- 8 Tension nominale
- 9 Désignation du produit
- 10 Marquage CE- conf. directive 2006/42/CE
- 11 Symbole tri des déchets (cf. chap. 9 - « Mise au rebut »)
- 12 Date de fabrication
- 13 Respect du mode d'emploi
- 14 Densité max. autorisée
- 15 Caractéristiques du réfrigérant




Fig. 3 : Exemple d'une plaque signalétique

2.1.3 Étiquetage relatif aux gaz à effet de serre fluorés



Fig. 4 : Étiquette relative aux gaz à effet de serre fluorés conforme au règlement européen (UE) 2024/2729

2.2 Mode de fonctionnement

2.2.1 Principe de la centrifugation

La centrifugation est un procédé visant à séparer les divers composants de mélanges hétérogènes (suspensions, émulsions ou mélanges gazeux). Le mélange, mis en rotation autour d'un axe, est soumis à une accélération centripète, nettement supérieure à l'accélération de la pesanteur.

Les centrifugeuses utilisent l'inertie des masses en présence dans la chambre du rotor pour séparer les composants. Les particules ou milieux présentant la densité la plus élevée vont vers l'extérieur, du fait de leur inertie supérieure et refoulent les composants de densité inférieure qui se déposent au centre.

L'accélération centripète d'un corps dans la centrifugeuse soumis à une force centripète varie en fonction de la distance entre le corps et l'axe de rotation et de la vitesse angulaire ; elle augmente de façon linéaire en fonction de la distance à l'axe de rotation et de manière quadratique par rapport à la vitesse angulaire. Plus le rayon de la chambre de rotation est grand, plus la vitesse augmente, et plus l'accélération centripète est importante. Les forces en action sur le rotor augmentent également.

2.2.2 Domaine d'utilisation

Différents types de constructions sont nécessaires en fonction du domaine d'utilisation, de la taille des particules, de la teneur en solides et du débit volumique du mélange à centrifuger.

Les domaines d'utilisation du principe de centrifugation s'étendent de l'essoreuse à salade de ménage ou de l'extracteur à miel aux utilisations techniques spécifiques dans les applications cliniques, biologiques ou biochimiques :

- Pour de nombreuses analyses chimiques cliniques, il s'agit de séparer un matériel cellulaire du liquide analysé. L'utilisation d'une centrifugeuse de laboratoire permet de raccourcir considérablement le processus de sédimentation.
- Dans l'industrie métallurgique, les centrifugeuses sont utilisées pour le dégraissage de la limaille. Les laiteries utilisent notamment des centrifugeuses pour séparer le lait de vache et obtenir de la crème et du lait écrémé.
- Des centrifugeuses de très grande taille sont utilisées dans l'industrie du sucre pour séparer le sirop du sucre cristallisé.
- Les centrifugeuses les plus puissantes sont essentiellement utilisées en biologie et biochimie afin d'isoler des particules de type virus. Il s'agit d'un matériel conçu pour de très grandes vitesses, pouvant atteindre 500 000 tr/min. Le rotor tourne sous vide afin d'éliminer le frottement de l'air.

2 Construction et mode de fonctionnement

2.2.2.1 Vitesse de rotation, rayon, force centrifuge relative

L'accélération g, appliquée aux échantillons, peut être augmentée en augmentant le rayon de la chambre du rotor et la vitesse de rotation. Ces trois paramètres sont interdépendants et liés par la formule suivante :

$$\text{Force centrifuge relative FCR} = 11,18 \times 10^{-6} \times r \times n^2$$

r = rayon en cm

n = vitesse de rotation en tr/min

FCR sans unité

Si deux valeurs sont données, la troisième valeur est déterminée par cette équation. Si la vitesse de rotation ou le rayon sont modifiés, la force centrifuge relative résultante est automatiquement recalculée par le système de commande de la centrifugeuse. Si la FCR est modifiée, la vitesse est adaptée en conséquence en tenant compte du rayon.

2.2.2.2 Densité

La centrifugeuse de laboratoire est destinée à la séparation de particules de densités différentes dans un mélange présentant une densité maximale de 1,2 g/cm³. Toutes les données relatives à la vitesse des rotors et des accessoires reposent sur des liquides dont la densité correspond à cette prescription. Si la densité du liquide traité est supérieure à cette valeur, la vitesse maximale autorisée de la centrifugeuse doit être limitée selon la formule suivante :














$$n = n_{max} \times \sqrt{(1,2/\rho)}$$

ρ = densité en g/cm³

3 Sécurité

3.1 Symboles utilisés sur l'appareil

Les étiquettes et pictogrammes décrits ci-après sont utilisés sur la centrifugeuse :

 <p>Marche (mise sous tension)</p>	 <p>Flèche de sens de rotation</p>
 <p>Arrêt (mise hors tension)</p>	 <p>Informations concernant le chargement des rotors (cf. chap. 6.2.2.4 - « Installation des accessoires »)</p>
 <p>Plaque signalétique (cf. chap. 2.1.2 - « Plaque signalétique »)</p>	 <p>Symbole CE conforme à la directive 2006/42/CE</p>
 <p>Étiquette relative aux gaz à effet de serre fluorés conforme au règlement européen (UE) 2024/2729</p>	 <p>Respect du mode d'emploi</p>
 <p>Ne pas jeter avec les déchets ménagers</p>	 <p>Marque RCM (uniquement pour l'Australie)</p>
 <p>Marque NRTL (uniquement pour les États-Unis et le Canada)</p>	 <p>Marque California Proposition 65 (uniquement pour les États-Unis)</p>
 <p>Marque RoHS 2 Chine (uniquement pour la Chine)</p>	



CONSEIL

Toutes les consignes de sécurité présentes sur la centrifugeuse doivent rester toujours lisibles. Elles doivent, si nécessaire, être remises à neuf.



CONSEIL

L'étiquetage de la centrifugeuse varie en fonction de son équipement et de son pays de destination.

3 Sécurité

3.2 Symboles utilisés dans le mode d'emploi

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent mode d'emploi pour signaler divers dangers potentiels :



DANGER

Ce symbole indique un danger **imminent** pour la vie et la santé des personnes.

Le non-respect des recommandations associées **aura** des répercussions négatives sur la santé des personnes, pouvant entraîner des blessures mortelles.



DANGER

Ce symbole indique un danger **imminent** pour la vie et la santé des personnes lié à la tension électrique.

Le non-respect des recommandations associées **aura** des répercussions négatives sur la santé des personnes, pouvant entraîner des blessures mortelles.



ATTENTION

Ce symbole indique un danger **possible** pour la vie et la santé des personnes.

Le non-respect des recommandations associées **peut** avoir de lourdes répercussions sur la santé des personnes, pouvant entraîner des blessures mortelles.



PRUDENCE

Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse.

Le non-respect des recommandations associées peut provoquer des blessures légères ou des dommages matériels.



CONSEIL

Ce symbole signale des recommandations importantes.

3.3 Responsabilité de l'exploitant

L'exploitant s'engage à limiter l'utilisation de la centrifugeuse au seul personnel compétent (cf. chap. 3.4 - « Exigences relatives au personnel »). Les compétences du personnel en ce qui concerne l'utilisation, la maintenance et l'entretien doivent être clairement définies.

L'exploitant doit s'assurer régulièrement, par exemple tous les mois, que le personnel travaille en connaissance des consignes de sécurité et en conformité avec le manuel d'utilisation et dans le respect des directives de l'UE et des réglementations nationales relatives à la sécurité au travail et des consignes de prévention des accidents.

Conformément aux réglementations internationales relatives à la santé et la sécurité au travail (uniquement en Allemagne : DGUV FBRCI-025), l'entreprise (exploitant) doit :

- prendre des mesures pour éviter la survenue de dangers pour la vie et la santé au cours du travail ;
- à cet effet, s'assurer que la centrifugeuse est exploitée conformément à son usage prévu (cf. chap. 1.2 - « Utilisation conforme ») ;
- prendre des mesures de protection contre les incendies et les explosions lorsque des substances dangereuses sont manipulées ;
- prendre des mesures pour que la centrifugeuse soit ouverte en toute sécurité.

L'exploitant doit réaliser une étude de risque concernant les incidents potentiels dans l'environnement de la centrifugeuse et, si nécessaire, prendre des mesures préventives adaptées.

L'exploitant doit faire réviser régulièrement la centrifugeuse (cf. chap. 8 - « Entretien et maintenance »).

Les pièces présentant des défauts doivent être immédiatement remplacées.

3.4 Exigences relatives au personnel



DANGER

Risque de blessure induit par une qualification insuffisante du personnel

Lorsqu'un personnel non qualifié travaille sur la centrifugeuse ou se trouve dans le périmètre de sécurité de la centrifugeuse, s'ensuit un risque de blessures graves ou de dommages matériels considérables.

- Toutes les opérations doivent donc être exclusivement confiées à un personnel qualifié.
- Le personnel non qualifié doit être maintenu à distance du périmètre de sécurité.

3 Sécurité



DANGER

Danger de mort induit par la présence de personnes non-autorisées dans la zone de travail ou le périmètre de sécurité

Les personnes non-autorisées, qui ne remplissent pas les exigences décrites dans le présent document, n'ont pas connaissance des dangers existants dans la zone de travail. En conséquence, il existe pour ces personnes non-autorisées un risque de blessures graves pouvant aller jusqu'à la mort.

- Les personnes non-autorisées doivent être maintenues à distance de la zone de travail et du périmètre de sécurité.
- En cas de doute, il est indispensable de s'adresser aux personnes présentes et de leur demander de quitter la zone de travail ou le périmètre de sécurité.
- Toutes les opérations doivent être interrompues tant que des personnes non-autorisées sont présentes dans la zone de travail ou le périmètre de sécurité.

Ce mode d'emploi précise ci-après les qualifications du personnel travaillant dans les différents domaines d'activité :

Électricien qualifié

Du fait de sa formation, de ses connaissances et de son expérience professionnelles, ainsi que de sa connaissance des normes et dispositions légales applicables, l'électricien qualifié est en mesure de réaliser des travaux sur les installations électriques et de reconnaître et d'éviter de lui-même les dangers potentiels.

L'électricien qualifié a été formé spécifiquement pour le domaine de travail dans lequel il intervient et connaît les normes et dispositions légales applicables.

L'électricien qualifié doit respecter les dispositions prévues par les directives légales relatives à la prévention des accidents.

Personnel qualifié

Du fait de sa formation, de ses connaissances et de son expérience professionnelles, ainsi que de sa connaissance des dispositions pertinentes, le personnel qualifié est en mesure de réaliser des travaux qui lui ont été confiés et de reconnaître et d'éviter de lui-même les dangers potentiels.

Opérateurs

L'appareil doit être utilisé par un personnel qualifié formé et

- familiarisé avec les règlements fondamentaux relatifs à la sécurité et à la prévention des accidents au travail,
- qui a lu et compris le présent mode d'emploi, et en particulier le chapitre relatif à la sécurité, ainsi que les mises en garde contre les dangers, et l'a certifié par signature,
- a bénéficié d'une formation concernant l'utilisation, la réparation et/ou l'entretien de cette centrifugeuse.

3.5 Consignes de sécurité informelles

- Le présent mode d'emploi fait partie intégrante du produit.
- Le mode d'emploi doit toujours être tenu à disposition sur le lieu d'utilisation de la centrifugeuse et être consultable à tout moment.
- Le mode d'emploi doit être transmis à toute personne achetant ou utilisant la centrifugeuse après vous.
- Tout document de modification, complément ou actualisation en votre possession doit être joint au mode d'emploi.
- Les consignes générales et spécifiques à votre lieu de travail relatives à la prévention des accidents et la protection de l'environnement doivent également être tenues à disposition.
- Toutes les consignes de sécurité et mises en garde apposées sur la centrifugeuse doivent toujours être dans un bon état de lisibilité et être remises en état au besoin.

3 Sécurité

3.6 Consignes de sécurité

3.6.1 Sécurité électrique

En guise de protection contre les décharges électriques, la centrifugeuse est équipée d'un cordon d'alimentation et d'une prise d'alimentation avec mise à la terre. Afin de préserver l'efficacité de ce dispositif de sécurité, veuillez respecter les points suivants :



DANGER

- Vérifiez que la prise murale correspondante est correctement câblée.
- La tension de fonctionnement sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension d'alimentation délivrée par le secteur local.
- La centrifugeuse ne doit être utilisée qu'avec un raccordement au réseau électrique intact. Les raccords d'alimentation électrique endommagés ou défectueux doivent être immédiatement remplacés.
- Aucun récipient contenant un liquide ne doit se trouver sur le couvercle de la centrifugeuse ou dans le périmètre de sécurité de 30 cm autour de la centrifugeuse. Les liquides renversés risquent de s'infiltrer dans l'appareil et d'endommager des composants électriques ou mécaniques.
- Les réparations et opérations de maintenance du système électrique nécessitant le démontage du bâti doivent être exclusivement réservées à un personnel qualifié et autorisé.
- Vérifiez régulièrement l'équipement électrique de la centrifugeuse. Les défauts, tels que les raccordements présentant du jeu ou les câbles endommagés, doivent être immédiatement corrigés.
- Toute réparation ou opération de maintenance doit être suivie d'un bilan de contrôle normalisé effectué par un personnel qualifié et autorisé (cf. chap. 8.3 - « Opérations de maintenance »).

3.6.2 Sécurité mécanique

Afin de garantir un fonctionnement sans danger de la centrifugeuse, veuillez respecter les consignes suivantes :



ATTENTION

- N'ouvrez jamais le couvercle pendant que le rotor tourne !
- Ne mettez jamais la main dans la chambre du rotor tant que celui-ci tourne !
- Une centrifugeuse installée de manière inappropriée ne doit pas être utilisée.
- N'utilisez jamais la centrifugeuse si son revêtement est démonté.
- N'utilisez pas la centrifugeuse avec un rotor ou des accessoires présentant déjà des traces de corrosion ou d'autre dommages.
- N'utilisez que les rotors et accessoires certifiés par le constructeur. En cas de doute, contactez le constructeur (cf. chap. 7.3 - « Contacts »).
- Ne pas mettre les doigts entre le couvercle et le bâti lors de la fermeture du couvercle. Danger d'écrasement !
- En cas de défaillance du système de retenue du couvercle, celui-ci risque de tomber (contactez votre représentant Service). Danger d'écrasement !
- Il est interdit de cogner ou déplacer la centrifugeuse en fonctionnement.
- Il est interdit de se pencher ou de s'appuyer sur la centrifugeuse pendant le fonctionnement.

**ATTENTION**

- Ne centrifugez jamais de substances pouvant de quelque façon que ce soit endommager les matériaux de construction de la centrifugeuse, des rotors ou des accessoires. Les substances hautement corrosives, par exemple, endommagent les matériaux et altèrent la résistance mécanique du rotor et des accessoires.
- En cas de dysfonctionnement, mettez immédiatement la centrifugeuse hors tension. Corrigez le défaut (cf. chap. 7 - « Dysfonctionnements et recherche des erreurs ») ou, si nécessaire, contactez le représentant Service de votre constructeur (cf. chap. 7.3 - « Contacts »).
- Ne confiez les réparations qu'à un personnel qualifié et autorisé.
- Avant toute mise en service, vérifiez que la centrifugeuse, le rotor et les accessoires ne présentent pas de dommages visibles. Vérifiez notamment l'absence de modifications structurelles visibles au niveau des éléments en caoutchouc (par ex. capot du moteur, joint du couvercle, adaptateur). Toute pièce endommagée doit être immédiatement remplacée.
- Ouvrez la centrifugeuse lorsqu'elle n'est pas utilisée pour permettre à l'humidité éventuelle de s'évaporer.

3.6.3 Protection contre l'incendie

**DANGER**

- N'utilisez pas la centrifugeuse pour centrifuger des substances explosives ou inflammables.
- N'utilisez jamais la centrifugeuse dans un espace présentant un risque d'explosion.

3.6.4 Sécurité chimique et biologique

En cas de centrifugation de substances infectieuses, toxiques, pathogènes ou radioactives, il est de la responsabilité de l'utilisateur de respecter toutes les instructions de sécurité, directives et mesures de prudence et de sécurité correspondantes.

**DANGER**

- Les substances infectieuses, toxiques, pathogènes et radioactives ne doivent être placées que dans des équipements spécifiques certifiés à système de fermeture doté d'un joint à sécurité biologique, afin d'empêcher la libération du matériau.
- Pour votre sécurité, appliquez toujours les mesures de prudence, si un danger de contamination toxique, radioactive ou pathogène existe !
- N'utilisez pas la centrifugeuse pour centrifuger des matériaux interagissant chimiquement entre eux avec une grande force énergétique.

**ATTENTION**

- Vous devez absolument respecter les mesures locales de confinement des émissions nocives (correspondant aux substances centrifugées).
- L'utilisation de la centrifugeuse ne nécessite pas en soi le port de vêtements de protection. Cependant, il est possible que le matériau à centrifuger requiert des mesures de sécurité particulières (par ex. centrifugation de substances infectieuses, toxiques, radioactives ou pathogènes).

3 Sécurité

3.6.5 Consignes de sécurité pour la centrifugation

Les consignes suivantes doivent être appliquées avant chaque centrifugation :



ATTENTION

- Vérifiez que la centrifugeuse est correctement installée et raccordée (cf. chap. 5 - « Mise en place et raccordement »).
- Préservez par principe, un périmètre de sécurité autour de la centrifugeuse, en l'éloignant d'au moins 30 cm des murs et des autres appareils.
- N'entreposez aucune substance dangereuse, quelle qu'elle soit, dans le périmètre de sécurité de la centrifugeuse
- Ne restez dans le périmètre de sécurité de la centrifugeuse que le temps nécessaire à la manipulation de l'équipement.
- N'utilisez que les rotors et accessoires certifiés par le constructeur. N'utilisez jamais de matériel de moindre qualité ! Le bris de verre ou l'éclatement d'un récipient provoque, à une vitesse de rotation élevée, un balourd dangereux.
- Vérifiez que le rotor est bien positionné ainsi que les nacelles (cf. chap. 6.2.2.1 - « Installation d'un rotor »).
- Respectez les consignes d'utilisation des accessoires (cf. chap. 6.2.2.4 - « Installation des accessoires »).
- Le rotor doit être chargé symétriquement par rapport à son axe de rotation et avec des charges équilibrées.
- Réduisez la vitesse de rotation avec des liquides ayant une densité $> 1,2 \text{ g/cm}^3$ (cf. chap. 2.2.2.2 - « Densité »).
- N'utilisez pas la centrifugeuse avec un rotor chargé de manière asymétrique.
- N'utilisez pas la centrifugeuse avec des récipients trop longs.

3.6.6 Stabilité des matières plastiques

Les influences chimiques modifient fortement la chaîne polymère des matières plastiques ainsi que leurs propriétés physiques. La centrifugation de solvants, d'acides ou de substances alcalines peut endommager certains éléments en plastique.



CONSEIL

- Vérifiez le tableau des stabilités (cf. chap. 11.4 - « Tableau des stabilités ») !

3.6.7 Sécurité des rotors et accessoires

3.6.7.1 Marquage des rotors et accessoires

Marquage relatif à la durée de vie des rotors et des accessoires
voir chapitre 3.6.7.2 - « Durée de vie des rotors et accessoires »

Marquage des rotors pourvus du revêtement Sigma Comfort
voir chapitre 3.6.7.3 - « Durée de vie du revêtement de rotor Sigma Comfort »

3.6.7.2 Durée de vie des rotors et accessoires

Les rotors et accessoires ont une durée de vie limitée.


ATTENTION

- Par mesure de sécurité, procédez régulièrement (au moins une fois par mois) à un contrôle !
- Recherchez attentivement toute altération visible, telle que la formation de corrosion, de fissures ou la dénudation de matériau, etc.

- Le matériel doit être contrôlé par le constructeur après 10 ans.
- Après 50 000 cycles, le rotor doit être changé par mesure de sécurité.
- Si une durée de vie différente est gravée sur un rotor ou sur un accessoire, elle doit être respectée : par exemple, une nacelle portant l'inscription gravée « max. cycles = 15000 » a une durée de vie de 15 000 cycles et un rotor avec l'inscription « Exp.Date 01/27 » doit être mis au rebut en janvier 2027 au plus tard (cf. figure ci-dessous).
- Si un nombre maximal de cycles **et** une date limite sont indiqués sur un accessoire, vous devez le remplacer dès que l'une des deux indications se vérifie.



Fig.5 : Indication de la durée de vie spécifique sur une nacelle ou un rotor


CONSEIL

- Vérifiez le tableau répertoriant la durée de vie des rotors et accessoires (cf. chap. 11.3 - « Tableau de la durée de vie des rotors et accessoires ») !

3 Sécurité

3.6.7.3 Durée de vie du revêtement de rotor Sigma Comfort

Marquage

Tous les rotors libres dotés du revêtement de rotor Comfort sont désignés par un « C » à la suite de leur numéro de référence. Ces rotors ne nécessitent pas de graissage pendant toute la durée de vie de leur revêtement.

- 1 Marquage du revêtement de rotor Sigma Comfort
- 2 Support du rotor



Fig. 6 : Marquage d'un rotor doté du revêtement Comfort (exemple)



Le document « Revêtement de rotor Sigma Comfort », accompagnant chaque rotor doté du revêtement Comfort, comprend une liste des rotors disponibles dotés de ce revêtement de glissement, ainsi que des informations sur sa durée de vie.



Il n'est pas possible d'associer les rotors dotés du revêtement Comfort avec les nacelles ou portoirs dotés du revêtement Cleanroom.

Durée de vie

La durée de vie du revêtement dépend de l'intensité d'usage du rotor et peut donc varier. Les résultats des tests ont montré une durée de vie entre 7 000 et 40 000 cycles. Certaines mesures spécifiques peuvent prolonger la durée de vie du revêtement Comfort.

Les facteurs suivants peuvent jouer sur la durée de vie du revêtement.

- Vitesse / charge :
La durée de vie du revêtement est multipliée par 3,5 lorsque la vitesse ou la charge est réduite d'environ 15 %. Une réduction de la charge de 20 % multiplie même la durée de vie par environ 5,5.
- Température :
La durée de vie du revêtement diminue d'environ 30 % lorsque des températures basses sont employées (env. 4°C) par rapport à un usage à température ambiante (env. 20°C).
- Montage de la nacelle :
La nacelle et le rotor constituent une unité. Pour disposer de la durée de vie maximale possible, le même jeu de nacelles doit toujours être utilisé et chaque nacelle doit être montée au même endroit sur le rotor.

- Fréquence de nettoyage :
Un nettoyage régulier des accessoires est nécessaire. Plus le rotor doit être nettoyé, plus la durée de vie du revêtement diminue.

i
CONSEIL

Les traces d'usage sur le revêtement noir sont sans conséquence sur le glissement (voir fig. suivante).



Fig. 7 : Support de rotor avec traces d'usage – Aucun graissage n'est nécessaire

Fin de la durée de vie du revêtement de rotor Comfort

Lorsque le revêtement est pratiquement totalement usé et que la surface métallique des supports de rotor est apparente (voir Fig. suivante), le glissement diminue, les nacelles oscillent irrégulièrement, ce qui risque de provoquer un balourd indésirable.

- À partir de ce moment, et jusqu'à la fin de sa durée de vie, le rotor doit être utilisé avec des supports de rotor graissés (graisse haute performance pour supports de rotor Réf. 71401).
- Marquer le rotor en conséquence pour éviter qu'il soit utilisé avec des supports de rotor non graissés.



Fig. 8 : Support de rotor avec revêtement usé – Le graissage est nécessaire

3 Sécurité

3.7 Dispositifs de sécurité

3.7.1 Verrouillage du couvercle

La centrifugeuse ne peut être démarrée que si le couvercle est correctement fermé. Les verrous électriques doivent être enclenchés. Le couvercle ne peut être ouvert que lorsque le rotor est complètement immobile. Si le couvercle est ouvert à l'aide du dispositif de déverrouillage d'urgence pendant le fonctionnement (cf. chap. 7.1.1 - « Déverrouillage d'urgence du couvercle »), la centrifugeuse se met automatiquement hors tension et décélère sans frein jusqu'à l'arrêt total du rotor. Lorsque le couvercle est ouvert, le système d'entraînement est déconnecté du secteur, ce qui signifie que le démarrage de la centrifugeuse est impossible.

3.7.2 Contrôle de l'immobilité

La centrifugeuse ne peut être ouverte que lorsque le rotor est immobile. L'immobilité est contrôlée par le calculateur.

3.7.3 Contrôle système

Un contrôle système interne surveille la transmission des données et les signaux des capteurs au niveau de leur plausibilité. Le système effectue en continu une vérification de son fonctionnement et détecte les dysfonctionnements. Les dysfonctionnements sont signalés par un message d'erreur « Error » suivi d'un numéro affiché à l'écran (cf. chap. 7.2 - « Tableau des codes d'erreur »).

3.7.4 Vérification du raccord de terre

Un technicien spécialisé peut vérifier le conducteur de protection (terre), au moyen d'un appareil de mesure approprié. Veuillez contacter votre représentant Service pour tout autre renseignement (cf. chap. 7.3 - « Contacts »).

3.7.5 Système anti-balourd

Lorsque le message « Imbalance » (balourd) apparaît, éventuellement accompagné d'un signal sonore, cela signifie que la centrifugeuse présente un balourd inacceptable. Si la centrifugeuse est en phase d'accélération ou en fonctionnement, l'entraînement est arrêté.

3.7.6 Surveillance de la température

Si la température dans la chambre du rotor dépasse +50 °C, le moteur s'arrête automatiquement. Un redémarrage de la centrifugeuse n'est possible qu'après refroidissement de l'appareil.

3.7.7 Contrôle du rotor

Lors de la sélection du numéro de rotor et, éventuellement, du numéro de nacelle, le calculateur vérifie si la vitesse et le champ de gravitation sélectionnés sont corrects pour le rotor.

3.8 Comportement en cas de danger ou d'accident



DANGER

- En cas de danger, arrêtez immédiatement la centrifugeuse !
- En cas de doute, contactez toujours les services médicaux d'urgence !

3.9 Risques résiduels

La centrifugeuse a été construite conformément à l'état actuel de la technique et aux réglementations de technique de sécurité reconnues. Cependant, l'utilisation de la centrifugeuse peut présenter un danger pour la santé ou la vie de l'utilisateur ou d'un tiers, ou entraîner des dommages pour l'appareil ou d'autres matériels.

- Interdisez toute utilisation non conforme de la centrifugeuse (cf. chap. 1.2 - « Utilisation conforme »).
- N'utilisez l'appareil que s'il est en parfait état.
- Corrigez immédiatement tout dysfonctionnement, menaçant la sécurité.

4 Stockage et transport

4 Stockage et transport

4.1 Dimensions et poids

	Sigma 2-16KL
Hauteur :	310 mm
Hauteur avec couvercle ouvert :	705 mm
Largeur :	550 mm
Profondeur :	570 mm
Poids :	60 kg

4.2 Conditions de stockage

La centrifugeuse peut être stockée telle quelle pendant un an maximum dans son carton d'origine.

- Ne stockez la centrifugeuse que dans un espace sec.
- La température de stockage autorisée est comprise entre -20 °C et +60 °C.
- Pour tout stockage supérieur à un an, transport outre-mer, etc. demandez obligatoirement conseil au constructeur.

4.3 Conseils pour le transport

- Installez le dispositif de transport (cf. chap. 4.5 - « Dispositif de transport »).
- Pour soulever la centrifugeuse, prévoyez un appareil de levage ou un nombre suffisant de personnes.
- Soulevez la centrifugeuse en l'attrapant par les deux côtés.



PRUDENCE

La centrifugeuse pèse environ 60 kg !

- Transportez la centrifugeuse dans un emballage adapté, de préférence dans son carton d'origine (cf. chap. 4.4 - « Déballage »).

4.4 Déballage

La centrifugeuse est emballée dans un carton.

- Retirez le couvercle.
- Sortez la boîte contenant les accessoires et tous les matériaux d'emballage.
- Retirez le carton par le haut.
- Soulevez la centrifugeuse à l'aide d'un dispositif de levage ou d'un nombre suffisant de personnes. La centrifugeuse doit être tenue par les côtés pour être soulevée.



PRUDENCE

La centrifugeuse pèse environ 60 kg !

- Conservez l'emballage pour un éventuel transport ultérieur de la centrifugeuse.

4.5 Dispositif de transport

Le dispositif de transport de cette centrifugeuse est composé d'une pièce en mousse synthétique qui se trouve à l'intérieur de la chambre du rotor.



PRUDENCE

Retirez le dispositif de transport avant la première utilisation.

Retrait du dispositif de transport

- Ouvrez le couvercle en appuyant sur la touche « Couvercle ». Si la centrifugeuse n'est pas encore raccordée au secteur, vous pouvez utiliser le dispositif de déverrouillage du couvercle (cf. chap. 7.1.1 - « Déverrouillage d'urgence du couvercle »).
- Dévisser la vis de fixation du rotor.
- Retirez la pièce en mousse de la chambre du rotor en la soulevant avec précaution par les côtés.
- Conservez ce dispositif de transport pour un éventuel retour de l'appareil, par ex. dans le sachet des accessoires.

5 Mise en place et raccordement

5 Mise en place et raccordement

5.1 Emplacement

La centrifugeuse ne doit être utilisée que dans une pièce fermée et sèche. Toute l'énergie consommée par la centrifugeuse est convertie en chaleur et émise dans l'air ambiant.

- Prévoyez une ventilation suffisante.
- Un périmètre de sécurité autour de la centrifugeuse doit être respecté en l'éloignant d'au moins 30 cm des murs et des autres appareils, afin que les orifices d'aération de l'appareil puissent être fonctionnels sur la totalité de leur diamètre.
- Ne soumettez pas la centrifugeuse à des contraintes thermiques élevées (par ex. en l'installant à proximité d'une source de chaleur).
- Évitez les rayonnements UV directs (rayons du soleil).
- La table doit être solide et sa surface stable et plane.
- Attention : si l'appareil est déplacé d'un endroit froid à un endroit plus chaud, de la condensation se formera dans la centrifugeuse. La centrifugeuse doit avoir parfaitement séché (minimum 24 h) avant d'être remise en service.

5.2 Alimentation électrique

5.2.1 Raccordement



DANGER

La tension de fonctionnement indiquée sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension d'alimentation délivrée par le secteur local !



PRUDENCE

La prise d'alimentation raccordée au réseau électrique sert de dispositif de coupure et doit donc rester toujours librement accessible.

Les centrifugeuses Sigma sont des appareils appartenant à la classe de protection I. Les centrifugeuses de cette série sont équipées d'un cordon d'alimentation à trois fils avec un connecteur C13/C14.



CONSEIL

Le cordon d'alimentation électrique amovible ne doit pas mesurer plus de 3 m de long !

Le cordon d'alimentation ne doit pas être remplacé par un cordon d'alimentation de dimensionnement inadéquat !

5 Mise en place et raccordement

Les centrifugeuses sont protégées, côté appareil, par un coupe-circuit thermique intégré.

- Mettez la centrifugeuse hors tension au niveau de son interrupteur.
- Laissez le coupe-circuit refroidir environ 2 min. après son déclenchement.
- Remettez la centrifugeuse sous tension.

La centrifugeuse est à nouveau prête à fonctionner.

5.2.2 Fusible du secteur

Les centrifugeuses doivent normalement être protégées, au niveau du circuit électrique, au minimum par un fusible de 16 A (classe « B »).



Pour garantir une interruption certaine en cas de défaut, l'installation du site doit comprendre un DDR (dispositif différentiel à courant résiduel) sensible à tous les courants.

6 Fonctionnement

6 Fonctionnement

6.1 Première mise en marche



- Avant la première mise en marche, vérifiez que la centrifugeuse est correctement installée (cf. chap. 5 - « Mise en place et raccordement »).

6.2 Mise sous tension

- Appuyez sur le commutateur d'alimentation.
L'écran de la centrifugeuse s'allume. La centrifugeuse est prête à fonctionner.

6.2.1 Ouverture et fermeture du couvercle

Pour pouvoir ouvrir le couvercle, la centrifugeuse doit être à l'arrêt et la touche « Couvercle » doit être allumée.

- Appuyez sur la touche « Couvercle » pour ouvrir le couvercle.

Il est impossible de démarrer la centrifugeuse tant que le couvercle est ouvert.

- Pour fermer, appuyez sur le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez le verrou se déclencher.



Ne jamais mettre les doigts entre le couvercle et le bâti lors de la fermeture du couvercle. Danger d'écrasement !

6.2.2 Installation des rotors et des accessoires

6.2.2.1 Installation d'un rotor

- Ouvrez le couvercle en appuyant sur la touche « Couvercle ».
- Dévissez la vis de fixation du rotor de l'arbre du moteur (sens antihoraire).
- Insérez le rotor verticalement par le haut en plaçant l'arbre du moteur dans le trou central.
- Serrez la vis de fixation du rotor dans le sens horaire à l'aide de la clé de serrage du rotor fournie, à 3 Nm. Pendant que vous vissez, maintenez le rotor par son bord extérieur.
- Respectez les consignes de sécurité et les mises en garde (cf. chap. 3 - « Sécurité ») !

**ATTENTION**

En fonction de la fréquence d'utilisation, la vis de fixation du rotor doit être régulièrement dévissée puis revissée, afin de garantir un accouplement correct entre le logement du rotor et l'arbre du moteur.

**PRUDENCE**

Lors de l'utilisation d'un rotor pour plaque de microtitrage :
Les supports de plaque doivent être insérés uniquement avec les plaques dans les nacelles.

**CONSEIL**

La vis du couvercle ne sert qu'à maintenir le couvercle sur le rotor et non à maintenir le rotor sur l'arbre du moteur.

Retrait d'un rotor

- Dévissez la vis de fixation du rotor dans le sens antihoraire et retirez le rotor.

6.2.2.2 Installation d'un rotor angulaire équipé d'un couvercle hermétique

- Ouvrez le couvercle en appuyant sur la touche « Couvercle ».
- Dévissez la vis de fixation du rotor de l'arbre du moteur (sens antihoraire).
- Posez le couvercle hermétique sur le rotor et vissez-le à la main dans le sens horaire.
- Insérez le rotor équipé de son couvercle verticalement par le haut en plaçant l'arbre du moteur dans le trou central.
- Installez la vis de fixation du rotor et serrez-la dans le sens horaire à l'aide de la clé de serrage du rotor fournie, à 3 Nm. Pendant que vous vissez, maintenez le rotor par son bord extérieur.
- Respectez les consignes de sécurité et les mises en garde (cf. chap. 3 - « Sécurité ») !

**CONSEIL**

Le rotor peut également être utilisé sans couvercle.

**CONSEIL**

La vis du couvercle ne sert qu'à maintenir le couvercle sur le rotor et non à maintenir le rotor sur l'arbre du moteur.

6 Fonctionnement

Retrait d'un rotor

- Dévissez la vis de fixation du rotor dans le sens antihoraire et retirez le rotor avec son couvercle.
- Pour retirer le couvercle, dévissez-le dans le sens antihoraire et soulevez-le.




Fig. 9 : Rotor angulaire avec couvercle hermétique

6.2.2.3 Installation de la plaque pour microhématocrite

- Ouvrez le couvercle de la centrifugeuse en appuyant sur la touche « Couvercle ».
- Remplacez la vis de fixation du rotor par la vis de fixation du rotor pour plaque pour microhématocrite (Réf. de commande 81543, livrée avec la plaque pour microhématocrite) et vissez-la sans la serrer.
- Installez la plaque par le dessus en insérant l'arbre du moteur dans son orifice central.
- Vissez la vis de fixation du rotor dans le sens horaire avec une force de 3 Nm : pour cela, maintenez d'une main la plaque pour microhématocrite en la bloquant légèrement pour éviter que l'arbre du moteur ne glisse.
- Vérifiez que la plaque est correctement et solidement fixée.
- Respectez les consignes de sécurité et les mises en garde (cf. chap. 3 - « Sécurité ») !



PRUDENCE

Respectez une FCR max. de 12 000 x g !
Un dépassement de cette limite augmente les risques de bris de verre !

Utilisation

- Remplissez les capillaires de sang puis bouchez-les d'un côté avec de la cire ou scellez-les par fusion.
- Installez les capillaires dans les orifices de la plaque, côté scellé contre l'anneau en caoutchouc. Les capillaires doivent être plaqués de

6 Fonctionnement

manière étanche contre le caoutchouc. Remplissez au fur et à mesure les orifices opposés.

- Vissez le couvercle du rotor.
- Fermez le couvercle de la centrifugeuse.
- Paramétrez la centrifugation : FCR 12 000 x g, durée env. 5 min.
- Démarrez la centrifugeuse.
- Après immobilisation du rotor, le couvercle de la centrifugeuse peut être ouvert.
- Dévissez le couvercle du rotor et retirez-le.

Lecture

- Montez le disque de lecture sur la plaque pour microhématocrite.
- Tournez le disque de lecture et positionnez-le précisément en vous aidant de l'excentrique central, afin de déterminer précisément le point O et le point de fluidité maximale dans les capillaires. Vous pouvez ainsi lire le pourcentage.
- Retirez les capillaires. Les capillaires peuvent également être analysés individuellement à l'extérieur du rotor à l'aide de la carte de lecture (reportez-vous aux instructions imprimées sur l'envers de la carte de lecture).


6.2.2.4 Installation des accessoires

- Utilisez uniquement les récipients adaptés au rotor monté sur la centrifugeuse.
- Lors de l'utilisation d'un rotor libre, installez toujours des nacelles sur toutes les positions.
- Installez toujours des accessoires identiques sur des emplacements symétriquement opposés par rapport sur le rotor et remplissez-les avec des charges identiques, afin d'éviter les balourds.

Centrifugation avec des récipients de tailles différentes

Il est en principe possible de travailler avec des récipients de tailles différentes. Cependant, les emplacements symétriquement opposés par rapport sur le rotor doivent être chargés avec les mêmes récipients.

correct



incorrect





Fig. 10 : Chargement autorisé et non autorisé du rotor libre avec des récipients de tailles différentes (exemple)

6 Fonctionnement

Centrifugation à faible capacité

- Répartissez symétriquement les récipients contenant les échantillons de manière à ce que la nacelle et sa suspension soient chargées de façon uniforme.
- Le chargement des rotors angulaires sur un seul axe est interdit.

correct



incorrect




Fig. 11 : Chargement autorisé et non autorisé d'un rotor angulaire et d'un rotor libre (exemples)

i
CONSEIL

Faire attention aux symboles de sécurité utilisés sur la centrifugeuse (voir l'illustration suivante) !

Toutes les consignes de sécurité et mises en garde relatives à la centrifugeuse doivent rester toujours lisibles. Si nécessaire, il faut les remplacer.




Fig. 12 : Consignes de sécurité: chargement d'un rotor libre

6.2.2.5 Adaptateurs

Des adaptateurs ont été développés afin de garantir une utilisation simple de la centrifugeuse avec diverses tailles de récipients.

- Les adaptateurs doivent être chargés d'un nombre identique de récipients, de poids identiques et être disposés symétriquement afin d'éviter les balourds.
- Si toutes les places d'un portoir ne sont pas utilisées, les nacelles doivent être chargées de manière équilibrée. Charger la nacelle uniquement sur sa périphérie n'est pas autorisé.

6.2.2.6 Récipients

- Chargez les récipients à l'extérieur de la centrifugeuse. Les liquides provoquent de la rouille sur les nacelles et les portoirs polyvalents.
- Remplissez soigneusement les récipients et regroupez-les en fonction de leur poids. Les balourds accentuent l'usure des paliers de roulement.
- Par principe, remplissez les récipients conformément à leur volume utile (= volume indiqué pour le récipient).
- Retirez avec soin les récipients après la centrifugation pour éviter que les échantillons ne soient à nouveau mélangés.
- Respectez les consignes de sécurité (cf. chap. 3 - « Sécurité ») !

Récipients haute vitesse

Certains récipients, tels que les verres pour centrifugeuse, les micro-récipients, les tubes de culture, les tubes en PTFE et en particulier les récipients à grande contenance peuvent être utilisés dans nos rotors, nacelles et adaptateur en caoutchouc à une vitesse de rotation supérieure à leur limite de cassure.



En cas d'utilisation de récipients en verre, la valeur de 4 000 x g ne doit pas être dépassée (sauf avec les verres à centrifuger ultra-résistants ; en respectant les instructions du constructeur).

6 Fonctionnement

6.3 Logiciel de commande « Spincontrol L »

6.3.1 Panneau de commande

La centrifugeuse se commande au moyen de trois touches illuminées par des diodes et d'un bouton de fonction. L'écran est divisé en plusieurs zones d'affichage. Les différentes fonctions peuvent être appelées en appuyant sur les touches et en tournant le bouton.

- 1 Touche « Start » (Démarrage)
- 2 Bouton de fonction
- 3 Écran
- 4 Touche « Stop » (Arrêt)
- 5 Touche « Couverture »




Fig. 13 : Panneau de commande de la centrifugeuse

Écran

L'écran est constitué des zones d'affichage suivantes :

- 1 Zone d'affichage de la vitesse de rotation / FCR
- 2 Champs d'affichage divers (sélection du rotor, de la courbe, du programme...)
- 3 Zone d'affichage des durées
- 4 Zone d'affichage de la température




Fig. 14 : Écran du système de commande Spincontrol L

6.3.2 Fonctionnement manuel

6.3.2.1 Démarrage d'une centrifugation

La centrifugeuse est prête à fonctionner quand la touche « Start » est allumée.

- Appuyez sur la touche « Start » pour commencer une centrifugation.

6.3.2.2 Interruption d'une centrifugation

- Pour interrompre une centrifugation, appuyez sur la touche « Stop ». Le cycle est interrompu de manière anticipée.

Fonction arrêt rapide

- Maintenez la touche « Stop » enfoncée pendant environ deux secondes.

La centrifugeuse ralentit en suivant la courbe de freinage maximale.

Après un arrêt rapide, le couvercle doit avoir été ouvert puis refermé pour que la centrifugeuse puisse être redémarrée.

Un arrêt rapide peut être déclenché également au cours d'une décélération normale, par ex. pour accélérer le freinage.

Si un arrêt rapide a été déclenché, l'indication « fast » (rapide) s'affiche en bas à droite de l'écran.

6.3.2.3 Interrompre une décélération

- Appuyez sur la touche « Start » pour interrompre une décélération. La centrifugeuse redémarre.

6.3.2.4 Sélection, affichage et modification des données

Le menu standard est affiché à l'écran.

- Sélectionnez une zone à l'aide du bouton de fonction. L'indication « set » (réglage), « run » (marche) ou « save » (enregistrer) s'affiche devant le champ sélectionné.
- Appuyez sur le bouton de fonction. L'indication (« set », « run », « save ») clignote, le mode modification est activé.
- Vous pouvez modifier la valeur de consigne de la zone sélectionnée en tournant le bouton de fonction.
- Appuyez à nouveau sur le bouton de fonction pour confirmer la modification et quitter le mode modification.
- Le processus de modification est abandonné si vous appuyez sur la touche Stop ou si aucune action n'est effectuée pendant 60 secondes.

6 Fonctionnement

6.3.2.5 Vitesse (« Speed ») / Force centrifuge relative FCR (« RCF »)

La valeur de consigne de la centrifugeuse est affichée en haut de la zone Vitesse/FCR. La valeur effective est affichée en dessous. Les valeurs de la vitesse sont indiquées en tours par min (min^{-1}), les valeurs de la FCR sont indiquées comme un multiple de l'accélération de la pesanteur ($\times g$). Les valeurs sont interdépendantes (cf. chap. 2.2.2.1 - « Vitesse de rotation, rayon, force centrifuge relative »). Les valeurs maximales de la vitesse/FCR varient en fonction du rotor utilisé.

Les paramètres Vitesse et FCR peuvent être modifiés en cours de fonctionnement.



Fig. 15 : Réglage de la vitesse de rotation ou de la FCR

6.3.2.6 Durée (« Time »)

Cette zone affiche, en haut, la durée totale de centrifugation programmée, et en dessous la durée de centrifugation actuellement en cours. La durée de centrifugation est décomptée de la durée de consigne à partir du démarrage de la centrifugeuse et jusqu'au début de la phase de freinage, avec une valeur maximale de 99 h:59 min:59 sec. À partir d'une durée de 59 min:59 sec, l'unité passe de « h:min » à « min:s ».

Le paramétrage de la durée peut être modifié en cours de fonctionnement.



Si la durée est modifiée au cours d'une centrifugation, la durée de fonctionnement écoulée auparavant n'est pas prise en compte. La centrifugeuse fonctionne pendant la totalité de la durée nouvellement réglée.



Fig. 16 : Réglage de la durée, ici avec l'unité « min:s »

Durée à partir de la vitesse de consigne

Pour que la durée ne soit décomptée qu'à partir du moment où la vitesse de consigne a été atteinte, le symbole d'horloge (voir figure ci-dessous) doit être affiché derrière la valeur de consigne de la vitesse :

- Sélectionnez le symbole de l'horloge avec le curseur et confirmez. Le symbole et la barre sous le symbole clignotent.
- Activez la fonction en tournant le bouton de fonction. Le symbole reste allumé, la barre clignote.
- En tournant le bouton d'encore un cran vous pouvez désactiver la fonction. Le symbole est éteint, la barre clignote encore.
- Appuyez sur le bouton de fonction pour activer le réglage souhaité. La barre reste visible, tant que le curseur se trouve sur le symbole.



Fig. 17 : La fonction « Durée à partir de la vitesse de consigne » est activée.

Fonctionnement continu

En fonctionnement continu, la durée de centrifugation n'est pas limitée et doit être interrompue manuellement. En fonctionnement continu, la centrifugeuse accélère jusqu'à la vitesse réglée.

- Sélectionnez la zone « Time » (Durée), puis appuyez sur le bouton de fonction. L'indication « set » (réglage) clignote à l'état actif.
- Tournez le bouton de fonction dans le sens antihoraire à partir de l'indication 0:00:10, ou dans le sens horaire à partir de l'indication 99:59:59. L'indication « Cont » s'affiche. Pendant la centrifugation, la durée de fonctionnement écoulée est indiquée.
- En cours de fonctionnement continu, appuyez sur la touche « Stop » ou indiquez une durée de fonctionnement concrète pour interrompre la centrifugation.



Fig. 18 : Indication « Cont » en fonctionnement continu

Fonctionnement court (« Short run »)

Vous pouvez démarrer un fonctionnement court lorsque la centrifugeuse n'est pas en fonctionnement.

- Appuyez sur la touche « Start » et maintenez-la enfoncée pendant la durée de fonctionnement souhaitée.

La centrifugeuse accélère selon la courbe d'accélération 9 (maximale) jusqu'à la vitesse de rotation maximale autorisée du rotor. La durée de

6 Fonctionnement

fonctionnement s'affiche et l'indication « Short » est affichée dans la zone « Time ».

Lorsque la touche « Start » est relâchée, la centrifugeuse freine selon la courbe de freinage maximale jusqu'à arrêt total.

À la fin du fonctionnement court, les paramètres d'origine (courbes, durée et vitesse) s'affichent à nouveau.




Fig. 19 : Indication « Short » pendant le fonctionnement court

6.3.2.7 Température (« Temp »)

Le chiffre dans la partie supérieure du champ indique la température programmée et le chiffre en dessous la température réelle des échantillons. Une température entre -10 °C et +40 °C peut être programmée.



La centrifugeuse a été conçue pour centrifuger des échantillons dans les rotors disponibles dans une gamme de température de +4 °C à 23 °C. Elle n'est pas équipée d'un chauffage actif. Ainsi, les températures supérieures à la température ambiante dépendent du frottement de l'air contre le rotor en mouvement.




Fig. 20 : Réglage de la température de consigne

Réfrigération préalable

En fonction des substances à centrifuger, une réfrigération préalable de la centrifugeuse peut se révéler utile. La réfrigération préalable évite que des échantillons réfrigérés se réchauffent jusqu'à une température inacceptable dans la centrifugeuse non réfrigérée.



L'air immobile dans la cuve du rotor fausse le comportement des dispositifs de mesure et de réglage et gèle le compresseur. À des températures inférieures à 0 °C, les liquides aqueux gèlent ; la sédimentation n'est plus possible.

Ne pas abaisser la température du rotor à l'arrêt sous 0 °C !

Programme « Rapid Temp »

La centrifugeuse est dotée d'un programme « Rapid Temp » qui pré-réfrigère rapidement la cuve du rotor dans des conditions de fonctionnement prédéterminées.

6 Fonctionnement

- Chargez le programme à l'aide de la fonction « Run Prog » (cf. chap. 6.3.3.2 - « Chargement d'un programme (« Run Prog » »). Sur l'écran sont affichées 1/3 de la vitesse maximale du rotor ; les courbes de freinage et d'accélération correspondent à la courbe 9 et « Cont » est inscrit dans le champ de la durée. « Rapid Temp » clignote derrière l'indication « run ».



Fig. 2 : Programme « Rapid Temp »

i CONSEIL

Le programme « Rapid Temp » ne peut être chargé que si la température réelle est supérieure à la température de consigne.

- Appuyez sur la touche « Start » pour démarrer le cycle de réfrigération.
- Au cours du cycle de réfrigération, la température de consigne peut être modifiée dans le champ sous la température réelle.

Le programme « Rapid Temp » s'interrompt lorsque :

- La température de consigne est atteinte. Un signal sonore retentit, si cette fonction est activée.
- La touche « Stop » est utilisée. Le programme est interrompu de manière anticipée.
- Si un paramètre est modifié (autre que la température et rotor/nacelle). Le programme est interrompu prématurément.
- Un programme est chargé ou enregistré, le programme est interrompu de manière anticipée.
- Un fonctionnement court (Short run) est démarré. Le programme est interrompu de manière anticipée.

Après l'arrêt, le programme précédemment préréglé est rechargé ou les paramètres modifiés sont pris en compte en tant que nouveau paramétrage.

i CONSEIL

Après un programme de réfrigération, l'ouverture automatique du couvercle (« Auto Open ») est bloquée, afin d'éviter un réchauffement de la chambre.

i CONSEIL

En cas d'utilisation du programme « Rapid Temp », la température affichée est celle de la nacelle en aluminium non chargée. Si des échantillons non réfrigérés sont chargés dans les nacelles après un cycle « Rapid Temp », une variation individuelle existe entre la température affichée et la température effective des échantillons.

6 Fonctionnement

6.3.2.8 Sélection du rotor (« Rotor »)

Ce champ indique le rotor actuellement utilisé.



Vous ne pouvez modifier le rotor sélectionné que lorsque la centrifugeuse est arrêtée.

- Sélectionnez le champ « Rotor », puis confirmez. L'indication « set » clignote à l'état actif.
- Sélectionnez le rotor souhaité. Pour les rotors représentant plusieurs choix de nacelle possible, toutes les combinaisons disponibles défilent.
- Confirmez votre sélection. Le rotor ou la combinaison rotor et nacelle sélectionné est pris en compte.



Fig. 21 : Sélection du rotor ou de la combinaison rotor et nacelle

Reconnaissance automatique du rotor ¹

Lorsque la centrifugeuse dispose d'une reconnaissance automatique du rotor, si un rotor autre que celui sélectionné est détecté et que celui-ci peut accepter plusieurs nacelles différentes, la sélection du rotor est automatiquement activée. Dans ce cas, la nacelle indiquée est celle autorisant la plus petite vitesse. Seules les différentes nacelles du rotor reconnu peuvent être sélectionnées. Si le processus de sélection est interrompu, cette nacelle est toutefois enregistrée.

Ce dispositif permet d'éviter un dépassement de la vitesse maximale autorisée.

¹ n'existe pas pour Sigma 4-5L

6.3.2.9 Courbes d'accélération et de freinage (« Acceleration », « Brake »)
Accélération (« Acceleration »)

Cette fonction permet de sélectionner une courbe d'accélération. 10 courbes d'accélération programmées (courbes 0-9) sont disponibles.

Freinage (« Brake »)

Cette fonction permet de sélectionner la courbe selon laquelle la centrifugeuse va freiner jusqu'à arrêt complet. Les courbes de freinage fonctionnent symétriquement aux courbes d'accélération et portent les mêmes numéros. La courbe de freinage N° 0 correspond à une décélération libre.




Fig. 22 : Sélection de la courbe ; ici : sélection de la courbe d'accélération

6.3.2.10 Ouverture automatique du couvercle (« Auto Open »)

La fonction d'ouverture automatique du couvercle active l'ouverture du couvercle à l'arrêt du rotor.

Pour activer l'ouverture automatique du couvercle :

- Sélectionnez le symbole « Auto Open » avec le curseur et confirmez. Le symbole et la barre sous le symbole clignotent.
- Tournez le bouton de fonction pour activer la fonction. Le symbole reste allumé, la barre clignote.
- Pour désactiver la fonction, tournez à nouveau le bouton de fonction. Le symbole s'éteint, la barre continue de clignoter.
- Appuyez sur le bouton de fonction pour confirmer le réglage souhaité. La barre reste visible tant que le curseur se trouve sur ce symbole.



Fig. 23 : L'ouverture automatique du couvercle « Auto Open » est activée

6 Fonctionnement

6.3.2.11 Signal sonore (« Buzzer »)

Cette fonction permet de configurer un signal sonore qui se déclenche en cas de balourd ou de messages d'erreur en cours de fonctionnement.

Pour activer le signal sonore :

- Sélectionnez le symbole « Buzzer » avec le curseur et confirmez. Le symbole et la barre sous le symbole clignotent.
- Pour activer la fonction, tournez le bouton de fonction. Le symbole reste allumé, la barre clignote.
- Pour désactiver la fonction, tournez à nouveau le bouton de fonction. Le symbole s'éteint, la barre continue de clignoter.
- Appuyez sur le bouton de fonction pour confirmer le réglage souhaité. La barre reste visible tant que le curseur se trouve sur ce symbole.



Fig. 24 : Le signal sonore « Buzzer » est activé

6.3.2.12 Verrouillage du programme (« ProgLock »)

Lorsque le verrouillage du programme est activé, aucun nouveau programme ne peut être enregistré. La fonction « Enregistrement d'un programme » n'est plus disponible.

Pour activer le verrouillage programme :

- Sélectionnez le symbole « ProgLock » avec le curseur et confirmez. Le symbole et la barre sous le symbole clignotent.
- Pour activer la fonction, tournez le bouton de fonction. Le symbole reste allumé, la barre clignote.
- Pour désactiver la fonction, tournez à nouveau le bouton de fonction. Le symbole s'éteint, la barre continue de clignoter.
- Appuyez sur le bouton de fonction pour confirmer le réglage souhaité. La barre reste visible tant que le curseur se trouve sur ce symbole.



Fig. 25 : Le verrouillage du programme « ProgLock » est activé

6.3.2.13 Affichage du nombre de cycles (« Cycles »)

Pour activer l'affichage du nombre de cycles :

- Sélectionnez le symbole « Cycles » avec le curseur et confirmez. Le symbole est affiché, l'indication « set » clignote devant la désignation du rotor.
- Utilisez le bouton de fonction pour sélectionner l'un des rotors et nacelles disponibles. Le nombre de cycles du rotor et éventuellement de la nacelle sélectionnée s'affiche.
- Appuyez sur le bouton de fonction pour quitter l'affichage du nombre de cycles.




Fig. 26 : Affichage du nombre de cycles pour le rotor 11650 et la nacelle 13421

Atteinte du nombre maximal de cycles

Si le nombre maximal de cycles pour le rotor ou la nacelle est atteint, à chaque démarrage de l'appareil, un signal de mise en garde est émis, c'est-à-dire que la touche « Start », la touche « Couvercle » et l'ensemble de l'écran clignotent.




Fig. 27 : Écran indiquant que le nombre maximal de cycles est atteint (clignotant)

Lorsque vous appuyez sur la touche « Start », l'indication « CYCLES » apparaît. Appuyez à nouveau sur la touche « Start » pour démarrer la centrifugation et l'écran revient à son affichage normal.



ATTENTION

Lorsque le nombre maximal de cycles d'un rotor ou d'une nacelle est atteint, la pièce doit être immédiatement remplacée pour des raisons de sécurité.


La réinitialisation de l'affichage du nombre de cycles est effectuée après remplacement du rotor par le personnel de Service de l'entreprise Sigma Laborzentrifugen GmbH (cf. chap. 7.3 - « Contacts »).

6 Fonctionnement

6.3.2.14 Verrouillage du paramétrage

Afin d'éviter une utilisation non autorisée de la centrifugeuse, l'accès aux menus peut-être verrouillé. Seules les commandes effectuées à l'aide des touches, par exemple démarrage de centrifugation, arrêt de la centrifugation et ouverture du couvercle, restent disponibles.

Verrouillage simple du paramétrage :

- Déplacez le curseur sur le symbole «  » dans l'angle inférieur droit de l'écran.

Tant que le symbole est affiché, aucun paramètre ne peut être modifié.

Verrouillage durable du paramétrage :

- Appuyez trois fois sur la touche « Start » en maintenant la touche enfoncée environ deux secondes la troisième fois.

Après activation de la fonction, le symbole du cadenas clignote. Le verrouillage est activé.

- La désactivation du verrouillage durable du paramétrage s'effectue de la même manière.



Fig. 28 : Symbole du cadenas lorsque le verrouillage du paramétrage est activé

6.3.3 Fonctionnement programmé

Un programme contient l'ensemble des informations essentielles au déroulement d'une centrifugation. Ainsi, les résultats d'une sédimentation spécifique peuvent être reproduits dans des conditions identiques.

Vous pouvez enregistrer, charger, exécuter et modifier les programmes lorsque la centrifugeuse est à l'arrêt.

Vous pouvez enregistrer au maximum 50 programmes numérotés de 1 à 50. Le programme « Rapid Temp » n'a pas de numéro de programme et ne peut pas être supprimé. Il permet de réfrigérer la centrifugeuse à vide.

L'indication « -- » à la place du numéro de programme signifie que les données actuellement paramétrées ne correspondent pas à un programme enregistré.

Les programmes peuvent être protégés contre une utilisation, une modification ou une suppression non autorisée, à l'aide de la fonction verrouillage du paramétrage (cf. chap. 6.3.2.14 - « Verrouillage du paramétrage »).

6.3.3.1 Enregistrement d'un programme (« Save Prog »)

CONSEIL

Cette fonction n'est disponible que lorsque la centrifugeuse est arrêtée.

- Paramétrez toutes les données nécessaires à un programme.
- Sélectionnez le menu « save Prog » et confirmez. L'indication « save » clignote à l'état actif.
- Sélectionnez dans la liste des programmes le numéro d'enregistrement souhaité. Les numéros de programme libres sont indiqués par un affichage clignotant. Si le numéro d'un programme existant est utilisé, ce dernier sera écrasé.
- Enregistrez le programme sous le numéro souhaité. Le programme est enregistré.


CONSEIL

Les fonctions « Auto Open », « Buzzer » « ProgLock » et « Cycles » ne peuvent pas être enregistrées comme faisant partie d'un programme.



Fig. 29 : Enregistrement d'un programme

6.3.3.2 Chargement d'un programme (« Run Prog »)

- Sélectionnez le menu « run Prog » et confirmez. L'indication « run » clignote à l'état actif.
- Sélectionnez le programme souhaité et confirmez en appuyant sur le bouton de fonction.

Le programme est chargé.



Fig. 30 : Chargement d'un programme

6 Fonctionnement

6.4 Mise hors tension

- Lorsque la centrifugeuse n'est pas utilisée, ouvrez le couvercle pour que l'humidité résiduelle éventuelle puisse s'évaporer.
- Mettez la centrifugeuse hors tension au niveau du commutateur d'alimentation.

7 Dysfonctionnements et recherche des erreurs

7.1 Dysfonctionnements généraux

La présence de messages d'erreur est signifiée par l'indication « Error » (erreur) accompagné d'un numéro à l'écran. Si le signal sonore est activé, celui-ci retentit lorsque le message d'erreur est émis.

- Corrigez la cause de l'erreur (voir tableau ci-dessous).
- Accusez réception du message d'erreur en appuyant sur la touche « Couvercle ».



CONSEIL

Vous pouvez masquer les messages d'erreur en appuyant sur la touche « Couvercle ». Cependant cela ne corrige pas l'erreur ; la centrifugeuse peut être utilisée.

Type d'erreur	Causes possibles	Correction
Aucun affichage sur l'écran	Pas de tension au réseau	Vérifier le disjoncteur
	Câble d'alimentation non branché	Brancher le câble d'alimentation
	Le coupe-circuit s'est déclenché	Réactiver le coupe-circuit (cf. chap. 5.2.1 - « Raccordement »)
	Commutateur sur arrêt	Mettre le commutateur sur marche
La centrifugeuse ne démarre pas : la LED de la touche « Start » n'est pas allumée	Diverses	Mettre hors puis sous tension. Si l'erreur se répète, contacter le représentant Service.
La centrifugeuse ne démarre pas : la LED de la touche « Start » clignote	Le couvercle est mal fermé	Ouvrir et fermer le couvercle. Si l'erreur se répète, contacter le représentant Service.
La centrifugeuse freine pendant la centrifugation	Courte rupture d'alimentation	Appuyer sur la touche « Start » pour relancer la centrifugeuse
	Erreur système	Mettre hors puis sous tension. Si l'erreur se répète, contacter le représentant Service.
La centrifugeuse freine pendant la centrifugation, un balourd est indiqué	<ul style="list-style-type: none"> – Chargement irrégulier – La centrifugeuse est inclinée – Dysfonctionnements de l'entraînement – La centrifugeuse a été bougée pendant le fonctionnement 	Corriger le balourd et redémarrer la centrifugeuse. Si l'erreur se répète, contacter le représentant Service.
	– Pivots du rotor non graissés	Nettoyer et graisser les pivots du rotor
Le couvercle ne s'ouvre pas	Les verrous du couvercle ne se sont pas déclenchés correctement	Ouvrir le couvercle manuellement (cf. chap. 7.1.1 - « Déverrouillage d'urgence du couvercle ») et contacter le représentant Service
	Le joint accroche	Nettoyer le joint du couvercle et l'enduire de talc.
La température paramétrée n'est pas atteinte (uniquement pour la centrifugeuse réfrigérée)	Condenseur sali	Nettoyer le condenseur. Si l'erreur se répète, contacter le représentant Service.

7 Dysfonctionnements et recherche des erreurs

7.1.1 Déverrouillage d'urgence du couvercle

Dans le cas d'une panne de courant, notamment, il est possible d'ouvrir le couvercle manuellement.

- Mettez le commutateur d'alimentation hors tension et débranchez la centrifugeuse du secteur.
- Retirez le bouchon situé sur le côté de l'appareil (voir Fig. ci-dessous, N°1), par exemple à l'aide d'un tournevis plat.



Fig. 31 : Emplacement du dispositif de déverrouillage d'urgence

- Le bouchon est relié à un cordon. Tirez sur le cordon pour déverrouiller le couvercle.
- Remettez le bouchon en place.



ATTENTION

Vous ne devez procéder à un déverrouillage d'urgence et à l'ouverture du couvercle que lorsque le rotor est immobilisé.

Si le couvercle est ouvert au moyen du dispositif de déverrouillage d'urgence au cours d'une centrifugation, la centrifugeuse se met immédiatement hors tension et décélère librement.

7 Dysfonctionnements et recherche des erreurs

7.2 Tableau des codes d'erreur

N° d'erreur	Type d'erreur	Mesures	Remarque
1-9	Erreur de système	<ul style="list-style-type: none"> Laissez décélérer sans frein Mettez hors/sous tension 	Pour toutes les erreurs, la centrifugeuse s'arrête ou décélère sans frein
10-19	Erreur de tachymètre	<ul style="list-style-type: none"> Laissez décélérer sans frein Mettez hors/sous tension 	
20-29	Erreur de moteur	<ul style="list-style-type: none"> Mettez hors tension Assurez une ventilation suffisante 	
30-39	Erreur dans l'EEPROM	<ul style="list-style-type: none"> Laissez décélérer sans frein Mettez hors/sous tension 	Pour les erreurs 34,35,36 la centrifugeuse s'arrête ; pour les erreurs 37,38 elle affiche uniquement un message d'erreur
40-45	Erreur de température (concerne seulement les centrifugeuses réfrigérées)	<ul style="list-style-type: none"> Laissez décélérer sans frein Mettez hors tension Laissez refroidir Assurez une ventilation suffisante (pour les centrifugeuses réfrigérées) Assurez un débit d'eau suffisant (pour les centrifugeuses à refroidissement à eau) 	
46-49	Erreur de balourd (concerne seulement les centrifugeuses avec un système anti balourd)	<ul style="list-style-type: none"> Laissez décélérer sans frein Mettez hors tension Corrigez le balourd 	
50-59	Erreur de couvercle	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche « Couvercle » Fermez le couvercle Dégagez les corps étrangers des charnières 	Pour les erreurs 50 et 51, la centrifugeuse s'arrête
60-69	Erreur de processus	<ul style="list-style-type: none"> Laissez décélérer sans frein Mettez hors/sous tension 	Erreur 60 « Coupure de l'alimentation en fonctionnement » ; erreur 61 « Arrêt après mise sous tension »
70-79	Erreur de communication	<ul style="list-style-type: none"> Laissez décélérer sans frein Mettez hors/sous tension 	
80-89	Erreur de paramétrage	<ul style="list-style-type: none"> Mettez hors tension Laissez refroidir Assurez une ventilation suffisante 	Pour l'erreur 83, seul un message d'erreur s'affiche
90-99	Autres erreurs	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le câblage Assurez un débit d'eau suffisant (pour les centrifugeuses à refroidissement à eau) 	



CONSEIL

S'il n'est pas possible de corriger l'erreur, contactez votre représentant Service local !

7 Dysfonctionnements et recherche des erreurs

7.3 Contacts

Pour toute question, en cas de dysfonctionnement et pour commander des pièces de rechange :

Depuis l'Allemagne :

Contactez :

Sigma Laborzentrifugen GmbH

An der Unteren Söse 50

37520 Osterode (Allemagne)

Tél. +49 (0) 55 22 / 50 07-44 44

E-mail: support.lab@sigma-zentrifugen.de

En dehors de l'Allemagne :

Contactez le représentant responsable pour votre pays. Les coordonnées sont disponibles sur le site

www.sigma-zentrifugen.de → [Partenaires commerciaux]



CONSEIL

- Pour toute demande adressée à notre Service clientèle, veuillez préparer le modèle de votre centrifugeuse et son numéro de fabrication.

8 Entretien et maintenance

La centrifugeuse, le rotor et les accessoires sont soumis à des contraintes mécaniques très importantes. Un entretien soigneux augmente leur durée de vie et évite les défaillances prématurées.



PRUDENCE

La formation de corrosion ou les dommages résultant d'un entretien insuffisant invalident tout recours à la garantie et toute responsabilité du constructeur.

8.1 Généralités

- La centrifugeuse et les accessoires sont constitués de différents matériaux. Vérifiez toujours que le détergent utilisé n'est pas incompatible avec l'un d'eux.
- Avant d'utiliser d'autres détergents ou d'autres désinfectants que ceux recommandés, l'utilisateur doit s'assurer auprès du fabricant que ce processus n'endommage pas la centrifugeuse.
- Pour l'autoclavage, vérifiez la résistance individuelle de chaque matériau à la chaleur continue (cf. chap. 8.1.1 - « Autoclavage »).
- La centrifugeuse et les accessoires doivent être protégés des rayonnements UV intenses (par ex. rayons du soleil) et des contraintes thermiques (par ex. radiateur).



DANGER

En cas de manipulation de substances dangereuses (par ex. substances infectieuses et pathogènes), un devoir de désinfection de la centrifugeuse et des accessoires s'applique.



ATTENTION

Par souci de sécurité, des mesures de protection adaptées doivent être prises lorsqu'existe un risque de contamination par des substances toxiques, radioactives ou pathogènes. Porter un équipement de sécurité personnel.

Fréquence des opérations d'entretien nécessaires

Chapitre	Opération	Fréquence
8.1.1	Nettoyage	
8.1.1.1	Nettoyage de la centrifugeuse	au besoin
8.1.1.2	Nettoyage des rotors et des nacelles	au besoin
8.1.1.3	Nettoyage des adaptateurs	au besoin
8.1.2	Désinfection	
8.1.2.1	Désinfection de la centrifugeuse	au besoin
8.1.2.2	Désinfection des rotors et des nacelles	au besoin

8 Entretien et maintenance

Chapitre	Opération	Fréquence
8.1.2.3	Désinfection des adaptateurs	au besoin
8.2	Opérations de maintenance	
8.2.1	Recherche de dommages sur la centrifugeuse	tous les mois
8.2.1	Graissage de l'arbre du moteur	après chaque nettoyage
11.5	Contrôle de l'empoussièrement du condenseur	tous les mois
11.5	Nettoyage du condenseur	au besoin
8.2.2	Recherche de dommages sur les rotors, nacelles et adaptateurs	tous les mois
8.2.2	Graissage de la vis de fixation du rotor	après chaque nettoyage
8.2.2.2	Graissage des supports de rotor	au besoin / après chaque nettoyage

8.1.1 Nettoyage

- Pour nettoyer la centrifugeuse et les accessoires, utilisez de l'eau savonneuse ou toute autre solution détergente douce soluble dans l'eau ayant un pH entre 6 et 8.
- Nettoyez la centrifugeuse exclusivement à la main.
- La température de l'eau doit être < 40 °C.
- Évitez les substances corrosives et agressives.
- N'utilisez pas de solvant.
- N'utilisez pas d'agent contenant des particules abrasives.



PRUDENCE

S'assurer qu'aucun liquide ne s'infiltre à l'intérieur de la centrifugeuse. L'eau risque d'endommager des composants électriques ou mécaniques.

8.1.1.1 Nettoyage de la centrifugeuse

1. Ouvrez le couvercle.
2. Séparez la centrifugeuse de l'alimentation électrique.
3. Retirez le rotor et les nacelles (cf. chap. 6.2.2 - « Installation des rotors et des accessoires »).
4. Nettoyez le bâti et la chambre du rotor à l'aide des détergents recommandés et d'un chiffon doux non pelucheux.
5. Éliminez tout résidu de détergent à l'eau, à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
6. Après nettoyage, séchez les surfaces à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux et absorbant.

8.1.1.2 Nettoyage des rotors et des nacelles**PRUDENCE****Ne jamais nettoyer les accessoires au lave-vaisselle !**

Le lavage en machine élimine le revêtement Eloxal, avec pour conséquence, la formation de fissures sur les zones concernées.

1. Nettoyez le rotor et les nacelles avec les détergents recommandés et à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
2. Pour nettoyer les orifices étroits, utilisez une brosse à éprouvette à poils en laine, puis rincez-les abondamment à l'eau.
3. Éliminez tout résidu de détergent à l'eau et à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
4. Séchez les rotors et les nacelles à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux absorbant ou dans un séchoir à 50 °C max.
5. Pour sécher les orifices, laissez sécher le rotor à l'envers.

8.1.1.3 Nettoyage des adaptateurs

1. Nettoyez les adaptateurs à l'aide des détergents recommandés et d'un chiffon doux non pelucheux.
2. Pour nettoyer les orifices étroits, utilisez une brosse à éprouvette à poils en laine, puis rincez-les abondamment à l'eau.
3. Éliminez tout résidu de détergent à l'eau et à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
4. Après nettoyage, séchez les adaptateurs à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux et absorbant.
5. Pour sécher les orifices, laissez sécher l'adaptateur à l'envers.

8 Entretien et maintenance

8.1.2 Désinfection



CONSEIL

Avant chaque désinfection, la procédure de nettoyage décrite dans la section chapitre 8.1.1 - « Nettoyage » doit être respectée.

8.1.2.1 Désinfection de la centrifugeuse

- Pour désinfecter la centrifugeuse (éléments de commande, surfaces de contact et chambre du rotor), utilisez un désinfectant pour surface à base d'alcool avec une concentration entre 30 % et 75 % (par ex. Bacillo[®] AF).
 - Désinfectez la fenêtre du couvercle et l'écran (verre acrylique), le capot du moteur (silicone) et les marquages (sérigraphie) avec un désinfectant adapté à chaque matériau (par ex. Bacillo[®] 30 Sensitive Tissues). N'utilisez jamais de désinfectant de surfaces avec une forte concentration d'alcool.
 - Consultez les instructions du fabricant concernant le temps de pose et la concentration.
1. Ouvrez le couvercle.
 2. Séparez la centrifugeuse de l'alimentation électrique.
 3. Retirez le rotor et les nacelles (cf. chap. 6.2.2 - « Installation des rotors et des accessoires »).
 4. Désinfectez le bâti et la chambre du rotor à l'aide d'un désinfectant recommandé et d'un chiffon doux non pelucheux.
 5. Respectez le temps de pose.
 6. Laissez entièrement sécher les surfaces après désinfection.

8.1.2.2 Désinfection des rotors et des nacelles

- Pour désinfecter les rotors et les nacelles, utilisez un désinfectant pour surface à base d'alcool avec une concentration entre 30 % et 75 % (par ex. Bacillo[®] AF).
 - Consultez les instructions du fabricant concernant le temps de pose et la concentration.
1. Désinfectez les rotors et les nacelles à l'aide d'un désinfectant recommandé et d'un chiffon doux non pelucheux.
 2. Pour désinfecter les orifices étroits, remplissez-les de désinfectant sans laisser de bulles d'air.
 3. Toutes les parois doivent être humidifiées.
 4. Respectez le temps de pose.
 5. Laissez entièrement sécher les rotors et nacelles après désinfection.

8.1.2.3 Désinfection des adaptateurs

- Pour désinfecter les adaptateurs, utilisez un désinfectant pour surface à base d'alcool avec une concentration entre 30 % et 75 % (par ex. Bacillo[®] AF).
 - Consultez les instructions du fabricant concernant le temps de pose et la concentration.
1. Désinfectez les adaptateurs à l'aide d'un désinfectant recommandé et d'un chiffon doux non pelucheux.
 2. Pour désinfecter les orifices étroits, remplissez-les de désinfectant sans laisser de bulles d'air.
 3. Toutes les parois doivent être humidifiées.
 4. Respectez le temps de pose.
 5. Laissez entièrement sécher les adaptateurs après désinfection.

8 Entretien et maintenance

8.1.1 Autoclavage

La durée de vie des accessoires dépend en premier lieu de leur fréquence d'utilisation et d'autoclavage.

- Changez immédiatement les accessoires aux premiers signes d'une altération de leur couleur, de leur structure ou de leur étanchéité.
- Lors de l'autoclavage, veillez toujours à ce que les bouchons ne soient pas vissés sur les récipients, pour éviter que ces derniers ne se déforment.



Il ne peut être exclu que les composants en plastique, par ex. les couvercles ou les portoirs, soient déformés par l'autoclavage.



Les paramètres d'autoclavage indiqués sont basés exclusivement sur la stabilité des matériaux et non sur le niveau de stérilisation.

Catégorie	Type d'accessoire	Abréviation matériau	121 °C 20 min	Remarques
Rotors et couvercles	Rotor en aluminium	AL	oui	
	Rotor en polypropylène	PP	non	
	Couvercle en polycarbonate pour rotor angulaire	PC	non	
	Couvercle en polyallomère pour rotor angulaire	PA	non	
	Couvercle en polysulfone pour rotor angulaire	PSU	oui	100 cycles max.
Nacelles et couvercles	Nacelle en aluminium	AL	oui	
	Nacelle en polyamide	PA	non	13035, 13296, 13299
	Couvercle en polyphénylsulfone	PPSU	oui	100 cycles max.
	Couvercle en polysulfone	PSU	oui	100 cycles max.
Adaptateurs	Portoir en polyallomère	PA	non	
	Portoir en polycarbonate	PC	non	
	Portoir en polypropylène	PP	non	
Récipients	Récipient et bouteille en acier inox	--	oui	
	Récipient en verre	--	oui	
	Récipient en polyéthylène	PE	non	
	Récipient en polyflor	PF	oui	100 cycles max.
	Récipient en polycarbonate	PC	non	
	Récipient en polypropylène copolymère	PPCO	oui	20 cycles max.
	Récipient en polystyrène	PS	non	
Autres accessoires	Tare en acier inox pour système pour poche sanguine	--	oui	

8.2 Opérations de maintenance

8.2.1 Maintenance de la centrifugeuse

- Dans la chambre du rotor, essuyez immédiatement tous les liquides, tels que l'eau, les solvants, les fluides acides et alcalins, soigneusement à l'aide d'un chiffon. Vous éviterez ainsi qu'ils endommagent les paliers du moteur.
- En cas de contamination par des substances toxiques, pathogènes ou radioactives, nettoyez toutes les surfaces intérieures immédiatement avec un désinfectant approprié en fonction du type de contamination (voir chapitre 8.1.1 - « Nettoyage » et chapitre 8.1.2 - « Désinfection »).
- Graissez légèrement l'arbre du moteur avec une petite quantité de graisse haute performance, puis répartissez la graisse avec un chiffon en couche fine.
- Effectuez au moins une fois par mois une inspection visuelle en recherchant :
 - la formation de fissures,
 - les changements de structure visibles sur les surfaces,
 - les impacts de choc,
 - les traces de corrosion,
 - tout autre altération.

8.2.1.1 Condenseur (pour le système de réfrigération refroidi par air uniquement)

Dans les centrifugeuses à système de réfrigération refroidi par air, un condenseur à lamelles est utilisé pour refroidir le réfrigérant comprimé par la machine frigorifique.

La poussière et la saleté empêchent la circulation de l'air et donc le refroidissement. La présence de poussière sur les tuyaux et les lamelles du condenseur diminue l'échange thermique et donc les performances de la machine frigorifique.

L'emplacement choisi pour installer la machine doit donc être aussi propre que possible.

- Vérifiez l'état de propreté du condenseur au moins une fois par mois et nettoyez-le le cas échéant.
- Pour toutes questions, n'hésitez pas à prendre contact avec votre représentant Service (cf. chap. 7.3 - « Contacts »).

8 Entretien et maintenance

8.2.2 Maintenance des rotors, nacelles et adaptateurs



PRUDENCE

Les mesures de précaution particulières lors de l'entretien des accessoires doivent être respectées.

Elles sont destinées à préserver leur sécurité de fonctionnement !

- Éliminez sans délai à l'aide d'un chiffon les liquides présents sur/dans le rotor, les nacelles et les accessoires, pour éviter la corrosion.
- Après une contamination par des substances toxiques, radioactives ou pathogènes, nettoyez immédiatement les rotors et les accessoires avec un désinfectant approprié, en fonction du type de salissure. Par souci de sécurité, des mesures de protection adaptées doivent être prises lorsqu'existe un risque de contamination par des substances toxiques, radioactives et pathogènes (voir chapitre 8.1.1 - « Nettoyage » und chapitre 8.1.2 - « Désinfection »).

Les rotors, nacelles et portoirs polyvalents sont des pièces de haute précision conçues pour pouvoir supporter les fortes contraintes continues provoquées par des champs de gravitation élevés mis en œuvre dans leur domaine d'application.

Les réactions chimiques, ainsi que la corrosion sous contrainte (association d'une pression variable et d'une réaction chimique), peuvent affecter ou détruire la structure des métaux. Des craquelures difficilement décelables sur la surface s'agrandissent et affaiblissent les matériaux sans signe annonciateur visible.

- En conséquence, contrôlez régulièrement le matériel, au moins une fois par mois, en recherchant :
 - la formation de fissures,
 - les changements de structure visibles sur les surfaces,
 - les impacts de choc,
 - les traces de corrosion,
 - tout autre altération.
- Contrôlez les orifices des rotors et portoirs multiples.
- Pour votre sécurité, remplacez sans tarder les éléments endommagés.
- Graissez la vis de fixation du rotor après chaque nettoyage, en appliquant une petite quantité de graisse haute performance, puis répartissez la graisse avec un chiffon en couche fine.
- Respectez les exigences spécifiques liées à l'emploi d'accessoires en plastique (cf. chap. 8.2.2.1 - « Accessoires en plastique »).

Plaque pour microhématocrite (Réf. 11409)

- Contrôlez régulièrement l'anneau en caoutchouc (Réf. 16001), au moins une fois par mois, et le changer en cas d'usure, par ex. bris de verre.

8.2.2.1 Accessoires en plastique

Sous l'effet des fortes températures (par ex. lors du séchage) la résistance chimique des plastiques est altérée (cf. chap. 11.4 - « Tableau des stabilités »).

- Après manipulation de solvants ou de substances acides ou alcalines, nettoyez soigneusement les accessoires en plastique avec un chiffon.

**ATTENTION**

Les accessoires en plastique ne doivent pas être graissés !

8.2.2.2 Supports du rotor**Emploi de nacelles en plastique****CONSEIL**

Si des nacelles en plastique sont employées, les supports du rotor ne doivent pas être graissés !

Emploi de nacelles en aluminium**Rotors dotés du revêtement Sigma Comfort****CONSEIL**

Les supports de certains rotors libres sont dotés d'un revêtement de glissement. Ce revêtement diminue le frottement entre les nacelles et les supports.

Il est inutile de graisser les supports pendant toute la durée de vie du revêtement (cf. chap. 3.6.7.3 - « Durée de vie du revêtement de rotor Sigma Comfort »)!

Tous les rotors libres dotés du revêtement Comfort sont identifiés par la lettre « C » marquée après le numéro de série (cf. chap. 3.6.7.1 - « Marquage des rotors et accessoires »).

**CONSEIL**

Le document « Revêtement de rotor Sigma Comfort », accompagnant chaque rotor doté du revêtement Comfort, comprend une liste des rotors disponibles dotés de ce revêtement de glissement, ainsi que des informations sur sa durée de vie.

**CONSEIL**

Il n'est pas possible d'associer les rotors dotés du revêtement Comfort avec les nacelles ou portoirs dotés du revêtement Cleanroom.

Rotors non dotés du revêtement Sigma Comfort

Sur les rotors qui ne sont pas, ou plus, pourvus de revêtement glissant, les supports doivent être graissés. Ce traitement est indispensable pour

8 Entretien et maintenance

parvenir à une oscillation régulière des nacelles et garantir un fonctionnement silencieux de la centrifugeuse. Des supports de rotor insuffisamment graissés peuvent provoquer un arrêt pour cause de balourd.



Fig. 32 : quantité suffisante de graisse pour un support de rotor

Graisser les supports du rotor

1. Nettoyez les supports du rotor et les encoches des nacelles pour éliminer les résidus de graisse ancienne.
2. Appliquez une petite quantité de graisse haute performance pour supports de rotor (voir illustration ci-dessus) sur les deux supports de rotor de chaque nacelle.
3. Montez la nacelle et faites-la osciller à fond une fois à la main pour répartir la graisse.
4. Répétez ce processus pour tous les emplacements de nacelle.

8.2.3 Bris de verre**PRUDENCE**

En cas de bris de verre, tous les éclats doivent être immédiatement et soigneusement retirés (par exemple avec un aspirateur). Les adaptateurs en caoutchouc doivent être renouvelés, car toutes les particules de verre risquent de ne pas être éliminées, même avec un nettoyage soigneux.

**PRUDENCE**

Lors de l'élimination des éclats de verre dans la chambre du rotor, un risque de blessure existe.

- Porter un équipement de sécurité personnel.

Risques induits par un bris de verre

- Les éclats de verre endommagent le revêtement de surface (par ex. Eloxal) des nacelles, ce qui favorise par la suite la corrosion.
- Des éclats de verre dans les adaptateurs en caoutchouc des nacelles provoquent d'autres bris de verre.
- La présence d'éclats de verre dans les paliers de pivotement du rotor empêche une oscillation uniforme des nacelles et portoirs polyvalents, provoquant un balourd.
- La présence d'éclats de verre dans la chambre du rotor entraîne une abrasion du métal du fait de l'importante circulation d'air. Cette fine poussière métallique pollue fortement la chambre du rotor, le rotor et les échantillons et endommage la surface des accessoires, des rotors et de la chambre du rotor.

Éliminer les éclats de verre fins et la poussière métallique de la chambre du rotor

1. Graissez le tiers supérieur de la chambre du rotor avec de la Vaseline ou une autre graisse similaire.
2. Faites tourner le rotor pendant quelques minutes à une vitesse modérée (environ 2 000 min⁻¹). Pendant la rotation, les particules de verre et de métal vont se fixer sur la partie graissée.
3. Essuyez ensuite la couche de graisse où sont incrustés la poussière et les éclats de verre avec un chiffon.
4. Répétez le processus si nécessaire.

8 Entretien et maintenance

8.3 Opérations de maintenance



DANGER

Dans toutes les opérations de maintenance impliquant le retrait du bâti, il existe un danger de choc électrique ou de blessure mécanique.

- Les opérations de maintenance doivent être exclusivement réalisées par un personnel qualifié autorisé.
- Chaque fin d'opération de maintenance doit être suivie d'une inspection finale conforme aux normes en vigueur, effectuée par un personnel spécialisé autorisé (voir ci-dessous).

La centrifugeuse est soumise à de fortes contraintes mécaniques. Pour pouvoir résister à de telles sollicitations, des composants de grande qualité ont été mis en œuvre pour sa construction. Toutefois, des phénomènes d'usure non visibles de l'extérieur peuvent survenir. Les pièces en caoutchouc en particulier, présentes notamment dans la suspension du moteur, connaissent un processus de vieillissement.

En Allemagne, les centrifugeuses en exploitation sont soumises à une obligation de contrôle conformément aux prescriptions spécialisées de l'association professionnelle FBRCI-025 (novembre 2023) :

- en état de fonctionnement, tous les 1-2 ans,
- en état démonté, tous les 3-4 ans.

Nous recommandons :

- de changer les composants de la suspension du moteur (pièces en caoutchouc) tous les 3-4 ans ;
- de réaliser ce contrôle dans le cadre d'une inspection par son fabricant, une fois par an en état de fonctionnement et une fois tous les trois ans en état démonté.

Réparation, changement et vérification périodique

Tout changement de pièce, réparation ou vérification périodique doit être suivi d'une inspection de la sécurité électrique conforme à la norme DIN EN 61010-1, réalisée par un personnel qualifié.

Pour les centrifugeuses Sigma, cet examen est celui prescrit par la norme DGUV V3, DIN EN 61010-1. L'examen est considéré comme réussi lorsque les limites spécifiées sont respectées.

Une mesure selon la norme VDE 0701-0702 produit des valeurs supérieures du fait d'un procédé de mesure différent. Si les valeurs limites sont respectées dans ce cas, l'examen est considéré comme réussi. Si les valeurs limites sont dépassées, un examen conforme à la norme 61010-1 est absolument nécessaire.

8 Entretien et maintenance

Ces prestations de service peuvent être réalisées dans le cadre d'un contrat de maintenance.

www.sigma-zentrifugen.de → [Service] → [Maintenance corrective et réparation]

Scan QR-Code

If you have any questions to this subject, please contact our service department:



8.4 Retour d'éléments défectueux

Malgré tout le soin apporté lors de la construction de nos produits, il peut être nécessaire de retourner l'appareil ou un accessoire au constructeur. Pour que nous puissions traiter rapidement et rentablement le retour des centrifugeuses, des pièces détachées et des accessoires, nous devons disposer d'informations complètes et correctes. Veuillez donc joindre les formulaires listés ci-dessous dûment complétés et signés à votre retour et envoyez-les avec le produit à l'adresse suivante :

Sigma Laborzentrifugen GmbH
An der Unteren Söse 50
37520 Osterode (Allemagne)

1. Attestation d'innocuité de l'exploitant (Déclaration de décontamination)

En tant qu'entreprise certifiée et en vertu des réglementations en vigueur relatives à la protection de nos collaborateurs et de l'environnement, nous sommes obligés de documenter l'innocuité de toutes les marchandises entrant dans nos locaux. À cet effet, nous avons besoin d'une déclaration de décontamination.

- Le formulaire doit être entièrement complété et signé par un personnel qualifié autorisé.
- Apposez le formulaire original de manière bien visible sur l'extérieur de l'emballage.



CONSEIL

En cas de non présentation de la déclaration de décontamination, nous renvoyons l'élément / l'appareil pour notre décharge !

2. Formulaire de retour d'un élément défectueux

Dans ce formulaire doivent être renseignées les informations sur le produit. Elles servent à simplifier la classification et permettent de traiter le retour rapidement. Si plusieurs éléments sont renvoyés dans le même colis, vous devez établir un formulaire de retour séparé pour chaque élément.

8 Entretien et maintenance

- Une description détaillée du dysfonctionnement est nécessaire afin de pouvoir traiter la réparation rapidement et de manière économique.



Si le formulaire ne contient aucune description du dysfonctionnement, aucun remboursement ni avoir ne pourra vous être accordé ! Dans ce cas, nous nous réservons la possibilité de vous renvoyer l'élément / l'appareil à vos frais pour notre décharge.

- Sur demande, nous établissons un devis avant l'exécution de la réparation. Nous vous prions d'accepter celui-ci dans un délai de 14 jours maximum. Si, après 4 semaines, nous n'avons pas reçu l'acceptation de notre devis, nous vous renvoyons l'élément / l'appareil defectueux pour notre décharge. Les coûts induits vous seront facturés.

3. Demande d'enlèvement

Si vous le souhaitez, le fabricant peut organiser le transport avec enlèvement de l'appareil.

- Remplissez et déposez votre Demande d'enlèvement à l'adresse support.lab@sigma-zentrifugen.de.



L'élément / l'appareil defectueux doit être conditionné pour le transport, l'appareil de préférence dans son emballage d'origine.

Si le produit nous est expédié dans un emballage non adapté, le reconditionnement pour vous le renvoyer vous sera facturé.

Les formulaires sont à votre disposition sur le site www.sigma-zentrifugen.de → [Service] → [Maintenance corrective et réparation].

9 Mise au rebut

9.1 Mise au rebut de la centrifugeuse



Les centrifugeuses Sigma portent le symbole ci-contre, conformément à la directive 2012/19/UE. Cela signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

- La société Sigma Laborzentrifugen GmbH reprend ses centrifugeuses sans frais.
- Veuillez auparavant à ce que la centrifugeuse soit décontaminée. Remplissez à cet effet une déclaration de décontamination (cf. chap. 8.4 - « Retour d'éléments défectueux »).
- Veuillez respecter également les éventuelles directives nationales en vigueur.

9.2 Mise au rebut de l'emballage

- Réutilisez l'emballage de livraison pour réexpédier la centrifugeuse devant être mise au rebut
- ou triez les différents matériaux composant l'emballage pour les jeter en conséquence.
- Respectez les directives nationales.

10 Caractéristiques techniques

10 Caractéristiques techniques

Constructeur :	Sigma Laborzentrifugen GmbH An der Unteren Söse 50 37520 Osterode (Allemagne)
Modèle :	2-16KL
<u>Données de raccordement</u>	
Raccordement électrique :	voir la plaque signalétique
Classe de protection :	I
Code IP :	20
Puissance absorbée (W) :	720
Protection d'entrée (AT) :	6,0 (à 220-240 V / 50/60 Hz) protections thermique
<u>Performance</u>	
Vitesse max. (tr/min) :	15 300
Capacité max. (ml) :	400
Champ de gravitation max.(x g) :	21 918
Énergie cinétique max. (Nm) :	9 962
<u>Autres paramètres</u>	
Durée de fonctionnement :	10 sec – 99 h 59 min, fonctionnement court, fonctionnement continu
Plage de températures :	-10 °C à +40 °C
Nombre de programmes :	50
<u>Données physiques</u>	
Hauteur (mm) :	310
Hauteur, couvercle ouvert (mm) :	705
Largeur (mm) :	550
Profondeur (mm) :	570
Poids (kg) :	60
Niveau sonore (dB(A)) :	65 (à vitesse maximale)
<u>Caractéristiques du réfrigérant</u>	
Réfrigérant :	R513A
Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) :	631
Volume de remplissage (kg) :	0,255
Pression max. autorisée (bar) :	23
Équivalent CO ₂ (t) :	0,161

10.1 Conditions ambiantes

- Les données sont valables pour une température ambiante de +23 °C et pour une tension nominale ± 10 %. La température minimale est $\leq +4$ °C et dépend du type du rotor, de la vitesse et de la température ambiante.



CONSEIL

Dans le cas d'une tension du secteur de 100 V et 200 V, des tolérances de +10 % / -5 % s'appliquent.

- Utilisation en intérieur uniquement.
- Altitude maximale 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.
- Température ambiante admissible +5 °C - +35 °C.
- Humidité relative maximale admissible de 80 % entre 5 °C et 31 °C, diminution linéaire jusqu'à 67 % d'humidité relative à 35 °C.
- Degré de pollution 2.

10.2 Documentation technique

Par souci de préservation de l'environnement, certains documents techniques relatifs à cette centrifugeuse (par ex. le schéma électrique), ainsi que les fiches techniques de sécurité du constructeur établies notamment pour les lubrifiants ou le liquide de refroidissement, ne sont pas joints au présent mode d'emploi.

Pour commander ces documents, contactez le représentant Service !

11 Annexe

11 Annexe

11.1 Gamme d'accessoires

La gamme complète des accessoires peut être téléchargée depuis le site www.sigma-zentrifugen.de.

11.1.1 Rayons des rotors

Les données relatives au rayon dans le tableau des accessoires correspondent aux valeurs calculées pour chaque rotor. Le calcul du rayon est décrit dans le chapitre 2.2.2.1 - « Vitesse de rotation, rayon, force centrifuge relative ».




Fig. 33 : Rayons maximal et minimal d'un rotor angulaire




Fig. 34 : Rayons maximal et minimal d'un rotor libre




Fig. 35 : Plaque pour microhématoците

11.2 Courbes d'accélération et de freinage

Les courbes sont numérotées dans le sens de l'augmentation de l'accélération (de droite à gauche).

Les courbes de freinage sont des images inversées des courbes d'accélération avec les mêmes numéros. La courbe 0 constitue une exception, elle correspond à une décélération sans frein.

En principe, la durée d'accélération jusqu'à ce que la valeur de consigne soit atteinte dépend du moment d'inertie de chaque rotor.

Courbes linéaires

La pente d'une courbe d'accélération spécifique définit le temps nécessaire pour faire accélérer le rotor de 1 000 tr/min.

Par rapport aux autres courbes, la courbe 9 présente une particularité. La centrifugeuse accélère à sa puissance maximale. La durée de centrifugation jusqu'à ce que la vitesse de consigne soit atteinte dépend uniquement du moment d'inertie du rotor.

N° de courbe linéaire	Pente
0	4 [tr/min / sec]
1	6 [tr/min / sec]
2	8 [tr/min / sec]
3	17 [tr/min / sec]
4	25 [tr/min / sec]
5	33 [tr/min / sec]
6	50 [tr/min / sec]
7	100 [tr/min / sec]
8	200 [tr/min / sec]
9	1 000 [tr/min / sec]

Fig. 36 : Pente des courbes linéaires




Fig. 37 : Diagramme des courbes linéaires

11 Annexe

11.3 Tableau de la durée de vie des rotors et accessoires

- En cas d'absence d'indications contradictoires, les rotors et nacelles doivent être mis hors service au bout de 10 ans. Au cas par cas, leur utilisation peut être prolongée après contrôle du fabricant.
- Si un nombre maximal de cycles **et** une date limite sont indiqués sur un accessoire, vous devez le remplacer dès que l'une des deux indications se vérifie.
- Après 50 000 cycles, le rotor doit être changé par mesure de sécurité.

Rotors / nacelles	Cycles	Durée de vie ("Exp.Date")	Utilisable avec la centrifugeuse	Remarques
12082		7 ans	1-14, 1-14K	
12084		7 ans	1-14, 1-14K	
12092		5 ans	1-14, 1-14K	
12094		5 ans	1-14, 1-14K	
12096		5 ans	1-14, 1-14K	
12097		5 ans	1-14, 1-14K	
12134		5 ans	1-16, 1-16K	
12135		5 ans	1-16, 1-16K	
12137		5 ans	1-16, 1-16K	
91429		7 ans	1-7	
13035			2-7	Ne pas graisser le support du rotor
13296	35.000	5 ans	2-7, 2-16KL, 2-16KHL	Ne pas graisser le support du rotor
13299		5 ans	2-7, 2-4 Cyto, 2-16KL, 2-16KHL, 3-30KS, 3-30KHS	Ne pas graisser le support du rotor
13221	10.000		4-16S, 4-16KS, 4-16KHS, 6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS	
9100	35.000		4-5KL, 4-16S, 4-16KS, 4-16KHS, 6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS	
9366	15.000		4-5KL, 4-16S, 4-16KS, 4-16KHS, 6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS	
13218	20.000		4-5KL, 4-16S, 4-16KS, 4-16KHS, 6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS	
12600		7 ans	6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS	
13625	20.000		6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS	
13635	25.000		6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS	
13650	20.000		6-16S, 6-16HS, 6-16KS, 6-16KHS	
13860	15.000	10 ans	8KBS	
11805	15.000	10 ans	8KBS, 8KS	
11806		10 ans	8KBS, 8KS	
12505	30.000		8KS	
13845	20.000		8KS	
13850	10.000	10 ans	8KS	
13890	25.000		8KS Clinic	

11.4 Tableau des stabilités



CONSEIL

Les données correspondent à une stabilité à 20 °C.

Matière	Formule	Concentration [%]											
			HDPE	PA	PC	POM	PP	PSU	PVC	PVC	PTFE	NBR	AL
			Polyéthylène haute densité	Polyamide	Polycarbonate	Polyoxyméthylène	Polypropylène	Polysulfone	Chlorure de polyvinyle, dur	Chlorure de polyvinyle, mou	Polytétrafluoroéthylène	Caoutchouc butadiène-acrylonitrile	Aluminium
– pas de donnée													
1 très bonne stabilité													
2 bonne stabilité													
3 partiellement stable													
4 instable													
Acétaldéhyde	C ₂ H ₄ O	40	3	2	4	2	3	4	4	-	1	4	1
Acétamide	C ₂ H ₅ NO	saturé	1	1	4	1	1	4	4	-	1	-	1
Acétate d'éthyle	C ₄ H ₈ O ₂	100	1	1	4	1	1	4	4	4	1	4	1
Acétate de méthyle	C ₃ H ₆ O ₂	100	1	1	4	2	1	-	4	4	1	-	1
Acétone	C ₃ H ₆ O	100	1	1	4	1	1	4	4	-	1	4	1
Acide acétique	C ₂ H ₄ O ₂	10	1	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Acide acétique	C ₂ H ₄ O ₂	90	1	4	4	4	1	3	1	4	1	-	1
Acide borique	H ₃ BO ₃	aqueux	1	3	1	2	1	-	-	-	1	1	1
Acide chlorhydrique	HCl	5	1	4	1	4	1	1	1	-	1	2	4
Acide chlorhydrique	HCl	concentré	1	4	4	4	1	1	2	3	1	4	4
Acide chromique	CrO ₃	10	1	4	2	4	1	4	1	-	1	4	1
Acide citrique	C ₆ H ₈ O ₇	10	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Acide citrique	C ₆ H ₈ O ₇	50	1	3	1	2	1	-	-	-	1	1	1
Acide formique	CH ₂ O ₂	100	1	4	3	4	1	3	3	1	1	2	1
Acide lactique	C ₃ H ₆ O ₃	3	1	3	1	2	1	1	2	-	1	1	1
Acide nitrique	HNO ₃	10	1	4	1	4	1	1	1	-	1	4	3
Acide nitrique	HNO ₃	100	4	4	4	4	4	-	4	-	1	4	1
Acide oléique	C ₁₈ H ₃₄ O ₂	100	1	1	1	2	1	-	1	-	1	3	1
Acide oxalique	C ₂ H ₂ O ₄ x 2H ₂ O	100	1	3	1	4	1	1	1	1	1	2	1
Acide phosphorique	H ₃ PO ₄	20	1	4	2	4	1	-	-	-	1	2	4
Acide sulfhydrique	H ₂ S	10	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	1
Acide sulfurique	H ₂ SO ₄	6	1	4	1	4	1	1	1	-	1	2	3

11 Annexe

Matière	Formule	Concentration [%]	<ul style="list-style-type: none"> – pas de donnée 1 très bonne stabilité 2 bonne stabilité 3 partiellement stable 4 instable 										
			HDPE	PA	PC	POM	PP	PSU	PVC	PVC	PTFE	NBR	AL
			Polyéthylène haute densité	Polyamide	Polycarbonate	Polyoxyméthylène	Polypropylène	Polysulfone	Chlorure de polyvinyle, dur	Chlorure de polyvinyle, mou	Polytétrafluoroéthylène	Caoutchouc butadiène-acrylonitrile	Aluminium
Acide sulfurique	H ₂ SO ₄	fumant	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	3
Acrylate de butyle	C ₇ H ₁₂ O ₂	100	1	2	4	2	3	4	4	4	1	-	1
Alcool allylique	C ₃ H ₆ O	96	1	3	3	2	2	2	2	4	1	1	1
Alcool benzylique	C ₇ H ₈ O	100	3	4	4	1	4	4	2	-	1	4	1
Alcool butylique	C ₄ H ₁₀ O	100	1	1	2	1	1	2	2	4	1	1	1
Alun de chrome	KCr(SO ₄) ₂ x 12H ₂ O	saturé	1	2	1	3	1	-	1	-	1	-	3
Aniline	C ₆ H ₇ N	100	1	3	4	1	2	4	4	4	1	4	1
Benzaldéhyde	C ₇ H ₆ O	100	1	3	4	1	1	3	4	4	1	4	1
Benzène	C ₆ H ₆	100	3	2	4	1	3	4	4	-	1	4	1
Bisulfite de sodium	NaHSO ₃	10	1	1	2	4	1	-	-	-	1	1	1
Carbonate de sodium	Na ₂ CO ₃	10	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	3
Chlore	Cl ₂	100	4	4	4	4	4	4	4	4	1	-	3
Chloroforme	CHCl ₃	100	3	3	4	4	3	4	4	4	1	4	3
Chlorure d'étain (II)	SnCl ₂	10	1	4	2	2	1	-	-	-	1	1	4
Chlorure d'aluminium	AlCl ₃	saturé	1	3	2	4	1	-	1	-	1	1	4
Chlorure d'ammonium	(NH ₄)Cl	aqueux	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3
Chlorure de benzène	C ₆ H ₅ Cl	100	3	4	4	1	3	4	4	4	1	4	1
Chlorure de calcium	CaCl ₂	alcoolique	1	4	2	3	1	-	-	4	1	1	3
Chlorure de magnésium	MgCl ₂	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chlorure de sodium	NaCl	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Chlorure de thionyle	Cl ₂ SO	100	4	4	4	2	4	4	4	4	1	-	3
Chlorure d'éthylène	C ₂ H ₄ Cl ₂	100	3	3	4	1	3	4	4	4	1	-	1
Chlorure ferreux	FeCl ₂	saturé	1	3	1	3	1	1	1	1	1	-	4
Chlorure mercurique	HgCl ₂	10	1	4	1	3	1	1	1	1	1	1	4
Cires	-	100	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Cyclohexanol	C ₆ H ₁₂ O	100	1	1	3	1	1	1	1	4	1	2	1
Décane	C ₁₀ H ₂₂	100	-	1	2	1	3	-	-	-	1	2	1
Diesel (carburant)	-	100	1	1	3	1	1	-	1	3	1	1	1

11 Annexe

Matière	Formule	Concentration [%]	– pas de donnée 1 très bonne stabilité 2 bonne stabilité 3 partiellement stable 4 instable										
			HDPE	PA	PC	POM	PP	PSU	PVC	PVC	PTFE	NBR	AL
			Polyéthylène haute densité	Polyamide	Polycarbonate	Polyoxyméthylène	Polypropylène	Polysulfone	Chlorure de polyvinyle, dur	Chlorure de polyvinyle, mou	Polytétrafluoroéthylène	Caoutchouc butadiène-acrylonitrile	Aluminium
Diméthylformamide (DMF)	C ₃ D ₇ NO	100	1	1	4	1	1	4	3	-	1	3	1
Diméthylsulfoxyde (DMSO)	C ₂ H ₆ SO	100	1	2	4	1	1	4	4	-	1	-	1
Dioxane	C ₄ H ₈ O ₂	100	2	1	4	1	3	2	3	4	1	3	1
Eau chlorurée	Cl ₂ x H ₂ O		3	4	4	4	3	-	3	3	1	-	4
Éthanol	C ₂ H ₆ O	96	1	1	1	1	1	1	1	3	1	-	1
Éther éthylique	C ₄ H ₁₀ O	100	3	1	4	1	4	4	4	4	1	-	1
Ethylènediamine	C ₂ H ₈ N ₂	100	1	1	3	1	1	-	3	4	1	1	1
Formaldéhyde (solution)	CH ₂ O	30	1	3	1	1	1	-	-	-	1	2	1
Furfural	C ₅ H ₄ O ₂	100	1	3	3	2	4	-	-	-	1	4	1
Glycérine	C ₃ H ₈ O ₃	100	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1	1
Heptane, n-	C ₇ H ₁₆	100	2	1	1	1	2	1	2	4	1	1	1
Hexane, n-	C ₆ H ₁₄	100	2	1	2	1	2	1	2	4	1	1	1
Huile minérale	–	100	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1
Huile pour transformateurs	–	100	1	1	3	3	1	1	1	-	1	1	1
Hydrocarbures	C ₅ H ₁₂ - C ₁₂ H ₂₆	100	2	1	3	1	3	3	2	-	1	1	1
Hydrogénocarbonate de potassium	CHKO ₃	saturé	1	1	2	1	1	-	-	-	1	-	4
Hydroxyde d'ammonium	NH ₃ + H ₂ O	30	1	3	4	1	1	2	1	-	1	-	1
Hydroxyde de potassium	KOH	30	1	1	4	3	1	1	1	1	1	-	4
Hydroxyde de potassium	KOH	50	1	1	4	3	1	1	1	1	1	-	4
Hydroxyde de sodium	NaOH	30	1	1	4	1	1	1	1	1	1	2	4
Hydroxyde de sodium	NaOH	50	1	1	4	1	1	1	1	-	1	2	4
Isopropanol	C ₃ H ₈ O	100	1	1	1	1	1	1	1	4	1	-	2
Mercure	Hg	100	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3
Méthane dichlorique	CH ₂ Cl ₂	100	4	3	4	3	3	4	4	4	1	-	1
Méthanol	CH ₄ O	100	1	2	4	1	1	3	1	3	1	2	1
Méthyl éthyl cétone (MEC)	C ₄ H ₈ O	100	1	1	4	1	1	4	4	4	1	4	1

11 Annexe

Matière	Formule	Concentration [%]	<ul style="list-style-type: none"> – pas de donnée 1 très bonne stabilité 2 bonne stabilité 3 partiellement stable 4 instable 										
			HDPE Polyéthylène haute densité	PA Polyamide	PC Polycarbonate	POM Polyoxyméthylène	PP Polypropylène	PSU Polysulfone	PVC Chlorure de polyvinyle, dur	PVC Chlorure de polyvinyle, mou	PTFE Polytétrafluoroéthylène	NBR Caoutchouc butadiène-acrylonitrile	AL Aluminium
Nitrate d'argent	AgNO ₃	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4
Nitrate de potassium	KNO ₃	10	1	1	1	1	1		-	-	1	1	1
Nitrile acrylique	C ₃ H ₃ N	100	1	1	4	3	3	4	4	4	1	4	1
Nitrobenzène	C ₆ H ₅ NO ₂	100	3	4	4	3	2	4	4	4	1	4	1
Ozone	O ₃	100	3	4	1	4	3	1	1	-	1	4	2
Pentachlorure de phosphore	PCl ₅	100	-	4	4	4	1	-	4	4	1	-	1
Permanganate de potassium	KMnO ₄	100	1	4	1	1	1	-	1	-	1	3	1
Peroxyde d'hydrogène	H ₂ O ₂	3	1	3	1	1	1	1	1	-	1	3	3
Peroxyde d'hydrogène	H ₂ O ₂	30	1	4	1	4	1	1	1	-	1	3	3
Pétrole	–	100	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1
Phénol	C ₆ H ₆ O	10	1	4	4	4	1	4	1	3	1	3	1
Phénol	C ₆ H ₆ O	100	2	4	4	4	1	3	4	3	1	3	1
Pyridine	C ₅ H ₅ N	100	1	1	4	1	3	4	4	4	1	4	1
Résorcine	C ₆ H ₆ O ₂	5	1	4	2	3	1	4	2	-	1	-	2
Styrène	C ₈ H ₈	100	4	1	4	1	3	-	4	4	1	4	1
Suif	–	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sulfate d'aluminium	Al ₂ (SO ₄) ₃	10	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
Sulfate de cuivre	CuSO ₄ x 5H ₂ O	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
Sulfate de sodium	Na ₂ SO ₄	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sulfure de carbone	CS ₂	100	4	3	4	2	4	4	4	4	1	3	1
Teinture d'iode	I ₂		1	4	3	1	1	-	4	4	1	1	1
Tétrachlorure de carbone (TETRA)	CCl ₄	100	4	4	4	2	4	4	4	4	1	3	1
Tétrahydrofurane (THF)	C ₄ H ₈ O	100	3	1	4	1	3	4	4	4	1	3	1
Tetrahydronaphtalène	C ₁₀ H ₁₂	100	3	1	4	1	4	4	4	4	1	-	1
Toluène	C ₇ H ₈	100	3	1	4	1	3	4	4	4	1	4	1
Trichloréthane	C ₂ H ₃ Cl ₃	100	3	3	4	2	4	4	4	4	1	4	4

11 Annexe

Matière	Formule	Concentration [%]	Stabilité											
			HDPE Polyéthylène haute densité	PA Polyamide	PC Polycarbonate	POM Polyoxyméthylène	PP Polypropylène	PSU Polysulfone	PVC Chlorure de polyvinyle, dur	PVC Chlorure de polyvinyle, mou	PTFE Polytétrafluoroéthylène	NBR Caoutchouc butadiène-acrylonitrile	AL Aluminium	
– pas de donnée														
1 très bonne stabilité														
2 bonne stabilité														
3 partiellement stable														
4 instable														
Trichlorure d'antimoine	SbCl ₃	90	1	4	1	4	1	-	1	-	1	-	4	
Urée (carbamide)	CH ₄ N ₂ O	10	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	
Urine	–	100	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	2	
Vins	–	100	1	1	1	2	1	1	1	1	1	-	4	
Xylène	C ₈ H ₁₀	100	3	1	4	1	4	4	4	4	1	4	1	
Xylidine	C ₈ H ₁₁ N	100	-	3	4	2	4	-	-	-	1	-	1	

11 Annexe

11.5 Déclaration CE de conformité



Déclaration CE de conformité

Au sens de la Directive 2006/42/CE relative aux machines, Annexe II, Partie 1, Section A

Désignation du produit : Centrifugeuse de laboratoire
Nom du produit : Sigma 2-16KL, Sigma 2-16KHL
Référence de l'article 10350, 10351, 10352, 10353, 109011, 109012
Fabricant Sigma Laborzentrifugen GmbH
An der Unteren Söse 50
37520 Osterode
Allemagne
Mandataire pour la documentation CE Alexander Hörsting

Le produit désigné ci-dessus a été développé, fabriqué et finalisé en conformité avec les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables, prévues dans les règlements, directives et normes européens mentionnés.

Cette déclaration est invalidée dans le cas d'une modification n'ayant pas reçu l'accord du fabricant ou d'une utilisation non conforme.

Règlements Règlement d'exécution relatif (UE) 2024/2729
au règlement (UE) 2024/573
(gaz à effet de serre fluorés)

Directives Directive relative aux machines 2006/42/CE
Directive relative aux appareils électriques basse tension 2014/35/UE
Directive relative à la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
Directive RoHS 2011/65/UE
Directive déléguée RoHS (UE) 2015/863

Normes EN 61010-2-020:2017
EN IEC 61010-2-011:2021
EN IEC 61326-1:2021

Osterode, 2025-11-04



Dr. Michael Sander, Directeur général

CE_Sigma_2-16KL_2-16KHL_MRL_2025-11-04_fr

1 / 1

11 Annexe

12 Index

A	
accélération (Acceleration).....	45
accessoire	
altération de la couleur	60
altération de la structure	60
durée de vie.....	60
fuite.....	60
accessoire en plastique, nettoyage et entretien	63
accessoire, nettoyage et entretien	62
acide	22, 61, 63
activer le mode modification.....	39
adaptateur en caoutchouc.....	37
adaptateur, désinfection.....	59
adaptateurs.....	37
affichage du nombre de cycles.....	47
alcalines (substances)	22
alimentation électrique	30
altération de la couleur (accessoire)	60
altération de la structure (accessoire)	60
appareil de classe de protection I.....	30
arbre du moteur	32, 33, 61
arrêt pour cause de balourd	63
atteinte du nombre maximal de cycles	47
attestation d'innocuité de l'exploitant.....	67
aucun affichage sur l'écran	51
Auto Open	
ouverture automatique du couvercle	45
autoclavage	60
déformation des récipients.....	60
B	
balourd.....	26, 35, 37, 51, 53
basique	61, 63
Brake	45
bris de verre.....	65
Buzzer	
signal sonore	46
C	
câble d'alimentation non branché.....	51
capacité	70
capillaires.....	34
caractéristiques du réfrigérant.....	12, 70
caractéristiques techniques.....	70
centrifugation à faible capacité.....	36
centrifugation avec des récipients de tailles différentes	35
centrifugation de substances infectieuses, toxiques, radioactives ou pathogènes.....	21
centrifugeuse	
définition	9
centrifugeuse bougée pendant le fonctionnement.....	51
centrifugeuse freine pendant la centrifugation	51
centrifugeuse inclinée	51
centrifugeuse ne démarre pas.....	51
centrifugeuse non utilisée	50
champ de gravitation.....	70
changement de structure visible sur les surfaces.....	62
chargement d'un programme	49
chargement irrégulier	51
classe de protection	30, 70
clé de serrage du rotor	33
code IP	70
codes d'erreur	53
Comfort, revêtement de rotor	24
commande de pièces de rechange	54
commutateur d'alimentation	11
commutateur sur arrêt.....	51
comportement en cas de danger ou d'accident	27
condensation	30
condenseur (entretien)	61
conditions ambiantes	71
conditions de stockage	28
conditions générales de vente.....	9
conseils pour le transport.....	28
consignes de sécurité	9, 32, 33
consignes de sécurité et mises en garde ...	34
consignes de sécurité informelles	19

Index

consignes de sécurité pour la centrifugation	22	dispositifs de sécurité.....	26
constructeur	12, 70	documentation	10
construction de la centrifugeuse.....	11	documentation technique	71
contacter le service après-vente	54	domaine d'utilisation	13
contamination	21, 62	droit de propriété intellectuelle	10
contrainte thermique	55	durée	40
contraintes thermiques.....	30	durée à partir de la vitesse de consigne	41
contrôle de l'immobilité.....	26	durée de fonctionnement	70
contrôle du rotor.....	26	durée de vie des accessoires.....	60
contrôle système.....	26	durée de vie des rotors et accessoires. 23, 74	
corrosion.....	20, 23, 37, 55, 62, 65	dysfonctionnement de l'entraînement.....	51
corrosion sous contrainte		dysfonctionnements	51
voir également corrosion.....	62	E	
coupe-circuit	51	éclat de verre	65
coupe-circuit déclenché	51	éclats de verre et poussière métallique dans	
courbe d'accélération	45	la chambre du rotor, élimination	65
courbe de freinage	45	écran.....	38
courbes d'accélération et de freinage.....	73	électricien qualifié	18
courbes linéaires.....	73	éléments fonctionnels et de commande	11
couvercle de s'ouvre pas	51	élimination des éclats de verre et de la	
cycles		poussière métallique dans la chambre du	
affichage du nombre de cycles	47	rotor.....	65
D		emplacement	30
danger imminent	16	emplacement du dispositif de déverrouillage	
danger possible	16	d'urgence	52
date de fabrication	12	énergie cinétique.....	12, 70
déballage	29	enregistrement d'un programme	49
déclaration CE de conformité	10, 81	entretenir le condenseur	61
déclaration de décontamination	67	entretien de l'utilisateur	55
déformation des récipients (autoclavage)...	60	équivalent CO ₂	70
demande d'enlèvement.....	68	erreur dans l'EEPROM.....	53
démarrage d'une centrifugation.....	39	erreur de balourd	53
densité	14	erreur de communication	53
description du dysfonctionnement.....	68	erreur de couvercle	53
désinfectant	55, 62	erreur de moteur	53
désinfection des adaptateurs	59	erreur de paramétrage	53
désinfection des rotors et des nacelles	58	erreur de processus	53
détergent	56, 61, 63	erreur de système	53
déverrouillage d'urgence	52	erreur de tachymètre.....	53
devis	68	erreur de température	53
dimensions.....	28	erreur système.....	51
directive 2002/96/CE.....	69	exigences relatives au personnel.....	17
dispositif de transport.....	29	explosives (substances).....	21
dispositif de transport (retrait).....	29	F	
		FCR	40

fermeture du couvercle	32	message d'erreur	51
fiche technique de sécurité	71	mesure de précaution lors de l'entretien des accessoires	62
fonction arrêt rapide	39	mise au rebut de la centrifugeuse	69
fonctionnement continu	41	mise au rebut de l'emballage	69
fonctionnement court (« Short run\.....	41	mise en place et raccordement	30
fonctionnement manuel.....	39	mise hors tension.....	50
fonctionnement programmé	48	mise sous tension	32
force centrifuge relative (FCR)	14, 40	mises en garde	9, 32, 33
formation de fissures.....	57, 62	mises en garde relatives à la sécurité et aux risques	37
formulaire de retour d'un élément défectueux	67	mode de fonctionnement.....	13
freinage (Brake).....	45	mode d'emploi (importance).....	9
fuite (accessoire).....	60	modèle.....	54, 70
fusible du secteur.....	31	modifications structurelles.....	21
G		N	
garantie et responsabilité	9	nacelle	37
généralités (maintenance et entretien)	55	nacelle, nettoyage et entretien	62
graisse haute performance pour supports du rotor.....	61, 62, 63	nettoyage.....	55
graisse pour les supports	61, 62	nettoyage de la centrifugeuse	56
graisse pour supports du rotor	63	nettoyage des orifices des rotors angulaires	62
I		niveau sonore	70
impact de choc.....	62	nombre de programmes.....	70
infectieuses (substances).....	21	nombre maximal de cycles.....	47
inflammables (substances)	21	normes et réglementations.....	10
installation d'un rotor.....	32	numéro de fabrication	54
installation de la plaque pour microhématocrite.....	34	numéro de série	12
installation des accessoires	35	O	
installation des rotors et des accessoires...	32	opérateur	18
installation du rotor angulaire équipé d'un couvercle hermétique	33	orifice d'aération	30
interrompre une décélération	39	ouverture automatique du couvercle	45
interruption d'une centrifugation	39	ouverture du couvercle	32
J		P	
joint accroche.....	51	panne de courant.....	52
L		panneau de commande	38
le couvercle mal fermé	51	pas de tension au réseau.....	51
lieu d'installation.....	9	pathogènes (substances).....	21
logiciel de commande	38	périmètre de sécurité	20, 22, 30
M		personnel qualifié.....	18
maintenance	66	plage de températures	70
<u>marguage des rotors</u>	63	plaque signalétique	11, 12, 30
matériel livré	10	poids.....	28
		portoir polyvalent.....	37

Index

portoir polyvalent, nettoyage et entretien ...	62	rotors et accessoires avec une durée de vie spécifique	74
potentiel de réchauffement planétaire (PRP)	70	rotors et accessoires certifiés.....	20, 22
première mise en marche	32	rotors et nacelles (désinfection)	58
pression (réfrigérant).....	70	Run Prog	
principe de la centrifugation	13	chargement d'un programme	49
ProgLock		rupture d'alimentation.....	51
verrouillage du programme	46	S	
programme RapidTemp	42	Save Prog	
protection contre l'incendie	21	enregistrement d'un programme	49
protection contre les décharges électriques	20	sécurité chimique et biologique	21
protection d'entrée	70	sécurité de fonctionnement	62
puissance	12	sécurité des rotors et accessoires	22
puissance absorbée.....	70	sécurité électrique.....	20
Q		sécurité mécanique.....	20
quitter le mode modification	39	sélection du rotor	44
R		sélection, affichage et modification des données	39
raccordement.....	30	Short run.....	41
raccordement électrique.....	70	<u>Sigma Comfort, revêtement</u>	63
radioactives (substances)	21	Sigma Comfort, revêtement de rotor	24
RapidTemp, programme	42	signal sonore	26, 46
rayon.....	14	signalement d'un danger.....	37
rayonnement UV.....	30, 55	situation potentiellement dangereuse.....	16
rayons des rotors	72	soleil, rayonnement.....	55
RCF	40	solvant	22
recherche des erreurs.....	51	Speed	40
réipient	37	stabilité chimique des plastiques.....	63
réipients haute vitesse.....	37	stabilité des matières plastiques	22
recommandations importantes	16	stockage et transport	28
réfrigérant	12, 70	substance dangereuse.....	22, 55
résistance à une longue exposition aux hautes températures	55	substance infectieuse	55
retour d'éléments défectueux	67	substance pathogène.....	55
retour des centrifugeuses, des pièces détachées et des accessoires	67	substances hautement corrosives.....	21
retrait d'un rotor	33, 34	supports du rotor non suffisamment graissés	63
<u>revêtement de glissement</u>	63	surveillance de la température	26
revêtement de rotor Sigma Comfort	24	symbole CE conforme à la directive 2006/42/CE	15
revêtement Eloxal	57	symboles utilisés dans le mode d'emploi....	16
rotor	44	symboles utilisés sur l'appareil.....	15
rotor angulaire haute vitesse	37	système anti-balourd.....	26
<u>rotor avec revêtement Sigma Comfort</u>	63	T	
rotor pour plaque de microtitrage	33	tableau de la durée de vie des rotors et accessoires	23, 74
rotor, nettoyage et entretien	62		
rotor, retrait	33, 34		

tableau des codes d'erreur.....	53	utilisation conforme.....	9
tableau des stabilités	75	V	
Temp		ventilation	53
température	42	vérification du raccord à la terre	26
température	42	verre à centrifuger.....	37
température ambiante admissible	71	verrouillage du couvercle	26
température dans la chambre du rotor	26	verrouillage du paramétrage	48
tension d'alimentation	20, 30	verrouillage du programme	46
tension de fonctionnement	20, 30	verrous du couvercle ne se déclenchent pas correctement	51
tension nominale.....	12	vêtements de protection.....	21
Time.....	40	vis de fixation du rotor	32, 33
toxiques (substances)	21	vitesse	40, 70
trace de corrosion	62	vitesse de rotation.....	14
traces de corrosion	20	vitesse max.....	12
transport (conseils)	28	volume de remplissage (réfrigérant).....	70
transport (dispositif de sécurité)	29	volume utile – volume indiqué pour le récipient	37
transport outre-mer	28		
U			
usure.....	66		