

## Neues Design für Standzentrifuge Sigma 8KS / Sigma 8KBS



### Sigma 8KS und Sigma 8KBS in neuem Design

Die Standzentrifugen Sigma 8KS und Sigma 8KBS (Blutbank-Variante) haben ein Facelift bekommen. Ein neuer, flacher Deckel mit handlichem Edelstahlgriff und ein deutlich vergrößertes Sichtfenster zur externen Drehzahlkontrolle bieten ab sofort ein großes Plus in puncto Funktionalität und Design. Für eine noch komfortablere Bediensituation wurde die Steuerung auf die linke Seite verlegt und ein Deckelhalter auf der rechten Seite der Zentrifuge vorgesehen.

Das Innere der Zentrifuge wartet wie bisher mit beeindruckendem Fassungsvermögen auf – ideal für die Produktion: Die maximale Kapazität der Sigma 8KS reicht von 6 x 1 Liter im Festwinkelrotor und bis zu 12 x 1 Liter, 6 x 1,5 Liter oder 12 Blutbeutel (Sigma 8KBS) im Ausschwingrotor.

Dank motorischem Deckelschloss, das bereits für die kommende Klemmschutz-Norm gerüstet ist, lässt sich das kompakte und exzellent gekühlte Gerät leicht bedienen. Die leistungsfähige Zentrifuge verfügt über eine niedrige Beladehöhe, ist angenehm leise im Betrieb und besticht durch ihren niedrigen Energieverbrauch.

Die Sigma 8KS ist wie geschaffen für den universellen Einsatz in Medizin und Forschung – die Sigma 8KBS prädestiniert für den Einsatzbereich Blutbanken.

Eine neue Blutbeutel-Adapterfamilie steht bereits in den Startlöchern und komplettiert ab Frühjahr 2017 das Zubehör-Sortiment der Sigma 8KBS.